



KKD® TC-Line

Spezialscheren mit Hartmetallschneiden



KKD® TC-Line

Entfernung von Nahtmaterial, Ausdünnen von Gewebelappen oder Beschneiden von Kronenrändern bzw. Folien und anderen Materialien – KKD® TC-Line Scheren bieten für jeden Anwendungsbereich in Chirurgie und Prothetik die ideale Form und Ausführung in höchster Qualität.

KKD TC scissors are reliable helper for the removal of suture material or the cutting of crown margins, resp. foils and other materials - KKD TC Scissors offer for each scope in surgery and prothetics the ideal form and design in best quality.

Scheren aus der KKD® TC-Line stehen für eine lang anhaltende und gleichbleibend präzise Schneidleistung. Die chirurgischen Scheren ermöglichen das genaue Konturieren des Gingivalrandes und der Papillenbereiche.

KKD TC scissors ensure an optimum sharpness and, depending on the form, permit an exact contouring of the gingival margin and the palatine areas.

- Hochwertige Hartmetallschneiden
- Hohe Schneidekantenstabilität
- Grazile Formgebung
- Langzeitscharf
- Vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis


- high quality TCcutting edges
- enormous stability of cutting edges
- delicate design
- long-lasting sharpness - economic
- best price/quality ratio

01 CHIRURGISCHE SCHEREN

LA GRANGE S14

gebogen / curved 12cm


REF 13633



GOLDMANN FOX S16

gebogen / curved 13cm

REF 13659



IRIS S17

gerade / straight 12cm

REF 13660



IRIS S18

gebogen / curved 12cm

REF 13661




02 SCHEREN FÜR DIE MICROCHIRURGIE

JACOBSON

gebogen / curved 17cm


REF 13631



NOYES

gebogen / curved 17cm

REF 13632




03 KRONEN- UND GOLDSCHEREN

KRONEN- UND GOLDSCHERE

gebogen / curved 11cm


REF 13634



KRONEN- UND GOLDSCHERE

gerade / straight 11cm

REF 13635



Absender / Praxisstempel / Datum / Unterschrift

KENTZLER
KASCHNER
DENTAL

Verrechnung über folgendes Dental-Depot:

Antwortkarte. Passt in Fensterumschlag.

KENTZLER-KASCHNER **DENTAL** GmbH
Geschäftsbereich KKD®
Mühlgraben 36

73479 Ellwangen/Jagst

Abb. verkleinert - Irrtümer und Druckfehler vorbehalten - Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

KKD® BestellFormular

Menge	REF		€/St.	€-Gesamtpreis
	13633	La Grange gebogen S14		
	13659	Goldman Fox S16		
	13660	Iris gerade S17		
	13661	Iris gebogen S18		
	13631	Jacobson gebogen		
	13632	Noyes gebogen		
	13634	Kronen- und Goldschere gebogen		
	13635	Kronen- und Goldschere gerade		

Die schnelle Verbindung zu uns - FAX: +49 (7961) 5 20 31

KKD®

KENTZLER-KASCHNER **DENTAL** GmbH · Geschäftsbereich **KKD®** · Mühlgraben 36 · 73479 Ellwangen/Jagst
Telefon: +49 (7961) 90 73-0 · Fax: +49 (7961) - 9073-4042 · info@kkd-topdent.de · www@kkd-topdent.de

CE

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban