

NEU Farbe/Color
NEW Silk-Blue!



KKD[®] Sympatic Dam PREMIUM



NEUE
FARBE
NEW
COLOR

- 100% Naturlatex
 - puderfrei
 - niedriger Proteingehalt
 - hohe Belastbarkeit & Reißdehnung
- Zugfestigkeit: 24,0 MPa (min.)
Reißdehnung: 700% (min.)
Proteingehalt < 50 Microgramm/dm²
Pulver-Restmenge < 2,0 Milligramm/Blatt

- 100% natural latex
 - powder-free
 - low protein
 - extremely resilient & high tear tolerance
- longitudinal strength: 24.0 MPa (min.)
ultimate elongation: 700% (min.)
protein content < 50 micrograms/dm²
powder residue < 2.0 milligrams/sheet

15 x 15 cm/ 6" x 6"	dünn/ thin	mittel/ medium	schwer/ heavy
	36 Blatt/ sheets	36 Blatt/ sheets	36 Blatt/ sheets
silk-blue		REF 57137	
schwarz/ black		REF 57105	REF 57106
blau/ blue	REF 57124	REF 57125	REF 57126
grün/ green	REF 57120	REF 57121	REF 57122

NEU
NEW



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen / Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 52031
e-Mail: info@kkd-topdent.de
www.kkd-topdent.de



M260101 / 12.09.2019

Spearmint

Mint

geruchlos/
Plain

Mint

KKD[®] Sympatic Dam Kids Premium

- 100% Naturlatex
- puderfrei
- niedriger Proteingehalt
- hohe Belastbarkeit & Reißdehnung
- Zugfestigkeit: 24,0 MPa (min.)
- Reißdehnung: 700% (min.)
- Proteingehalt < 50 Microgramm/dm²
- Pulver-Restmenge < 2,0 Milligramm/Blatt

- 100% natural latex
- powder-free
- low protein
- extremely resilient & high tear tolerance
- longitudinal strength: 24.0 MPa (min.)
- ultimate elongation: 700% (min.)
- protein content < 50 micrograms/dm²
- powder residue < 2.0 milligrams/sheet

13 x 13 cm/ 5" x 5"	dünn/ thin	mittel/ medium	schwer/ heavy
	52 Blatt/ sheets	52 Blatt/ sheets	52 Blatt/ sheets
blau/ blue		REF 44111	REF 44112
grün/ green	REF 44100	REF 44101	REF 44102

KKD[®] Sympatic Dam „NON-LATEX“ Premium

Aus Polyisopren, einem Material, das Gummi sehr ähnelt. Es hat eine ähnliche Polymerstruktur und physikalische Eigenschaften wie Naturgummi, aber ohne die potentiellen Allergene des Latex-Proteins. Als hochwertiges Produkt konzipiert und entwickelt, ist der NON-Latex Kofferdam sehr reißfest (eine Mindestdehnung von 10 x des ursprünglichen Stanzloches), sowie von großer Zugfestigkeit (mehr als 20MPa) und hat ein gutes Modul-Niveau (1.0MPa), all das was eine sehr wichtige Rolle in der praktischen und effizienten Anwendung des Kofferdam spielt.

- Maße: 150 x 150 mm
- Reißdehnung: 700% (min.)
- Pulver-Restmenge: weniger als 2,0 Milligramm pro Blatt

The NON-Latex dental dam is made from Polyisoprene, a material which very closely resembles rubber. It has a similar polymer structure and physical properties as natural rubber minus the potential allergen of latex protein. Designed and developed as a superior product, the NON-Latex dental dam offers a high tear tolerance (a minimum expansion of 10 times from the original punch hole), great tensile strength (above 20MPa) and a good modulus level (1.0MPa), all of which are crucial in the practical and efficient application of the dental dam.

- measures: 150 x 150 mm (6" x 6")
- ultimate elongation: 700% (min.)
- powder residue: less than 2.0 milligrams per sheet

lila mittel/ lilac medium

15 Blatt/ sheets

REF 57057

30 Blatt/ sheets

REF 57057B



Stärken (mm)/ Thicknesses (mm)	
dünn/ thin	0,125-0,175
medium/ medium	0,175-0,228
schwer/ heavy	0,228-0,305

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen / Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 52031
e-Mail: info@kkd-topdent.de
www.kkd-topdent.de



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban