

## Extraktion | Extraction

### Wurzelheber | Root elevators

Bein



13-1B  
rund/ round  
3,0 mm  
REF 11860



13-2B  
rund/ round  
4,0 mm  
REF 11861



13-3B  
spitz/ pointed  
2,0 mm  
REF 11862



13-4B  
spitz/ pointed  
3,0 mm  
REF 11863



13-5B  
spitz/ pointed  
4,0 mm  
REF 11864

- mit Mikroverzahnung
- durch die modifizierte Form hervorragend für den interdentalen und parodontalen Zugang geeignet
- die Form des Schaftes ermöglicht eine optimale Fingerabstützung und Instrumentenführung bei der Anwendung

- with micro serration
- due to the modified form, they are excellent suited for interdental and periodontal access
- the form of the shank allows an ideal finger support and instrument guiding during use



Gesamtlänge/ length 14 cm

### Wurzelspitzenheber | Root Tip Picks

Für eine universelle Wurzelspitzenentfernung in schwer zugänglichen Bereichen.

For a universal root tip removal in difficult to reach areas.

Flohr



13-2F  
REF 11851



13-3F  
REF 11852



Gesamtlänge/ length 15 cm

Heidbrink



13-8H  
REF 11853



13-9H  
REF 11854



Gesamtlänge/ length 15 cm

## Luxierer | Luxating Elevators



Gesamtlänge/ length 15 cm

- Durchtrennung der fixierenden Ligamente und schonende Erweiterung der Alveole
- **rotierende** und **scheidende** Anwendung
- Schutz vor Druckübertragung auf benachbarte Zähne
- erleichtert ein sauberes Extrahieren der Zähne

- the periodontal ligaments which set the tooth, are cut in two with the luxator and the alveole is gently expanded
- instrument is used by **rocking** and **cutting** vs. an elevator that lifts and pries
- protects the surrounding teeth against pressure transmission
- helps cleanly extracting the tooth




gerade/ straight



#1 2,0 mm  
REF 11871



#2 3,0 mm  
REF 11872



#3 4,0 mm  
REF 11873



#4 5,0 mm  
REF 11874



gebogen/ curved



#5 2,0 mm  
REF 11875



#6 3,0 mm  
REF 11876



#7 4,0 mm  
REF 11877



#8 5,0 mm  
REF 11878



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban