

Extraktion | Extraction

Wurzelheber | Root elevators

Bein



13-1B
rund/ round
3,0 mm
REF 11860



13-2B
rund/ round
4,0 mm
REF 11861



13-3B
spitz/ pointed
2,0 mm
REF 11862



13-4B
spitz/ pointed
3,0 mm
REF 11863



13-5B
spitz/ pointed
4,0 mm
REF 11864

- mit Mikroverzahnung
- durch die modifizierte Form hervorragend für den interdentalen und parodontalen Zugang geeignet
- die Form des Schaftes ermöglicht eine optimale Fingerabstützung und Instrumentenführung bei der Anwendung

- with micro serration
- due to the modified form, they are excellent suited for interdental and periodontal access
- the form of the shank allows an ideal finger support and instrument guiding during use



Gesamtlänge/ length 14 cm

Wurzelspitzenheber | Root Tip Picks

Für eine universelle Wurzelspitzenentfernung in schwer zugänglichen Bereichen.

For a universal root tip removal in difficult to reach areas.

Flohr



13-2F
REF 11851



13-3F
REF 11852



Gesamtlänge/ length 15 cm

Heidbrink



13-8H
REF 11853



13-9H
REF 11854



Gesamtlänge/ length 15 cm

Luxierer | Luxating Elevators



Gesamtlänge/ length 15 cm

- Durchtrennung der fixierenden Ligamente und schonende Erweiterung der Alveole
- **rotierende** und **schneidende** Anwendung
- Schutz vor Druckübertragung auf benachbarte Zähne
- erleichtert ein sauberes Extrahieren der Zähne

- the periodontal ligaments which set the tooth, are cut in two with the luxator and the alveole is gently expanded
- instrument is used by **rocking** and **cutting** vs. an elevator that lifts and pries
- protects the surrounding teeth against pressure transmission
- helps cleanly extracting the tooth




gerade/ straight



#1 2,0 mm
REF 11871



#2 3,0 mm
REF 11872



#3 4,0 mm
REF 11873



#4 5,0 mm
REF 11874




gebogen/ curved



#5 2,0 mm
REF 11875



#6 3,0 mm
REF 11876



#7 4,0 mm
REF 11877



#8 5,0 mm
REF 11878



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban