

Scaler

S-H6/H7 Universalscaler
REF **13275**

Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden.
For anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.




S-U 15/33 Universalscaler (Towner)
REF **13627**

Für große Flächen und enge Zwischenräume in allen Quadranten.
For large surfaces and narrow interproximal areas in all quadrants.



S-CI 2/3 OP-Scaler Sichelform
REF **13779**

Für tiefes subgingivales Scaling im Seitenzahnbereich. Stabile Formgebung.
OP scaler for deep subgingival scaling in posterior areas. Stable instrument.



S-204 S Universalscaler
REF **12936**

Spezialscaler für Interdentalräume im Seitenzahnbereich.
Special scaler for interproximal use in the posterior area.



S-204 SD Universalscaler
REF **14042**

Spezialscaler für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich.
Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.



Universal Küretten | Universal Curettes

S-COL 2R/2L Columbia
REF **13028**

An allen Flächen und in allen Quadranten einsetzbar. Langes, leicht kontergewinkeltes Arbeitsende.
Can be used for all surfaces in all quadrants. Long, slightly contra-angled working end.



S-COL 4R/4L Columbia
REF **13034**

Universalkürette für OK und UK Seitenzahnbereich.
Universal curette for all surfaces of mandibular & maxillary posterior regions.



S-COL 13/14 Columbia
REF **13052**

An allen Flächen und in allen Quadranten einsetzbar. Kurzes, stark kontergewinkeltes Arbeitsende.
Universal application. Short, extremely contra-angled working end.



S-L 1/2 Langer
REF **14022**

Für alle Flächen im UK Seitenzahnbereich.
For all surfaces of mandibular posterior region.



S-L 3/4 Langer
REF **14025**

Für alle Flächen im OK Seitenzahnbereich.
For all surfaces of maxillary posterior region.



S-L 5/6 Langer
REF **14028**

Für alle Flächen im UK und OK Frontzahnbereich.
For all surfaces of mandibular & maxillary anterior regions.



S-M 17/18 McCall
REF **13484**

Universalkürette für den Front- & Seitenzahnbereich. Großflächig anliegend, stabile Ausführung.
Universal curette for all surfaces of anterior & posterior regions. Stable instrument.



Gracey Küretten | Gracey Curettes

S-GRA 1/2
REF 13168

Für alle Wurzeloberflächen in OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung.
For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.



S-GRA 3/4
REF 13174

Für alle Wurzeloberflächen in OK und UK Frontzahnbereich. Mittlere Abwinkelung.
For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Medium contra-angle.



S-GRA 5/6
REF 13180

Für alle Wurzeloberflächen in OK und UK Prämolaren- / Molarenbereich. Mittlere Abwinkelung.
For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars & anterior region. Slight contra-angle.



S-GRA 7/8
REF 13186

Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren und Molarenbereich. Starke Abwinkelung.
For all buccal, lingual and palatinal root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Strong contra-angle.



S-GRA 9/10
REF 13192

Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren und Molarenbereich. Extra starke Abwinkelung.
For all buccal, lingual & palatinal root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Extremely strong contra-angle.



S-GRA 11/12
REF 13198

Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt.
For mesial root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Two contra-angles.



S-GRA 13/14
REF 13204

Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt.
For distal root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Two contra-angles.



GRACEY Küretten „short“ auf Anfrage!
GRACEY Curettes „short“ on request!



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban