

Scaler

S-H6/H7 Universalscaler

REF **13275**

Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden.

For anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.




S-U 15/33 Universalscaler (Towner)

REF **13627**

Für große Flächen und enge Zwischenräume in allen Quadranten.

For large surfaces and narrow interproximal areas in all quadrants.



S-CI 2/3 OP-Scaler Sichelform

REF **13779**

Für tiefes subgingivales Scaling im Seitenzahnbereich. Stabile Formgebung.

OP scaler for deep subgingival scaling in posterior areas. Stable instrument.



S-204 S Universalscaler

REF **12936**

Spezialscaler für Interdentalräume im Seitenzahnbereich.

Special scaler for interproximal use in the posterior area.



S-204 SD Universalscaler

REF **14042**

Spezialscaler für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich.

Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.



Universal Küretten | Universal Curettes

S-COL 2R/2L Columbia

REF **13028**

An allen Flächen und in allen Quadranten einsetzbar. Langes, leicht kontergewinkeltes Arbeitsende.

Can be used for all surfaces in all quadrants. Long, slightly contra-angled working end.



S-COL 4R/4L Columbia

REF **13034**

Universalkürette für OK und UK Seitenzahnbereich.

Universal curette for all surfaces of mandibular & maxillary posterior regions.



S-COL 13/14 Columbia

REF **13052**

An allen Flächen und in allen Quadranten einsetzbar. Kurzes, stark kontergewinkeltes Arbeitsende.

Universal application. Short, extremely contra-angled working end.



S-L 1/2 Langer

REF **14022**

Für alle Flächen im UK Seitenzahnbereich.

For all surfaces of mandibular posterior region.



S-L 3/4 Langer

REF **14025**

Für alle Flächen im OK Seitenzahnbereich.

For all surfaces of maxillary posterior region.



S-L 5/6 Langer

REF **14028**

Für alle Flächen im UK und OK Frontzahnbereich.

For all surfaces of mandibular & maxillary anterior regions.



S-M 17/18 McCall

REF **13484**

Universalkürette für den Front- & Seitenzahnbereich. Großflächig anliegend, stabile Ausführung.

Universal curette for all surfaces of anterior & posterior regions. Stable instrument.



Gracey Küretten | Gracey Curettes

S-GRA 1/2

REF **13168**

Für alle Wurzeloberflächen in OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung.

For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.



S-GRA 3/4

REF **13174**

Für alle Wurzeloberflächen in OK und UK Frontzahnbereich. Mittlere Abwinkelung.

For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Medium contra-angle.



S-GRA 5/6

REF **13180**

Für alle Wurzeloberflächen in OK und UK Prämolaren- / Molarenbereich. Mittlere Abwinkelung.

For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars & anterior region. Slight contra-angle.



S-GRA 7/8

REF **13186**

Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren und Molarenbereich. Starke Abwinkelung.

For all buccal, lingual and palatal root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Strong contra-angle.



S-GRA 9/10

REF **13192**

Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren und Molarenbereich. Extra starke Abwinkelung.

For all buccal, lingual & palatal root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Extremely strong contra-angle.



S-GRA 11/12

REF **13198**

Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt.

For mesial root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Two contra-angles.



S-GRA 13/14

REF **13204**

Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt.

For distal root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Two contra-angles.



GRACEY Küretten „short“ auf Anfrage!
GRACEY Curettes „short“ on request!



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban