

Für eine keimfreie Zahnarztpraxis



Euronda | Alle®

Inhalt

Sterile OP-Sets

5

OP-Set Patienten	6
OP-Set Behandler	7
OP-Set Assistenz	8
OP-Set Implantologie	9
OP-Set Basis	10
OP-Set Protection	11
OP-Set Abdecktuch	12

OP-Kleidung

15

OP-Kittel und -Hauben

17

Mikrofaser OP-Kittel Expo	18
Softesse® OP-Kittel Expo	18
Wasserabweisender OP-Kittel	19
Mikrofaser OP-Anzug	19
Softesse® OP-Haube	20
OP-Baretthaube mit Gummizug	20
OP-Haube zum Binden	20
Monoart® Bandana	21

Sonstige Schutzkleidung

23

Monoart® Einmalhandschuhe aus Latex	23
Monoart® Mundschutz Protection 3	24
Monoart® Mundschutz Protection 4	24
Monoart® Schutzbrille Cube	25
Monoart® Schutzbrille Stretch	25
OP-Überschuhe wasserfest	25

Schutz und Vorbereitung des OP-Bereichs

27

Sterile Abdecktücher

29

OP-Tischüberzug	30
OP-Abdecktuch Standard	30
OP-Abdecktuch rechteckig	31
OP-Abdecktuch rechteckig mit Klebestreifen	31
OP-Abdecktuch mit zentralem Lochausschnitt selbstklebend	32
OP-Abdecktuch mit dezentralem Lochausschnitt selbstklebend	32
OP-Abdecktuch mit U-Ausschnitt	33
OP-Abdecktuch mit U-Ausschnitt selbstklebend	33
OP-Abdecktuch Softesse®	34
Monoart® Bezüge für Behandlungsstühle	35

Sterile Schutzbezüge

37

Schlauchüberzug mit Fixiergummi	38
Schlauchüberzug mit Klebestreifen	38
Selbstklebende Schutzfolie	39
Transparente Abdeckfolie mit Klebestreifen	39

Kühlschläuche und Absaugung

41

Sterile Schläuche und Absaugung

43

Kühlmittelschlauch Implantologie Physiodispenser	44
Kühlmittelschlauch Implantologie manuell	45
Chirurgiesauger	46
Chirurgische Absaugkanülen	46

Für eine keimfreie Zahnarztpraxis

Einmalprodukte von Alle® sind dafür gemacht das Infektionsrisiko bei operativen Eingriffen in der Zahnarztpraxis zu minimieren. Schaffen Sie optimale Hygienebedingungen für ambulantes Operieren. Machen Sie mit OP-Bedarf von Alle® eine sterile und keimfreie Zone aus Ihrem Behandlungsraum.

Euronda, führender Hersteller von Hygienebedarf und Hygienetechnik für den dentalen Bereich, entwickelt mit der Marke Alle® einen weiteren Baustein zur Infektionskontrolle in der Zahnarztpraxis.

Verwandeln Sie Ihre Praxis in einen OP-Saal

OP-Kittel und-Hauben

Seite 17

Schutzbrille

Seite 25

Sterile Abdecktücher

Seite 29



Mundschutz

Seite 24

Sterile OP-Sets

Seite 5

Kühlschläuche und Absaugung

Seite 43





Ein umfangreiches Sortiment an sterilen Einmalsets zur Vorbereitung des Operationsbereichs und zum Schutz von Zahnärzten, Arzthelfern und Patienten. Sie wurden entwickelt, um die vielfältigen Anforderungen aller chirurgischen Behandlungen in einer Zahnarztpraxis abzudecken. Der Inhalt der Sets hängt von den Behandlungsarten ab und beinhaltet eine Anzahl steriler Produkte in Abhängigkeit der unterschiedlichen Prozeduren. Zwei Sets wurden für die Implantation und zwei weitere für das Vorbereiten des Operationsbereiches entwickelt.

Vorteile

- Entwickelt, um den Anforderungen aller operativen Behandlungen zu entsprechen
- Inhalt: Kittel, OP-Hauben, Mundschutz und Überschuhe
- Kompakte Verpackung für eine optimierte Lagerhaltung
- Garantierte Sterilität für 5 Jahre



OP-Set Patienten

Sterile Bekleidung für den Patienten.
Ein für den einzukleidenden Patienten entwickeltes Set
für alle Behandlungen wie Implantat-, Parodontal-,
Dentalchirurgie und kieferchirurgische Eingriffe.

Artikelnummer	Inhalt	Größe cm	Material	Farbe	Menge
270101	Wasserabweisender Kittel mit elastischen Bündchen	L= 115	Vliesstoff	weiß	1
	Runde Haube mit Gummizug		Vliesstoff	hellblau	1
	Wasserfeste Überschuhe		PVC	hellblau	2



OP-Set Behandler

Das sterile Set bei Routinebehandlungen.
Speziell für den Einsatz von Zahnärzten bei kurzen
Behandlungen.

Artikelnummer	Inhalt	Größe cm	Material	Farbe	Menge
270102	Wasserabweisender Kittel mit Baumwollbündchen	L= 115	Vliesstoff	hellblau	1
	OP-Haube zum Binden		Vliesstoff	hellblau	1
	Monoart® Mundschutz Protection 3		Vliesstoff	hellblau	1
	Wasserfeste Überschuhe		PVC	hellblau	2



OP-Set Assistenz

Zum geschützten und sicheren Assistieren bei zahnmedizinischen Behandlungen. Speziell für den Einsatz von Arzthelfern bei kurzen Behandlungen.

Artikelnummer	Inhalt	Größe cm	Material	Farbe	Menge
270103	Wasserabweisender Kittel mit Baumwollbündchen	L= 115	Vliesstoff	hellblau	1
	Runde Haube mit Gummizug Mod. Charlotte		Vliesstoff	hellblau	1
	Monoart® Mundschutz Protection 3		Vliesstoff	hellblau	1
	Wasserfeste Überschuhe		PVC	hellblau	2



OP-Set Implantologie

Der bestmögliche Schutz bei allen Implantat-Verfahren.
In Zusammenarbeit mit Experten der Zahnchirurgie
speziell für die Implantatchirurgie entwickelt.


Artikelnummer	Inhalt	Material	Größe cm	Farbe	Menge
270105	Wasserabweisender Kittel mit Baumwollbündchen	Vliesstoff	L= 115	hellblau	3
	OP-Haube zum Binden	Vliesstoff		hellblau	1
	Runde Haube mit Gummizug	Vliesstoff		hellblau	2
	Monoart® Mundschutz Protection 3	Vliesstoff		hellblau	3
	Tuch, rechteckig	Vliesstoff + Polyethylen	75x90	hellblau	1
	Tuch, rechteckig	Vliesstoff + Polyethylen	50x50	hellblau	2
	Tuch mit Öffnung ohne Klebefläche	Vliesstoff + Polyethylen	50x75-Ø6	hellblau	1
	Handtücher - Trockenes Papiertuch	Vliesstoff	30x40	weiß	2



OP-Set Basis

Alle wesentlichen Komponenten, die vor Beginn der jeweiligen Behandlung gebraucht werden. Speziell für die Implantatchirurgie entwickelt. Das Ergebnis gemeinsamer Studien mit Experten der Zahnchirurgie. Eine geänderte Ausführung des Implantat-Sets.


Artikelnummer	Inhalt	Material	Größe cm	Farbe	Menge
270106	Wasserabweisender Kittel mit Baumwollbündchen	Vliesstoff	L=115	hellblau	1
	Wasserabweisender Kittel mit elastischen Bündchen	Vliesstoff	L=120	hellblau	2
	OP-Haube zum Binden	Vliesstoff		hellblau	1
	Runde Haube mit Gummizug	Vliesstoff		hellblau	2
	Monoart® Mundschutz Protection 3 zum Binden	Vliesstoff		hellblau	1
	Monoart® Mundschutz Protection 3	Vliesstoff		hellblau	2
	Tuch mit verklebbarem U-Ausschnitt	Vliesstoff + Polyethylen	75x90 Schnitt 11x9	hellblau	1
	Tuch, rechteckig	Vliesstoff + Polyethylen	50x75	hellblau	2
	Folienschlauch mit Gummizug	PVC	120x7	transparent	1



OP-Set Protection

Zum Schutz des Patienten und der Arbeitsumgebung.
Eine Auswahl an sterilen Tüchern und Schutzartikeln zum
Abdecken und Vorbereiten von Oberflächen und Patienten
bei chirurgischen Behandlungen.

Artikelnummer	Inhalt	Material	Größe cm	Farbe	Menge
270107	Tuch mit U-Ausschnitt, nicht klebend	Vliesstoff + Polyethylen	100x150 Schnitt 11x30	hellblau	1
	Tuch, rechteckig	Vliesstoff + Polyethylen	75x90	hellblau	1
	Tuch, rechteckig	Vliesstoff + Polyethylen	50x75	hellblau	2
	Folienschlauch mit Klebestreifen	PVC	120x7	transparent	2



OP-Set Abdecktuch

Sterile Tücher für alle Anforderungen. Ein Tücher-Set zum Vorbereiten von Bereichen für chirurgische Eingriffe; entwickelt für das Abdecken von Oberflächen und Patienten.

Artikelnummer	Inhalt	Material	Größe cm	Farbe	Menge
270108	Tuch, rechteckig	Vliesstoff + Polyethylen	50x75	hellblau	2
	Tuch mit verklebbarem U-Ausschnitt	Vliesstoff + Polyethylen	50x75 Schnitt 11x9	hellblau	1





OP-Kleidung



OP-Kittel und -Hauben

Um zu verhindern, dass der chirurgische Bereich durch Mikroorganismen kontaminiert wird, werden verschiedene Barriersysteme eingesetzt. Sterile Einmaltücher und Einmalkittel helfen bei richtiger Anwendung die relevanten Zonen steril zu halten. Sie sind wasserabweisend, atmungsaktiv und sorgen mit einer guten Passform für höchsten Tragekomfort während der Behandlung. Einige Barriersysteme wie OP-Hauben und Bandanas sind sowohl in einer sterilen als auch unsterilen Ausführung erhältlich. Damit wird das Alle®-Sortiment den vielen unterschiedlichen Anforderungen bei Sicherheit und Komfort gerecht.

17 |

Vorteile

- Strapazierfähig und wasserabweisend
- Extrem atmungsaktiv
- Zusammensetzung: Mikrofaser, wasserabweisender Vliesstoff und Softesse®
- Mit Baumwollbündchen, Handtuch und chirurgischer Faltung
- Garantierte Sterilität für 5 Jahre



Mikrofaser OP-Kittel Expo

Aus leichter, wasserabweisender und extrem atmungsaktiver SMS-Mikrofaser. Für alle Anforderungen in steriler als auch unsteriler Ausführung erhältlich.

Material: SMS-Mikrofaser 45 gr/m² **Farbe:** hellblau

Unsteriles Modell

Artikelnummer	Größe	Menge
270402	M	30
270403	L	30
270404	XL	30

Steriles Modell

Artikelnummer	Größe	Menge
270405	M	12
270406	L	12
270407	XL	12



Softesse® OP-Kittel Expo

Der Softesse® Vliesstoff ist das modernste Material auf dem Markt. Er ist sowohl äußerst angenehm wie auch extrem wasserabweisend. Speziell für lange chirurgische Behandlungen. Steriles Produkt.

Material: Vliesstoff Softesse® 70 gr/m² von langer Laufzeit
Farbe: hellblau

Artikelnummer	Größe	Menge
270408	M	12
270409	L	12
270410	XL	12

Wasserabweisender OP-Kittel

Angenehm zu tragender und funktionell wasserabweisender Kittel mit Bündchen, geeignet für kurze tägliche Behandlungen und zum ergänzenden Patientenschutz. Für alle Anforderungen in steriler als auch unsteriler Ausführung erhältlich.

Material: wasserabweisender Vliesstoff Spunbond 25 g/m²
Größe: Einheitsmaß, Länge 110 cm

Unsteriles Modell

Artikelnummer	Farbe	Menge
270411	grün	50
270412	hellblau	50

Steriles Modell

Artikelnummer	Farbe	Menge
270413	grün	50
270414	hellblau	50



Mikrofaser OP-Anzug

Kurzarm-OP-Kleidung mit Oberteil und Hose. Aus leichter, wasserabweisender und extrem atmungsaktiver SMS-Mikrofaser. Unsteriles Produkt.

Material: SMS-Mikrofaser 35 g/m² **Farbe:** hellblau

Artikelnummer	Größe	Menge
270415	M	20
270416	L	20
270417	XL	20





Softesse® OP-Haube

OP-Haube mit Gummizug hinten. Praktisch und schnell anzuziehen. Hergestellt aus stark wasserabweisenden Softesse® Vliesstoff für ein äußerst komfortables Tragegefühl. Unsteriles Produkt.

Material: Softesse® Vliesstoff

Artikelnummer	Farbe	Menge
270502	hellblau	50



OP-Baretthaube mit Gummizug

Runde Haube mit Gummizug aus Vliesstoff. Unsteriles Produkt.

Material: absorbierender Vliesstoff

Artikelnummer	Farbe	Menge
270505	grün	100
270506	hellblau	100



OP-Haube zum Binden

Runde OP-Haube aus Vliesstoff zum Binden für individuelle Trageeinstellungen. Unsteriles Produkt.

Material: absorbierender Vliesstoff

Artikelnummer	Farbe	Menge
270503	grün	100
270504	hellblau	100



Unten:
Eine Detailaufnahme der grünen
Monoart® Bandana zusammen
mit einem Monoart® Mundschutz
und einem wasserabweisenden
Kittel.



Monoart® Bandana

Angenehm zu tragende Kopfhaube aus Baumwolle zum Binden; passt sich somit automatisch Kopfgröße und Kopfform an. Sterilisation bei 121°C möglich. Unsteriles Produkt.

Material: Baumwolle, autoklavierbar

Artikelnummer	Farbe	Menge
262001	hellblau	10
262003	grün	10





Sonstige Schutzkleidung



Monoart® Einmalhandschuhe aus Latex

23

Monoart® Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch für einen hygienischen und komfortablen Schutz Ihrer Hände. Sie sind reißfest, dehnbar und garantieren ein herausragendes Tastgefühl. Durch die Polymer-Innenbeschichtung lassen sie sich leicht überziehen und reduzieren das Risiko von Hautirritationen. Außerdem sorgt die angeraute Mikrooberflächenstruktur für einen hervorragenden Grip.

- Latex, puderfrei
- Unsteril
- Links und rechts tragbar
- AQL 1,5
- Niedriger Proteingehalt (< 50 µg/g)

Material: Latex **Farbe:** blau

Artikelnummer	Größe	Menge
260105	XS	100
260106	S	100
260107	M	100
260108	L	100



Monoart® Mundschutz Protection3

3-lagige, hypoallergene Mundschutzmaske für den Einmalgebrauch zum Schutz vor Aerosolen und Staub: anschmiegsamer und wasserabweisender Vliesstoff. PFE- (Particle Filtration Efficiency) und BFE-Filter (Bacterial Filtration Efficiency). Vliesstoff mit Baumwollinnenseite zur besseren Aufnahme von Schweiß und Feuchtigkeit. Einglassener Nasenbügel. Unsteriles Produkt.

Material: Vliesstoff

Artikelnummer	Farbe	Menge
217112	hellblau	50
217114	grün	50

Monoart® Mundschutz Protection4

4-lagige, hypoallergene Mundschutzmaske für den Einmalgebrauch zum Schutz vor Aerosolen und Staub: anschmiegsamer und wasserabweisender Vliesstoff. PFE- und BFE-Filter. Polymerfilter für Resistenz gegen Flüssigkeit, 120 mmHg. Angenehmer Vliesstoff mit Baumwollinnenseite zur besseren Aufnahme von Schweiß und Feuchtigkeit. Einglassener Nasenbügel. Unsteriles Produkt.

Material: Vliesstoff

Artikelnummer	Farbe	Menge
217132	hellblau	50
217134	grün	50



Monoart® Schutzbrille Cube

Transparente Schutzbrille mit 180-Grad-Blickfeld, die über jeder normalen Korrekturbrille getragen werden kann. Modernes Wrap-around-Design mit längenverstellbaren Bügeln. Die Soft Pad Technologie sorgt für einen optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz. Die strapazierfähigen Gläser aus Polycarbonat mit Anti-Kratz- und Anti-Fog-Beschichtung schützen gegen Stöße und UV-400-Strahlung (Sonnenlicht). In Übereinstimmung mit EN 166 und EN 170.

Gestell: weiß/blau

Artikelnummer	Gewicht gr	Menge
261010	37	1



Monoart® Schutzbrille Stretch

Äußerst flexibles, sportliches und anschmiegsames Wrap-around-Design der Gläser mit längenverstellbaren Bügeln. Enorm flexibel und extrem verdrehsicher für einen unschlagbaren Tragekomfort. Die strapazierfähigen, blendfreien Gläser aus Polycarbonat mit Anti-Kratz- und Anti-Fog-Beschichtung schützen gegen UV-400-Strahlung (Sonnenlicht). In Übereinstimmung mit EN 166 und EN 170.

Gestell: weiß/blau

Artikelnummer	Gewicht gr	Menge
261030	26	1



OP-Überschuhe wasserfest

Elastischer Schutz für Schuhe. Verhindert die Kontamination durch Übertragung von Mikroorganismen auf Schuhsohlen von Patienten und medizinischem Personal. Unsteriles Produkt.

Material: PVC **Farbe:** hellblau

Artikelnummer	Größe	Menge
270420	Einheitsgröße	100

Vorherige Seite:
Eine Detailaufnahme der Schutzbrille Stretch zusammen mit einem Monoart® Mundschutz und einer OP-Haube zum Binden.



Schutz und Vorbereitung des OP-Bereichs



Sterile Abdecktücher

Mit Hilfe von sterilen Einmaltüchern wird eine reine Arbeitsumgebung geschaffen. Durch das Befolgen aller notwendigen Regeln hinsichtlich des "Abdeckens" werden der chirurgische Bereich und auch alle beteiligten Personen geschützt. Für diesen Zweck steht eine Auswahl an verschiedenen Materialien, Größen und Modellen bereit.

Die sterilen Einmaltücher bestehen aus einer weichen, absorbierenden Schicht aus Vliesstoff sowie einer Polyethylenfolienschicht für den Barriereeffekt. Die Wanderung pathogener Keime und dem damit verbundenen Risiko von postoperativen Infektionen wird hiermit entgegengewirkt.

29

Vorteile

- U-Ausschnitt, um sich dem Gesicht des Patienten perfekt anzupassen
- Das Klebeband verhindert eine unbeabsichtigte Verunreinigung und Bewegung
- Aus weichem, sehr atmungsaktivem und wasserabweisendem Vliesstoff
- Wasserabweisende PVC-Seite als Barriere gegen Flüssigkeiten und Mikroorganismen
- Garantierte Sterilität für 5 Jahre

Rechts:

Beispiel: Anwendung eines OP-Tischüberzug zum Schutz des Mayo Überzugen.



OP-Tischüberzug

Zum Abdecken des OP-Tisches und zum Schutz des Equipments. Das Haupttuch deckt den Instrumententisch ab und kann bei kundenindividuellen Sets als Umschlagtuch eingesetzt werden. Die Abdecktücher sind derart gefaltet, dass sie bei der Handhabung steril bleiben.

Material: PVC + Vliesstoff **Farbe:** blau

Artikelnummer	Tipo	Größe cm	Menge
270213	Mayo Überzug	80x120	25
270214	Instrumententisch	160x190	25



OP-Abdecktuch Standard

Stark absorbierendes Tuch aus reiner Zellulose mit einem Verbund aus einer wasserabweisenden Polyethylenschicht. Ideal zum Schutz von Arbeitsflächen.

Material: Zellulose + Polyethylen **Farbe:** hellblau

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270218	50x50	150
270219	50x75	125
270220	75x90	75
270221	90x150	25



OP-Abdecktuch rechteckig

Vliesstoff mit einem Polyethylenverbund, der biologische Flüssigkeiten absorbiert, ohne den Barriereeffekt zu beeinträchtigen.

Material: Vliesstoff + Polyethylen **Farbe:** hellblau

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270201	50x50	125
270202	50x75	100
270203	75x90	50
270204	100x150	25
270205	150x200	25

OP-Abdecktuch rechteckig mit Klebestreifen

Auf der kurzen Tuchseite befindet sich ein 5 cm langer Klebestreifen, um das Tuch an einer Position zu befestigen und unbeabsichtigte Verunreinigung und Bewegung zu verhindern.

Material: Vliesstoff + Polyethylen **Farbe:** hellblau
*Klebeseite

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270206	50*x75	75
270207	75*x90	50
270208	100*x150	25






OP-Abdecktuch mit zentralem Lochausschnitt selbstklebend

Die klebende, runde Form in der Mitte erzeugt eine wirksame sterile Barriere für alle chirurgischen Behandlungen.

Material: Vliesstoff + Polyethylen **Farbe:** hellblau

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270215	50x50 / Schnitt 6x9	100
270216	50x75 / Schnitt 6x9	75
270217	75x90 / Schnitt 6x9	50




OP-Abdecktuch mit dezentralem Lochausschnitt selbstklebend

Dieses Tuch verfügt über dieselben Eigenschaften wie das Tuch mit zentralem Lochausschnitt. Seine dezentrale Öffnung ermöglicht jedoch eine optimalere Anwendung der Tuchmaße.


Material: Vliesstoff + Polyethylen **Farbe:** hellblau

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270228	100x150 / Schnitt 6x9	25



Vorherige Seite:
Anwendungsbeispiel eines Tuchs
mit dezentralem Lochausschnitt.

Rechts:
Anwendungsbeispiel eines Tuchs
mit U-Ausschnitt.



OP-Abdecktuch mit U-Ausschnitt

Praktisch für den Operateur und komfortabel für den Patienten: durch den U-Ausschnitt kann es einfach auf die Unterlippe oder auf den Hals positioniert werden, sodass eine wirksame, sterile Barriere entsteht.

Material: Vliesstoff + Polyethylen **Farbe:** hellblau

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270209	100x150 / Schnitt 11x30	25

OP-Abdecktuch mit U-Ausschnitt selbstklebend

Für eine sterile Barriere kann das Tuch einfach am Patienten positioniert werden. Die praktische Klebefläche unterbindet eine Bewegung des Tuchs und verhindert somit eine unbeabsichtigte Verunreinigung.

Material: Vliesstoff + Polyethylen **Farbe:** hellblau

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270210	50x75 / Schnitt 11x9	50
270211	75x90 / Schnitt 11x9	50
270212	100x150 / Schnitt 6,5x30	25



OP-Abdecktuch Softesse®

Der Softesse® Vliesstoff ist das modernste Material auf dem Markt. Er ist sowohl äußerst angenehm wie auch extrem wasserabweisend. Entwickelt wurde er speziell für lange, anspruchsvolle chirurgische Behandlungen. Um den vielfachen chirurgischen Anforderungen gerecht zu werden, wurden verschiedene Modelle speziell für diese Anwendungen entwickelt.

Material: Softesse® Vliesstoff **Farbe:** hellblau

Artikelnummer	Typ	Größe cm	Menge
270222	Tuch, rechteckig	75x100	40
270223	Tuch mit U-Ausschnitt, nicht klebend und mit einem Loch für den Chirurgesauger	133x200 / Ausschnitt 6,5x50	10
270224	Tuch mit U-Ausschnitt, klebend und mit einem Loch für den Chirurgesauger	133x200 / Ausschnitt *6,5x50	10
270225	Tuch mit dezentraler, verklebbarer Öffnung	100x150 / Ausschnitt *6x9	25
270226	Tuch mit einer verklebbaren, dreieckigen Öffnung, Anti-Panik-Fenster und Klettverschluss als Schlauchhalter	133x200 / Ausschnitt *11x10	5

*Klebeseite

Rechts:
Anwendungsbeispiel eines
Softesse® Tuch
mit Anti-Panik-Fenster





Monoart® Bezüge für Behandlungsstühle

Universalbezüge für den Einmalgebrauch an Behandlungsstühlen für Kopfteil, Rückenlehne und Sitzeinheit aus feinem Polypropylen-Vliesstoff mit hypoallergenen und atmungsaktiven Eigenschaften sorgen für Schutz und Sicherheit bei Patienten. Mit handlichen Schlingen und elastischen Bündchen lässt sich der Bezug in Universalgröße auf allen Stuhlmodellen befestigen. Unsteriles Produkt.

Material: Vliesstoff 30 g/m²

Artikelnummer	Farbe	Menge
264101	grün	25
264100	hellblau	25





Sterile Schutzbezüge

Um sicherzustellen, dass der Operationsbereich unkontaminiert bleibt, bietet Alle® ein großes Angebot an sterilen Produkten zum Schutz von Oberflächen und anderen wesentlichen Bestandteilen des chirurgischen Bereiches (wie Schläuche und Handstücke) an.

Vorteile

- Schutz von Oberflächen, die Verunreinigungen ausgesetzt sind, jedoch schwer zu sterilisieren und dekontaminieren sind (wie etwa Griffe und Taster)
- Rohrförmige Polyethylenhüllen für den Einmalgebrauch zum Schutz von nicht sterilisierbaren Schläuchen
- Garantierte Sterilität für 5 Jahre

Rechts:

Handstückschutz mit einer Polyethylenhülle und einem Klebestreifen.

Nächste Seite:

Anwendung von Klebefolie auf einer digitalen Steuereinheit.




Schlauchüberzug mit Fixiergummi

Transparenter Anti-Reflex-Folienschlauch aus Polyethylen mit offenen Enden zum Einmalgebrauch. Elastisch und mit einer praktischen Einführvorrichtung aus Pappe für ein schnelles Abrollen und somit einfache Anwendung.

Material: LDPE **Farbe:** transparent

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270310	120x7	10



Schlauchüberzug mit Klebestreifen

Transparenter Anti-Reflex-Folienschlauch aus Polyethylen mit offenen Enden zum Einmalgebrauch. Mit zwei hellblauen oder weißen Klebestreifen aus Vliesstoff zum Fixieren der Enden.

Material: LDPE **Farbe:** transparent

Artikelnummer	Größe cm	Farbe	Menge
270302	120x7	hellblau	50
270303	240x7	hellblau	50
270304	120x7	weiß	50
270305	240x7	weiß	50



Selbstklebende Schutzfolie

Schwer zu sterilisierende oder zu reinigende Oberflächen im Kontaminationsbereich (wie etwa Bedienfelder, Griffe oder Taster) können mit einer sterilen Klebefolie geschützt werden. Dank des speziellen Films lässt sich die Folie einfach und rückstandsfrei wieder ablösen.

Material: PE-Folie mit Klebefilm **Farbe:** hellblau-transparent

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270301	20x20	50 (10x5)



Transparente Schutzfolie mit Klebestreifen

Transparente Folie mit einem Klebestreifen an der kurzen Seite. Ideal zum Abdecken von Physiodispensern oder Steuereinheiten.

Material: LDPE **Farbe:** transparent

Artikelnummer	Größe cm	Menge
270227	40*x50	20

*Klebeseite





Kühlschläuche und Absaugung



Sterile Schläuche und Absaugung

Der Erfolg beim Erzeugen einer Implantatstelle und somit der Behandlung hängt neben vielen anderen Faktoren von einer geeigneten Irrigation ab. Die mechanischen und manuellen Irrigationen von Alle® sind hierfür mit den wichtigsten auf dem Markt erhältlichen Physio-Dispensern und automatischen Systemen kompatibel. Bei allen Irrigationen handelt es sich um Produkte der Klasse IIa zum Einmalgebrauch, die sich auf die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und 2007/47/EG beziehen.

43

Vorteile

- Vollständig kompatibel mit den meisten Physio-Dispensern und automatischen Systemen
- Qualitativ äußerst hochwertige Komponenten
- Garantierte Sterilität für 5 Jahre



Kühlmittelschlauch Implantologie Physiodispenser

Ein geeigneter, gut bemessener Kühlflüssigkeitsstrahl kann den Bohrer auf eine optimale Temperatur bringen. Dies ist nur mit einem Irrigationssystem möglich, das speziell auf die verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Physio-Dispensertypen zugeschnitten wurde. Das Endstück der Alle®-Irrigationslinien erlaubt das einfache Verbinden der Schläuche mit allen Nadeln zum Kühlen der Handstücke bei oft verschiedenen Durchmessern.

Legende

- 1 - Monoirrigation
- 1/2 - Interne und externe Irrigation ohne Y-Anschluss
- 1/2Y - Interne und externe Irrigation mit Y-Anschluss
- T - Hahn für den Anschluss einer zweiten Irrigationlinie an ein zweites Handstück oder für den Anschluss an einen Irrigator

Artikelnummer	Typ	Menge	Modell
270602	1/2Y	10	W&H Elcomed 100/200 / Astratech Elcomed 100
270604	1	10	Nouvag TCM3000, MD8000, MD7000, MD10, MD10S, MD11, MD20, MD30
270606	1/2Y	10	De Giorgi Steril Intraplant, Intrasurgery 2.0, Intramatic 2, Intramatic Plus
270607	1/2Y	10	Kavo Intrasept 905 / Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3, Piezosurgery Touch
270609	1/2Y	10	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg / Aseptico Aeu 6000-70V, 7000E-70V, 7000L-70V, 17Bv2, 26OS, 707Av2 / Bonart Piezo Surgical System
270610	1/2Y T	10	W&H Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed / Nobel Biocare OsseoSet™
270616	1/2Y	10	W&H Elcomed SA-200C / Frios Unit E for Dentsplay
270617	1/2Y	10	KaVo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS, Intrasurg 1000, Intrasurg, 1000 Air
270618	1/2Y	10	Bien Air Chiropro 980 / BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR / EMS Piezon, Master Surgery® / Esacrom Surgysonic I Surgysonic II, Surgysonic, Moto
270621	1	10	Kavo MASTERsurg, EXPERTsurg
270622	1	10	Nouvag Physiodispenser 2000

Unten:
Beispiel eines Irrigationssets mit
manueller Durchflusskontrolle.



Kühlmittelschlauch Implantologie manuell

Ein manuelles Irrigationssystem mit Durchflussregulierung per Knopfsteuerung gibt den Arzthelfern die Möglichkeit, den chirurgischen Bereich sauber zu halten und die Implantationsstelle zu kühlen. Das System eignet sich außerdem für die Irrigation bei der Endbefestigung der Implantate mit einem Drehmomentschlüssel.

Artikelnummer	Menge
270630	5






Chirurgiesauger

Praktisch, leicht, handlich und komfortabel bei langandauernden Eingriffen. Ein spezielles System hindert die Anschlüsse daran, sich versehentlich zu verdrehen oder zu verbiegen. Sie können sowohl an einen Behandlungsstuhl wie auch an eine zentrale Anlage angeschlossen werden.

Material: PVC transparent

Artikelnummer	Typ	Länge cm	Menge
270650	ohne Kanüle	220	10
270651	mit Yankauer Saugspitze	250	10



Chirurgische Absaugkanüle

Sterile chirurgische Absaugkanüle. Die Ansaugöffnung lässt sich durch Abnehmen der hellblauen Spitze von 2,5 mm auf 4,8 mm erweitern. Ansatz 11 mm oder 16 mm mit beiliegendem Adapter.

Artikelnummer	Menge
270644	20

Mission für eine keimfreie Arbeitsumgebung

Asepsis bezeichnet einen keimfreien Zustand, Aseptik die eingesetzten Mittel und Techniken um diesen Zustand zu erreichen.

Mit Alle verfolgen wir das Ziel in jeder Praxis eine keimfreie Operationsumgebung zu schaffen und Kreuzkontaminationen zu verhindern. Unsere dentale OP-Ausstattung umfasst:

- OP-Kleidung für Behandlungsteams und Patienten
- Sterile Abdeckungen für chirurgische Bereiche
- Sterile Schläuche für Implantologie und Kieferchirurgie
- Vorbereitung von Instrumententischen und Ablagen
- Sterile Überzüge für dentale Instrumente und Geräte

**Alle® ist eine Marke
von Euronda Spa**

Euronda Deutschland GmbH
Am Landwehrbach 5
D-48341 Altenberge

Tel. +49 2505 9389 0
Fax +49 2505 9389 29
info@euronda.de

www.alle.dental

Euronda Spa® 2017

Kopie, Scan und/oder
Reproduktion des Katalogs
nicht gestattet. Alle Rechte
vorbehalten.

Bilder, Beschreibungen,
Abmessungen und
Technische Daten in
diesem Prospekt dienen
der unverbindlichen
Information. Irrtümer und
Schreibfehler vorbehalten.

Wir behalten uns das Recht
vor, jederzeit und ohne
Ankündigung Änderungen
an den hier beschriebenen
Eigenschaften und
Funktionen der Produkte
zu machen.

Seit über 40 Jahren steht Euronda für Schutz in der Dentalbranche

Euronda, eines der führenden Unternehmen für die Infektionskontrolle in Zahnarztpraxen, hat seinen Hauptsitz in Italien und beliefert mit seinen vier in Europa ansässigen Tochtergesellschaften mehr als 100 Länder weltweit. Zusätzlich zu den sterilen Einmalprodukten aus der Alle[®]-Reihe hat Euronda zwei weitere spezifische Produktlinien: Monoart[®] mit einem umfangreichen Sortiment an Einmalprodukten für vielfältige Anforderungen in den Zahnarztpraxen.

Validierfähige Geräte für den kompletten Hygienekreislauf und der Aufbereitung von Medizinprodukten (Reinigung, Verpacken, Sterilisation sowie Dokumentation). Alle Euronda-Produkte garantieren eine einmalige Qualität und einen beispiellosen Schutz für Zahnärzte, Angestellte und Patienten.

**Alle® ist eine Marke
von Euronda Spa**

Euronda Deutschland GmbH
Am Landwehrbach 5
D-48341 Altenberge

Tel. +49 2505 9389 0
Fax +49 2505 9389 29
info@euronda.de

www.alle.dental



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban