

ARTIKELINFORMATION

DESMARRES Lidhaken, 140 mm (5 1/2"), Tiefe: 11 mm, Breite: 14 mm, unsteril, wiederverwendbar (OA312R)



| Attribute | Wert |
|------------------------------|--|
| Produkttyp | Lidhaken |
| Autor | DESMARRES |
| Aesculap Produkt Gruppen | Allgemein Chirurgische Instr. |
| Altern. Produktname | Venenhäkchen |
| Länge | 140.00 mm |
| Länge (Inch) | 5 1/2" |
| Maulteil | Blatt |
| Maulbreite | 14.00 mm |
| Disziplin | Hand-/Fußchirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Pädiatrie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohrenchirurgie, Allgemein-/Viszeralchirurgie, Plastische Chirurgie, Urologie, Gefäßchirurgie |
| UDI-Direktmarkierung | Ja |
| Einmalgebr./Wiederverwendbar | wiederverwendbar |
| Sterilität | unsteril |
| Produkt enthält Latex | Nein |

| Attribute | Wert |
|-----------------|----------|
| Maultiefe | 11.00 mm |
| Design | einendig |
| Typ Arbeitsende | Blatt |

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban