




Schleif- & Finierscheiben | Abrasive- & finishing discs

Seit über 100 Jahren exklusive Qualität vom ältesten Hersteller von Schleifscheiben aus den USA. Vertriebspartnerschaft mit der Kentzler-Kaschner Dental GmbH seit 1967!

For more than 100 years outstanding quality of one of the oldest manufacturer of abrasive discs in the USA. A close distribution partnership with the Kentzler-Kaschner Dental company since 1967!

In 4 Größen erhältlich
Available in 4 sizes:



Mit MOORE macht Schleifen Freude!
With MOORE grinding is a real pleasure

MOORE MOORPLASTIC

ideal für nass & trocken
suitable for wet & dry

Einsatzbereiche/ fields of application


	Keramik ceramics	Metall metals	NEM NPM	EM PM	Silikat silicate	Kunststoff acrylics	Komposite composites
Sand				●		●	
Garnet				●		●	
MAGNUM SiC	●	●					
MAGNUM Al ₂ O ₃		●	●	●		●	

Herstellerempfehlung
Manufacturer's recommendation: ■

Weitere Anwendungsbereiche
Additional fields of application: ■




SAND



	coarse	medium	fine	x-fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs			
7/8"=22 mm	40825	40827	40829	40831
3/4"=19 mm	40817	40819	40821	40823
5/8"=16 mm	40809	40811	40813	40815
1/2"=13 mm	40801	40803	40805	40807

GARNET



	coarse	medium	fine	x-fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs			
7/8"=22 mm	40857	40859	40861	40863
3/4"=19 mm	40849	40851	40853	40855
5/8"=16 mm	40841	40843	40845	40847
1/2"=13 mm	40833	40835	40837	40839

NEU
NEW

200 Scheiben/ discs

MAGNUM SiC

100 Scheiben/ discs

Größe/ size	medium	fine
7/8"=22 mm	40893	40892
3/4"=19 mm	40885	40884
5/8"=16 mm	41874	-

MAGNUM Al₂O₃

100 Scheiben/ discs

Größe/ size	coarse	medium	fine
7/8"=22 mm	40891	40890	40889
3/4"=19 mm	40883	40882	40881
5/8"=16 mm	41872	41871	-

100 Scheiben/ discs



Snap-on-off System



Auflegen – drücken – fertig! Und los gehts.
Just press the disc – it snaps on in a jiffy – and off you go.



Einfach & schnell entfernen: nur vom Schaft nach oben drücken.
Fast / easy removal: just press the disc off the mandrel.

KKD® Snap-On-Off Träger – für **MOORE**-Scheiben
Snap-On-Off Mandrels – for **MOORE** discs

HP-7 Handstück 2,35 mm
HP-7 handpiece
12 St./ pcs. REF 01398



Einsatzbereiche/ fields of application

	Keramik ceramics	Metall metals	NEM NPM	EM PM	Silikat silicate	Kunststoff acrylics	Komposite composites
Sand				●	●	●	
Garnet				●		●	
Emery	●	●	●	●		●	
Adalox	●						

Herstellerempfehlung
Manufacturer's recommendation:



Weitere Anwendungsbereiche
Additional fields of application:



SAND



	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs		
7/8"=22 mm	40987	40989	40991
3/4"=19 mm	40981	40983	40985
5/8"=16 mm	40975	40977	40979
1/2"=13 mm	40969	40971	40973

GARNET



	x-coarse	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs			
7/8"=22 mm	41023	41025	41027	41029
3/4"=19 mm	41013	41015	41017	41019
5/8"=16 mm	41003	41005	41007	41009
1/2"=13 mm	40993	40995	40997	40999

ADALOX



	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs		
7/8"=22 mm	41059	41061	41063
3/4"=19 mm	41053	41055	41057
5/8"=16 mm	41047	41049	41051
1/2"=13 mm	41041	41043	41045


EMERY



	coarse	medium
Größe/ size	200 Scheiben/ discs	
7/8"=22 mm	40961	40963

MOORE PAPIER/ PAPER

ideal für trocken
suitable for dry



200 Scheiben/ discs

Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

www.kkd-topdent.de

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Geschäftsbereich TOPDENT
Mühlgraben 36
D-73479 Ellwangen/Jagst
Telefon: +49 (7961) 91 26-0
Fax: +49 (7961) 5 20 31
info@kkd-topdent.de



21.07.2022 / M300116

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban