

SMALL HEAD BIG DEAL

KaVo MASTERmatic

- **Best visibility & access** with a 20% smaller head but still 100% power
- **More space to work** thanks to KaVo's patented 100°/19° head knee angle combination
- **Extreme smooth running** thanks to KaVo exclusive Triple Gear Technology
- **New in the MASTERmatic portfolio:** High Speed Handpiece M05 L with mini head, specifically for short burs (16.5 mm)



KaVo MASTERmatic M25 L

KaVo MASTERmatic M05 L

The new KaVo MASTERmatic Series

Enjoy optimal access and maximum precision for all treatments. Manufactured in uncompromising quality, this groundbreaking instrument series was developed to allow you to maximize your potential. To be your best.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo MASTERmatic Series

KaVo MASTERmatic LUX M20 L

- 1:1 transmission
- The practice standard for caries excavation



KaVo MASTERmatic LUX M07 L

- 2.7:1 reduction
- For caries excavation and prophylaxis treatments



KaVo MASTERmatic LUX M29 L

- 7.4:1 reduction
- Specially for endodontic treatments



KaVo MASTERmatic LUX M10 L

- 1:1 transmission
- For simple extra oral technical jobs such as prosthesis correction



Simple and quick: The KaVo INTRA heads can be removed from the shank and exchanged. For all treatments:

PREPARATION

PREVENTION

MICROSURGERY

ENDODONTICS

Intelligent features for your comfort:

- Plasmatec surface – Better grip
- Water filter easily exchangeable by dentist – Consistent spray performance
- Ergonomically well-balanced for long-term working comfort
- Light performance of up to 25,000 Lux

Proven KaVo quality features:

- Chuck retention up to 32 N
- Tungsten carbide guiding bush for centric preparation
- Original KaVo ceramic bearings
- 24 months warranty
- Made in Germany

KaVo master series

MASTERmatic Serie	Description	Mat. Nr.	Artikel	Description	Mat. Nr.
MASTERmatic LUX M25 L	1:5 speed increasing Contra Angle	1.009.3630	MASTERmatic LUX M20 L	1:1 transmission shank	1.009.3620
MASTERmatic LUX M05 L mini	1:5 speed increasing Contra Angle	1.009.3640	MASTERmatic LUX M29 L	7.4:1 transmission shank	1.009.3580
MASTERmatic LUX M07 L	2.7:1 reduction shank	1.009.3610	MASTERmatic LUX M10 L	1:1 transmission straight hand piece	1.009.3570
INTRA Lux Köpfe	Description	Mat. Nr.	Artikel	Description	Mat. Nr.
INTRA Kopf L68	1:1 transmission	1.008.1833	INTRA EVA Kopf L61 R	Damped 0.8 mm lift; 36 snap-in positions	1.008.1829
INTRA Kopf L68 B	1:1 transmission	1.008.1834	INTRA EVA Kopf L61 G	Damped 0.8 mm lift; free rotating	1.008.1828
INTRA Kopf L67	2:1 reduction	1.008.1832	INTRA Endo Kopf L3	Oszillating movement 60°	1.008.1822
INTRA Kopf L66 B	3:1 reduction	1.008.1831	INTRA Endo Kopf L3 Y	Lift motion 0.4 mm	1.008.1823
INTRA Kopf L80	1:1 transmission – FG type	1.004.4456	INTRA Endo Kopf L53	Oszillating movement 60°	1.008.1826
INTRA Mini Kopf L52	1:1 transmission	1.008.1825	INTRA Kopf L62	10:1 reduction	1.008.1830
INTRA Prophy Kopf L31	2:1 transmission	1.008.1824	INTRA Mikro Kopf L22	For microsurgical procedures such as apicectomies	1.008.1835



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban