

Ganz stark. Ganz leise.  
Ganz entspannt arbeiten.

### KaVo MASTERtorque Turbinen

- Präzise Leistung mit maximaler Kraft – bis zu 23 Watt
- Extrem leise dank Silence Technology
- Bessere Sicherheit & Hygiene mit Direct Stop Technology (DST)



KaVo MASTERtorque  
LUX M9000 L

KaVo MASTERtorque  
Mini LUX M8700 L



## KaVo MASTERtorque Turbinen

### KaVo MASTERtorque LUX M9000 L

Die intelligente Turbine.

#### Power:

- 23 Watt Leistung
- 20% mehr Drehmoment und Durchzugskraft
- Stabile Drehzahl

#### Direct Stop Technology (DST):

- Aktives, intelligentes Bremssystem, das den Bohrer in einer Sekunde stoppt

#### Perfekte Sicht:

- 13,1 mm Kopfhöhe
- 100°/19° Kopf-Kniewinkelkombination (KaVo Patent)
- 26° Sichtwinkel
- Kompatibel mit Lang- und Standardbohrern

#### Rücksaugstopp:

- Kein Einsaugen von kontaminierten Aerosolen
- Sauber wie nie für eine längere Lebensdauer

#### Leise durch Silence Technology:

- 57 dB(A)
- Intelligentes Sound-Design eliminiert hohe Frequenzen
- Angenehmes Auslaufgeräusch



### KaVo MASTERtorque Mini LUX M8700 L

Kleiner Kopf. Sicherer Zugang.

#### Power:

- 19 Watt Leistung
- Stabile Drehzahl

#### Direct Stop Technology (DST):

- Aktives, intelligentes Bremssystem, das den Bohrer in einer Sekunde stoppt

#### Beste Sicht:

- 12,1 mm Kopfhöhe
- 100°/19° Kopf-Kniewinkelkombination (KaVo Patent)
- 22° Sichtwinkel
- Kompatibel mit Lang-, Standard- und Kurzbohrern

#### Rücksaugstopp:

- Kein Einsaugen von kontaminierten Aerosolen
- Sauber wie nie für eine längere Lebensdauer

#### Leise durch Silence Technology:

- 59 dB(A)
- Intelligentes Sound-Design eliminiert hohe Frequenzen
- Angenehmes Auslaufgeräusch



NEU!

#### Intelligente Features für Ihren Komfort:

- Plasmatec Oberfläche für bessere Griffigkeit
- Austauschbarer Wasserfilter für gleichbleibend gutes Spray
- Passive Druckregulierung von 2,1 bis 3,5 bar

#### Bewährte KaVo Qualitäts-Features:

- Spannzangen-Haltekraft bis 32 N
- Hartmetall-Führungsbuchse für perfekten Rundlauf des Bohrers
- Original KaVo Keramikugellager
- 24 Monate Garantie

Made in Germany

#### KaVo MASTERtorque Mini Kids-Edition

MASTERtorque Mini LUX M8700 LK mit dem lustigen Drachendesign „Koko“

#### Beinhaltet:

5 Broschüren „Koko, der summende Drache“

300 Sticker „Drachenpower“

1 Poster



## KaVo master series

Artikel	Beschreibung	Materialnummer
M9000 L	MASTERtorque LUX	1.008.7900
M9000 LS	MASTERtorque LUX	1.008.5400
M9000 L COLOR	MASTERtorque LUX (schokobraun)	1.007.9900
M9000 L COLOR	MASTERtorque LUX (anthrazit)	1.007.7100
M8700 L	MASTERtorque Mini LUX, für MULTiflex Kupplungen	3.001.0000
M8700 LS	MASTERtorque Mini LUX, für Sirona Kupplungen	3.001.0600
M8700 LK	MASTERtorque Mini Kids-Edition	1.011.2320
MULTiflex 465 LED	MULTiflex LUX Kupplung 465 LED	1.007.3197
QUATTROcare PLUS 2124 A	Instrumenten Pflegesystem	1.008.3805



KaVo. Dental Excellence.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban