

Welcher MELAG Autoklav ist der richtige für Sie?

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Klein-Autoklaven.



Die Produkt-Highlights	Vacuclave 105 / 305 (Klasse B)	Pro Line (Klasse S)	Pro Line (Klasse B)	Prime Line (Klasse B)	Premium-Klasse (Klasse B)	Vacuclave 550 (Klasse B)
Smart-Touch Display: für eine intuitive Bedienung	4.3"	4.3"	4.3"	4.3"	5.7"	7.0"
Kesselgrößen: für Ihren individuellen Bedarf an Instrumenten	5 Liter	17 – 23 Liter	17 – 23 Liter	17 – 23 Liter	18 – 23 Liter	53 Liter
Maximale Kapazität: für die Beladung mit Einzelinstrumenten	Bis zu 2 kg	Bis zu 5 kg	Bis zu 6 kg	Bis zu 8 kg	Bis zu 9 kg	Bis zu 25 kg
Anzahl Tablett: für eine effiziente Nutzung der Sterilisationskammer	2 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	8 Stk.	16 Stk.
Anzahl Sterilisiercontainer: für die Beladung mit MELAstore Boxen	1x Container*	3x Container (Achtung: Maximal-Gewicht beachten!)	3x Container	3x Container	4x Container	10x Container
Zykluszeiten: für einen Sterilisationsvorgang (ohne Trocknung)**	6,5 – 16 min	13 – 28 min	15 – 31 min	15 – 31 min	8 – 21 min	12 – 43 min
Energiespar-Funktion: zur Deaktivierung der Heizung und des Displays zwischen den Sterilisationsvorgängen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leitfähigkeitsmessung: zur automatischen Prüfung der Wasserqualität	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integrierte Dokumentationsschnittstellen: zur Protokoll-Speicherung per Netzwerk oder Datenträger	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProControl: Chargenfreigabe und Nutzerauthentifizierung direkt am Gerät	✓ Nur Vacuclave 305	✗	✗	✓	✓	✓
Druck von Barcode-Etiketten: mit Hilfe eines optionalen Label-Printers	✓ Nur Vacuclave 305	✗	✗	✓	✓	✓
DRYtelligence: für optimale Trocknungsergebnisse und eine Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %	✓ Nur Vacuclave 305	✗	✗	✓	✓	✓
Startzeit-Vorwahl: für einen automatischen Programmstart zum Wunschtermin	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Wartungszyklen: zur Sicherung der langfristigen Qualität gemäß MPBetriebV	4.000 Zyklen oder 2 Jahre	2.000 Zyklen oder 2 Jahre	2.000 Zyklen oder 2 Jahre	2.000 Zyklen oder 2 Jahre	4.000 Zyklen oder 2 Jahre	4.000 Zyklen oder 2 Jahre

* Verfügbar ab April 2025

**Zeitspanne für Minimalbeladung im Programm Fast S bis Maximalbeladung im Programm Universal B

Rev.3-25/0328-01.25-DE-ME



Sie haben Fragen? Wir die Antworten!

Jetzt Beratungsgespräch mit unserem Vertriebsteam vereinbaren: www.melag.com



Sie benötigen noch mehr Kapazität?

Dann profitieren Sie von der Cliniclave 45 Serie mit einem Kammervolumen von 100 und 200 Litern als ein- oder zweitürige Gerätevariante.



Der MELAG Autoklaven Guide:

Unsere Lösungen zur Sterilisation gemäß EN 13060

Pro Line

Unsere Einstiegsmodelle der Klasse B und S: Egal welche Aufgaben der Tag für Sie bereithält, Vacuclave 118 / 118 S und Vacuclave 123 / 123 S halten Ihnen im Aufbereitungsraum den Rücken frei.

- ✓ **Maximale Zuverlässigkeit:**
Durch die einzigartige MELAG Qualität - Made in Germany
- ✓ **Intuitives Bedienkonzept:**
Durch das Smart-Touch Display mit integrierter Dokumentation
- ✓ **Exzellenter Support:**
Durch Ihre direkten Ansprechpartner und unsere Digitalen Tools

Jetzt auch als 5 L Variante verfügbar

NEU Ideal für Ihr Budget und Instrumentarium mit Autoklaven der Klassen B und S



Prime Line

Unsere Preis-Leistungs-Sieger: Die Klasse B Autoklaven Vacuclave 318 und Vacuclave 323 verschmelzen die Pro Line Produkt-Highlights mit weiteren Innovationen für mehr Leistungsstärke, für herausragende Trocknungsergebnisse und für eine rückverfolgbare Chargenfreigabe.

- + **Hohe Beladepazitäten:**
Mit dem Heavy-Duty Programm für bis zu 8 kg auf 5 Tablett
- + **Schnelle Programmlaufzeiten:**
Durch die algorithmusgesteuerte DRYtelligence Trocknung
- + **Integrierte Rückverfolgung:**
Mit Nutzer-Authentifizierung, Chargenfreigabe und Etikettendruck mit MELAprint 80

Jetzt auch als 5 L Variante verfügbar



Premium-Klasse

Die Benchmark für maximale Effizienz: Die Klasse B Autoklaven der Evolution-Serie sind schneller als je zuvor. Und Sie damit auch: Sterilisieren Sie dank Doppelmantel-Technologie mit doppelter Geschwindigkeit.

- ★ **Rekord-Zykluszeiten:**
Durch die patentierte Doppelkammer-Technologie
- ★ **Höchste Beladepazitäten:**
Von bis zu 9 kg Instrumenten auf 8 Tablett
- ★ **Hochleistungs-Komponenten:**
Für Power User mit verlängerten Wartungszyklen

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban