

Davvero potenti e silenziose. Per darvi il massimo comfort.

Turbine KaVo MASTERtorque

- Precisione alla massima potenza, fino a 23 Watt
- Estremamente silenziose, grazie alla Silence Technology
- Sicurezza e igiene superiori con la Direct Stop Technology (DST)



KaVo MASTERtorque
LUX M9000 L

KaVo MASTERtorque
Mini LUX M8700 L



Turbine KaVo MASTERtorque

KaVo MASTERtorque LUX M9000 L

La turbina intelligente.

Potenza:

- 23 Watt
- 20 % in più di coppia e potenza di trazione
- Numero di giri stabile

Direct Stop Technology (DST):

- Sistema frenante attivo, intelligente, in grado di arrestare la fresa in un secondo

Visuale perfetta:

- 13,1 mm di altezza testina
- Combinazione degli angoli 100°/19° (Brevetto KaVo)
- Angolo visivo di 26°
- Compatibile con le frese lunghe e standard

Valvola anti-riflusso:

- Nessuna riaspirazione di aerosol contaminati
- Pulita più che mai, per una maggiore durata

Più silenziosa grazie alla Silence Technology:

- 57 dB(A)
- Il dispositivo intelligente elimina le alte frequenze
- Il suono più gradevole riduce lo stress acustico



KaVo MASTERtorque Mini LUX M8700 L

Testina piccola. Accesso più sicuro.

Potenza:

- 19 Watt
- Numero di giri stabile

Direct Stop Technology (DST):

- Sistema frenante attivo, intelligente, in grado di arrestare la fresa in un secondo

Massima visuale:

- 12,1 mm di altezza testina
- Combinazione degli angoli 100°/19° (Brevetto KaVo)
- Angolo visivo di 22°
- Compatibile con le frese lunghe, standard e corte

Valvola anti-riflusso:

- Nessuna riaspirazione di aerosol contaminati
- Pulita più che mai, per una maggiore durata

Più silenziosa grazie alla Silence Technology:

- 59 dB(A)
- Il dispositivo intelligente elimina le alte frequenze
- Il suono più gradevole riduce lo stress acustico



NOVITÀ!

Comfort garantito da dispositivi intelligenti:

- Superficie in Plasmatec per una presa migliore
- Microfiltro sostituibile per massima funzionalità dello spray
- Regolazione passiva della pressione da 2,1 a 3,5 bar

Qualità contraddistinta da caratteristiche KaVo:

- Forza di tenuta del mandrino fino a 32 N
- Guide dei cuscinetti in metallo duro per una perfetta concentricità della fresa
- Cuscinetti a sfere in ceramica originale KaVo
- 24 mesi di garanzia

Made in Germany

KaVo master series

KaVo MASTERtorque Mini Kids Edition



MASTERtorque Mini LUX M8700 LK con il divertente disegno del drago "Koko"

Contiene:

- 5 brochure "Koko, il drago ronzante"
- 300 Sticker "Dragon Power"
- 1 Poster



Articolo	Descrizione	Codice
M9000 L	MASTERtorque LUX	1.008.7900
M9000 LS	MASTERtorque LUX	1.008.5400
M9000 L COLOR	MASTERtorque LUX (marrone cioccolato)	1.007.9900
M9000 L COLOR	MASTERtorque LUX (antracite)	1.007.7100
M8700 L	MASTERtorque Mini LUX, per attacchi MULTiflex	3.001.0000
M8700 LS	MASTERtorque Mini LUX, per attacchi Sirona	3.001.0600
M8700 LK	MASTERtorque Mini Kids Edition	1.011.2320
MULTiflex 465 LED	Attacco MULTiflex LUX 465 LED	1.007.3197
QUATTROcare PLUS 2124 A	Sistema per la manutenzione degli strumenti	1.008.3805



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main

Registernummer: HRB 56518

Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban