



Speichelsauger



Immer gut in Form

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



Wenn Qualität den Unterschied macht



Medicom Speichelsauger zeichnen sich durch eine hervorragende Qualität und eine sehr hohe Saugleistung aus. Sie sind äußerst flexibel und leicht an jede anatomische Situation im Patientenmund adaptierbar. Einmal gebogen und im Mund platziert bleibt die Form des Saugers aufgrund des integrierten Metalldrahtes stabil erhalten, ohne zu knicken oder gar zu verstopfen. Die transparente, mit Lüftungsschlitzen versehene Kappe kann bei Bedarf abgenommen werden. So können auch kleine Partikel vom Mundbogen abgesaugt werden.



Entspannt behandeln

Speichelsauger werden für nahezu jede Behandlung genutzt. Das Arbeitsfeld wird von Speichel, Blut und anderen Flüssigkeiten befreit und weitestgehend trocken gehalten.



Position des Speichelsaugers bukkal



Position des Speichelsaugers lingual

Zwei Längen, sieben Farben

Medicom Speichelsauger sind in den Längen 13 und 15 cm erhältlich. So kann der richtige Sauger für jede Situation gefunden werden.

Wählen Sie die Farbe, die zu Ihrem Praxiskonzept passt!



Bilder mit freundlicher
Genehmigung von
Dr. M. Dobbertin, Frankfurt a.M.

Bestellung

+49 [0] 21 71 - 70 66 70
info@loser.eu

 **Medicom**

Speichelsauger

Länge: 13 cm

Inhalt: 100 Stück

Transparent	Blau	Grün	Gelb	Lavendel	Orange	Pink
504-C	505-B	506-G	508-Y	510-L	511-O	512-P

Länge: 15 cm

Inhalt: 100 Stück

Transparent	Blau	Grün	Gelb	Lavendel	Orange	Pink
704-C	705-B	706-G	708-Y	710-L	711-O	712-P

Irrtum vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.