

# bisico

Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG  
Johanneswerkstraße 3  
33611 Bielefeld  
Germany

Tel. +49 (0) 521 8 01 68 00

Fax +49 (0) 521 8 01 68 01

E-Mail [info@bisico.de](mailto:info@bisico.de)

Web [www.bisico.de](http://www.bisico.de)

## Micro Esthetic *Gingiva*

Hochviskoses, fließfähiges Komposit zur  
ästhetischen Restauration von Rezessionen.



### Micro Esthetic *Gingiva*

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
G-L	2g Spritze, 5 Appli-Tips silber	75076
G-M	2g Spritze, 5 Appli-Tips silber	75077
G-D	2g Spritze, 5 Appli-Tips silber	75078
G-SD	2g Spritze, 5 Appli-Tips silber	75079

bisico®

# Micro Esthetic Gingiva

## Zahnfleischfarbenes Komposit zur ästhetischen Restauration von Rezessionen.

Micro Esthetic Gingiva ist ein fließfähiges, zahnfleischfarbenes Komposit zur ästhetischen Restauration von Rezessionen. Die Anwendung erfolgt direkt im Mund des Patienten.

- ✓ Schicht- und mischbar
- ✓ Exakte Nachbildung des natürlichen Gingiva
- ✓ Einfaches Farbsystem
- ✓ Hoch Röntgenopak (210% Al)
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Bis-GMA frei
- ✓ Gute Polierbarkeit
- ✓ Sicherstellung einer langfristigen Hygiene
- ✓ Haftung mit allen handelsüblichen Adhesiven (z.B. Bisico E-Bond LC)

<b>Biegefestigkeit</b>	>148 MPa
<b>Elastizitäts-Modul</b>	>13485 MPa
<b>Druckfestigkeit</b>	>394 MPa
<b>Vickers Härte</b>	>770 MPa
<b>Füllstoffgehalt</b>	77%
<b>Radioopazität</b>	210% Al

## Micro Esthetic Gingiva in der Praxis


Vorher



Nachher



Farben:



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban