

MICRO-TOUCH[®] Nitrile (White)

Standardwandstärke: Dünn

Puderfreier, weißer Untersuchungshandschuh aus Nitril, strapazierfähiger und verbessertes Tragegefühl

Dieser unsterile Handschuh ist aus einem Standardnitrilmaterial hergestellt. Seine robustere Ausführung verbessert die Strapazierfähigkeit und das Tragegefühl. Die Innenbeschichtung aus Polymer vereinfacht das An- und Ausziehen, die Puderfreiheit reduziert erheblich das Risiko von Hautabschürfungen.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Effektiver Barrierschutz vor Stichverletzungen und einer großen Bandbreite an Chemikalien
- Schutz vor einer Typ-I-Latexallergie
- 150 Stück pro Verpackungseinheit für eine Abfallreduzierung
- Getestet für die Handhabung von Zytostatika*

* Für weitere Informationen zu spezifischen Permeationszeiten von Zytostatika und Empfehlungen siehe Produktverpackung oder kontaktieren Sie den Ansell-Kundenservice.

WARNHINWEIS: Kein Handschuh bietet einen Komplettschutz gegen alle Chemikalien. Die Anwender müssen die Eignung dieser Produkte für einen bestimmten Zweck oder Einsatzbereich oder für eine bestimmte Chemikalie testen.

Empfohlen für

- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Standarduntersuchungen mit moderaten Risiken
- Umweltfreundliche Anlagen
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



MICRO-TOUCH[®] Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH[®]-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH[®]-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH[®] Nitrile (White)

Standardwandstärke: Dünn

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Nitril	Nicht aus Naturkautschuklatex	Ja
Farbe	Weiß	Cuff Länge	Standard
Puder Inhalt	Pudersfrei	Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	1,5 AQL	Palm Thickness (mm / mil)	0.07 / 2.8
Fingerdicke (mm / mil)	0.10 / 3.9	Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Verfügbare Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8-9), XL (9.5 - 10)	Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)
Steril	Nein	Antistatische	Nicht getestet
Glove Länge (mm / Zoll)	240/9,5	Produkt Segmentation	Standardwandstärke: Dünn

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	700151	700152	700153	700154	700155

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	150 Handschuhe/Spender 10 Spender/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

ASTM D6319, CE 0493, Kategorie III, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Lebensmitteltyp: Gummi

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdibutylidithiocarbamat (ZDBC)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesales@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban