



SOOO ADHERENT
IS **MUCOPREN**[®] SOFT

SOFT RELINING



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

MUCOPREN® SOFT – LIVES UP TO ITS PROMISE

Denture relining

Mucopren® Soft is a permanently soft durable reline long-term material based on A-silicone for direct and indirect application.



INDICATIONS

- for permanently soft linings
- for compensating for areas of mucous membrane with varying degrees of resiliency
- for relieving sharp bony ridges
- for relieving the operation site after placing implants
- for relining temporary restorations
- for conditioning the mucous membranes in cases with denture sores
- for fabricating and relining obturators

Technical data

Product name	Mixing ratio	Working time at 23 °C / 74 °F ≤	Working time at 35 °C / 95 °F ≤	Intraoral setting time at 35 °C / 95 °F ≥	Total setting time ≥	Hardness (approx.) Shore	Linear dimensional change (approx.) %	Elastic recovery test (approx.) %	Strain in compression (approx.) %
Mucopren® Soft direct relining	1:1	2:15 min.	–	3:15 min.	5:30 min.*	A 28	– 0.20	99.5	9.4
Mucopren® Soft indirect relining	1:1	2:15 min.	–	–	> 30 min. in pressure vessel	A 28	– 0.20	99.5	9.4

*Total setting time (removal time from mouth) from start of mixing

INHIBITS BACTERIAL COLONIZATION



- Thanks to its smooth, hydrophobic silicone surface*

EASY PROCESSING



- Due to good millability

HIGH WEARING COMFORT

- As a result of permanently elastic properties

GUARANTEED LONG-TERM ADHESION TO THE DENTURE

- Thanks to the excellent adhesion of the **Mucopren®** Adhesive



MUCOPREN® SOFT – THE RANGE

Mucopren® Soft

Base set

50 mL relining silicone, 50 mL silicone sealant,
10 mL adhesive, 7 green mixing tips, 20 blue mixing tips, 1 steel bur,
1 brush holder, 20 single-use brushes, accessories

Relining silicone

2 × 50 mL cartridges, 6 mixing tips

Mucopren® Silicone sealant

50 mL cartridge, 10 mixing tips

Mucopren® Adhesive

10 mL bottle



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germany
Phone +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com



022746_0222


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban