


# Neue Hallerklammer nach Dr. Landenberger New Haller Clamp by Dr. Landenberger

Neue Hallerklammer  
mit Non-Latex  
Gummiringen  
New Haller Clamp  
with Non-Latex  
elastics  
REF 52200



- + Sichere Fixierung von Watterollen und Speichelzieher  
safe fixation of cotton rolls and saliva ejectors
- + Verbesserung beim optischen Abdruck (Cerec)  
improvement of the optical impression (Cerec)
- + Abhaltung von Zunge und Wange  
retraction of tongue and cheek
- + Arbeiten ohne Assistenz möglich  
working without assistance is possible
- + Widerstandsfähige Zirkonnitrid-Beschichtung (ZrN)  
resistant Zirconium nitride coating (ZrN)
- + Retraktion der Gingiva, bei Verwendung der mitgelieferten Gummiringen  
retraction of the gingiva using the supplied elastics
- + Für Prämolaren im Unterkiefer (Basis Kofferdamklammer 2A)  
for premolars in the lower jaw (base rubber dam clamp 2A)
- + Trockenhaltung des Arbeitsfeldes  
for keeping the operating field dry

Oberflächen-Beschichtung in verschiedenen Farben:  
Coating in different colours:



Die Klammer 2AO kann in Verbindung mit einer Konterklammer bei der Kofferdamtechnik in allen Quadranten angewendet werden.  
The 2AO clamp can be used in conjunction with a counter-clamp in the rubber dam technique in all quadrants.



Adhäsive Zementierung, Zahn 46  
Adhesive cementation, tooth 46



Adhäsiv für Kompositfüllung,  
Zahn 38 mit Speichelzieher  
Adhesive for composite filling,  
tooth 38 with saliva ejector



Konditionierung einer Kavität, Zahn 45  
Conditioning of a cavity, tooth 45




Trockenlegung 2. Quadrant,  
Vorbereitung zur Füllung, Zahn 26  
Isolation of upper left quadrant, tooth 26



Vorbereitung zur Füllung, Zahn 46  
Filling preparation, tooth 46

## Varianten „Neue Hallerklammer“/ Variants „New Haller Clamp“




<p>2AO für UK, Quadrant 3 + 4 for lower, quadrant 3 + 4</p>  <p>REF 52201</p>	<p>2AUR für OK, rechts for upper, right</p>  <p>REF 52198</p>	<p>2AUL für OK, links for upper, left</p>  <p>REF 52197</p>	<p>2AUR/2AUL    Pärchen/ pair für OK, Quadrant 1 + 2 for upper, quadrant 1 + 2</p>  <p>REF 52191S</p>
 <p>REF 52201B</p>	 <p>REF 52198B</p>	 <p>REF 52197B</p>	 <p>REF 52191BS</p>
 <p>REF 52201C</p>	 <p>REF 52198C</p>	 <p>REF 52197C</p>	 <p>REF 52191CS</p>
 <p>REF 52201R</p>	 <p>REF 52198R</p>	 <p>REF 52197R</p>	 <p>REF 52191RS</p>

## Sortimente/ Assortments




Lieferung ohne Modelle/  
delivery without models




Set Schwarz/ Kit Black  
1 goldfarbene Neue Hallerklammer und 3  
Varianten-Klammern in schwarz/ 1 golden New  
Haller Clamp and 3 variants in black  
REF 52196NB5

Set Gold/ Kit Gold  
4 goldfarbene Klammern: 1 Neue Hallerklammer  
und 3 Varianten/ all golden 4 clamps: 1 New  
Haller Clamp and 3 variants  
REF 52196S

## Anwendungsfilme Hallerklammer Films „How to use the Haller clamp“



[http://kkd-online.de/  
Hallerklammer2](http://kkd-online.de/Hallerklammer2)



[http://kkd-online.de/  
Hallerklammer3](http://kkd-online.de/Hallerklammer3)



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Mühlgraben 36  
D-73479 Ellwangen/Jagst

Telefon: +49 (7961) 90 73-0  
Fax: +49 (7961) 5 20 31  
info@kkd-topdent.de

**Gemeinsam für gesunde Zähne**  
Together for healthy teeth

[www.kkd-topdent.de](http://www.kkd-topdent.de)



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban