

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2019-03

Nitril® steril

Unsers steriler Untersuchungshandschuh
aus Nitril / Our sterile nitrile examination
glove



Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
8023S	Small	min. 240	80 ± 10	09544658
8023M	Medium	min. 240	95 ± 10	09544641
8023L	Large	min. 240	110 ± 10	09544635
8023XL	Extra-Large	min. 240	120 ± 10	11362976

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL	Bioburden (CFU)
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	AQL 1,5	< 300 (CFU = colony-forming unit)
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N		

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,050 ± 0,020
Handfläche / Palm	0,060 ± 0,020
Finger / Finger	0,080 ± 0,020

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes
EN 374-1 / -2 / -4 / -5	Ja / Yes
EN 16523-1	Ja / Yes
EN 420	Ja / Yes

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description

Nitriluntersuchungshandschuh, weiß, steril, puderfrei, proteinfrei, latexfrei, beidhändig passend, mit Rollrand, zum Einmalgebrauch / Nitrile examination glove, white, sterile, powder free, protein free, latex free, ambidextrous, beaded cuff, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients

Nitrilbutadienkautschuk, Sulfur, Zinkoxid, ZDBC, ZDEC, Antioxidant/
NBR acrylonitrile butadiene rubber, sulphur, zinc oxide, ZDBC, ZDEC, Antioxidant

Frei von: MBT, Thiuramen und Thioharnstoff (Thiourea)

Free from: MBT, Thiram, Thiourea

Verpackung / Packaging

50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton; /36 Kartons pro Palette / 50 pairs per package; 4 packages per carton; 36 cartons per palette

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden). /

5 years (store in a cool and dry place, protect against sunrays and fluorescent light, avoid temperatures below 5 °C and exceeding 35 °C)

Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse Is Regel 4 / Medical product of class Is rule 4
- Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weitere Informationen siehe Primärverpackung) / Personal protective equipment Cat. III (for more information see primary packaging)

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de. *Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de. *This product contains natural rubber latex, which may cause allergies and / or anaphylactic reactions.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban