

La combinación perfecta para la profilaxis:

Accesorios de Kerr para KaVo SMARTmatic



La nueva serie de profilaxis SMARTmatic de KaVo.

- **"Made in Germany"** para la máxima calidad
- **Cabeza pequeña** para la mejor visibilidad
- **Movimiento oscilante*** para un pulido eficaz
- **Materiales de alta calidad** para una larga vida útil
- **Una opción inteligente** para entrar en el mundo de la profilaxis KaVo

* solamente compatible con PROPHY S33 y S53

Accesorios de limpieza y pulido de Kerr para la profilaxis.

- **Amplia selección de** prestaciones perfectas para la profilaxis
- **Diseño innovador** para una aplicación continua de pasta de pulido en los dientes
- **Fácil manejo** para un flujo eficaz de los procesos de profilaxis
- **Perfectamente adecuados** para los nuevos instrumentos SMARTmatic de KaVo

Combinar es inteligente.



Modelo SMARTmatic

	Prophyl S19	Prophyl S31	Prophyl S33	S53
Transmisión de revoluciones	8:1	8:1	8:1 / 70° osc. Rotación	
Número máximo de revoluciones/min.	20.000	20.000	20.000	20.000
Tipo de sujeción	Doriot	Screw-In, Snap-On	Snap-On	Med. máx./2,35 mm
Número de artículo	1.011.6740	1.011.6760	1.011.6800	1.011.6810

Selección de accesorios combinables de Kerr:

✓ Compatible
— Incompatible

Pro-Cup® y Pro-Cup® Junior

Acoplamiento para CA	Blando	Duro	Junior - Blando	Junior - Duro	Prophyl S19	Prophyl S31	Prophyl S33	S53
					—	—	—	✓
Acoplamiento tipo tornillo					—	✓	—	—
	Blando	Duro	Junior - Blando	Junior - Duro				

Cepillos para limpieza y pulido de dientes

Cepillos mini	Natural	Nailon	Prophyl S19	Prophyl S31	Prophyl S33	S53
			—	—	—	✓
Pro Brush			—	—	—	✓
	Natural	Nailon				

Copa Prophyl

Snap-On	Laminadas	Acanaladas	Prophyl S19	Prophyl S31	Prophyl S33	S53
			—	✓	✓	—
	Laminadas	Acanaladas				

Cepillos Prophyl

Snap-On	Cerdas naturales, normales	Cerdas naturales, puntiagudas	Prophyl S19	Prophyl S31	Prophyl S33	S53
			—	✓	✓	—
	Cerdas naturales, normales	Cerdas naturales, puntiagudas				



Escanee el código y descubra todo el catálogo de Kerr: Accesorios, copas y cepillos para una aplicación eficaz y sin salpicaduras de la pasta de pulido (costes según su operador móvil).

KaVo Dental GmbH y KerrHawe S.A. no se hacen responsables de las diferencias en el color y la forma respecto a las imágenes, de las inexactitudes ni los errores de impresión, y se reservan el derecho a realizar, en cualquier momento, modificaciones en los folletos. La impresión total o parcial está sujeta a la autorización previa de KaVo Dental GmbH y KerrHawe S.A.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban