

A woman with dark hair, wearing a white polo shirt, is looking at a dental machine. She is holding a black and silver metal abutment holder. The machine in the background has the 'ivoclar' logo on its screen. The entire scene is framed by a thin blue border.

PrograMill[®]

Abutment holder

Making People Smile

ivoclar

PrograMill® Abutment holder for Medentika

Neues Potenzial entdecken mit der PrograMill® PM7. Mit dem Abutmenthalter steigen Sie in Ihre eigene Produktion von PreFace-Abutments ein. Gestalten Sie individuell Ihre Abutmentlösungen und holen Sie das Maximum an Flexibilität aus Ihrer Maschine. Der Halter für die PrograMill-Plattform ermöglicht eine effiziente Bearbeitung ganz ohne Kalibrierung.



Vorteile

PreFace-Abutment	PreFace-Halter
Kurze Bearbeitungszeiten in der Produktion	Kurze Produktionszeiten – durch die gleichzeitige Bearbeitung von bis zu sechs Rohlingen in einem Arbeitsgang
Maximale Freiheit im Design – Durchmesser Ø 11,5 mm	Besonders zeitsparende Arbeitsweise – durch Spannung des Abutments mit lediglich einer Schraube im Halter
Maximaler Schutz für das exakt gestaltete Implantat-Interface – durch Spannen des Rohlings lediglich auf der Stirnseite	Sehr übersichtliche und fehlerresistente Produktion
Höchste Präzision im Interface – durch vorgefertigte, standardisierte Fertigungsprozesse seitens des Herstellers	Geringe Investition
Vielfalt an Schnittstellen – siehe untenstehende Tabelle	Keine Kalibrierung notwendig

Was wird benötigt

- Ab PrograMill CAM V4.2
 - Ab PrograMill Software PM7 V.96, PM5 V.16, PM3 V.14
- Verfügbar für exocad und 3shape

Scanbodies

[PreFace_Overview_Scanbody_21-03.pdf \(medentika.com\)](#)



CAD Libraries
Software-
aktualisierungen

Zubehör

- | | |
|-----------------------------|--------|
| – PrograMill PM7 Set | 755224 |
| – PrograMill tool blue 3.0c | 692445 |
| – PrograMill tool blue 2.0c | 689032 |
| – PrograMill tool blue 1.0c | 689034 |

Verfügbare Schnittstellen

Hersteller	Implantatsystem
BEGO Implant Systems	Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI Semados® S/RI
BioHorizons	Tapered Internal Tapered Internal Plus Tapered Tissue Level
BIOMET 3i	Certain® External Hex
Bredent Medical	SKY®
Camlog	Camlog® Conelog®
Dentinum	SuperLine Implantinum Implantinum II
Dentsply Sirona	ASTRA TECH OsseoSpeed® TX XIVE® S

Hersteller	Implantatsystem
HiOssen Implant®	ET-System
Medentika®	Procone
Medentis Medical	ICX
MIS	SEVEN Internal Hex
Nobel Biocare	Brånemark System® NobelActive® NobelReplace® Conical NobelReplace® Tapered
OSSTEM Implants	TS System
Straumann	Bone Level Tissue Level
T-Plus Implant Tech	A+ Implant ST Implant
Zimmer Dental	Tapered Screw-Vent®

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban