



PrograScan[®] PS5

Der leistungsstarke Allrounder für vielseitige Anwendungen

Der PrograScan PS5 zeichnet sich durch seinen hohen Automatisierungsgrad aus. Er ist der zuverlässige Allrounder für individuelle Anforderungen. Detailgetreu und in Farbe für höchste Ansprüche.

Technische Daten

Kamera	4x6 MP
Scan-Teller	1
Auto-Start	Ja
Genauigkeit (ISO 12836)	5 µm
Wiederholgenauigkeit	<2 µm
Textur	Farbe
Scan-Strategie	All-in-one /die in model
Ausgabeformat	STL, PLY
Netzspannung	100–240 VAC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistung Netzteil (max.)	90 Wh
Scanner-Spannung	24V DC +-10%
Typ des USB-Anschlusses	USB 3.0 TYP C (5 Gbit/s)
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Gewicht	12,8 kg
Abmessungen (B x H x T)	396,0 x 436,5 x 380,5 mm

Erstellungsdatum: 2023-12-07

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban