

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2021-10

## Reference™

Unser gepudertes Untersuchungshandschuh aus Latex /  
Our powdered latex examination glove



## Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1121XS	Extra-Small	min. 240	< 80	06177515
1121S	Small	min. 240	80 ± 10	06177521
1121M	Medium	min. 240	95 ± 10	06177538
1121L	Large	min. 240	110 ± 10	06177544
1121XL	Extra-Large	min. 240	> 110	02243899

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	min. 0.08
Handfläche / Palm	min. 0.10
Finger / Finger	min. 0.11

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL
Vor und nach Alterung ≥ 6 N / Before and after ageing ≥ 6 N	AQL 1,5

## Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung / Product description** Latexuntersuchungshandschuh, gepudert, unsteril, mikrogeraut, mit Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch /  
Latex examination glove, powdered, non-sterile, micro-roughened, beaded cuff, ambidextrous, for single use only

**Inhaltsstoffe / Ingredients** Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkoxid, Dithiocarbamate, Titandioxid, Kaliumhydroxid, Puder: Maisstärke (United States Pharmacopeia Qualität) /  
Natural Rubber Latex, sulphur, zinc oxide, dithiocarbamate, titanium dioxide, potassium hydroxide, powder: corn starch (United States Pharmacopeia grade)  
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /  
Free of: mercaptobenzothiazole and thiram

**Haltbarkeit / Shelf life** 3 oder 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /  
3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

**Verpackung / Packaging** 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /  
100 pcs. per package; 10 packages per carton

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**


---

Kategorie /  
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Normen /  
Standards EN 455-1 / -2 / -3/ -4

Qualitätszertifikat /  
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

Warnungen /  
Cautions Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen  
einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /  
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as  
well as anaphylactic reactions




---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban