

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2021-11

## Reference® OP

Der gepuderte OP-Handschuh aus Latex /  
The powdered latex surgical glove



### Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
93216	6	Min. 280 mm	77 ± 4 mm	02243824
932165	6,5	Min. 280 mm	83 ± 5 mm	02243830
93217	7	Min. 280 mm	89 ± 5 mm	02243847
932175	7,5	Min. 280 mm	95 ± 5 mm	02243853
93218	8	Min. 280 mm	102 ± 6 mm	02243876
932185	8,5	Min. 280 mm	108 ± 6 mm	02243882
93219	9	Min. 280 mm	114 ± 6 mm	05030313

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	0,19 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,21 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,17 ± 0,02 mm

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 9 N / Before and after ageing ≥ 9 N	AQL 0,65

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	OP-Handschuh aus Latex, natur, gepudert, steril, mikrogeraut an den Fingern, Rollrand, links- und rechtshändig, anatomische Passform, paarweise verpackt, nur für den Einmalgebrauch/ Surgical glove made of latex, natural, powdered, sterile, micro-roughened on the fingers, beaded cuff, left and right handed, anatomical fit, packed in pairs, for single use only
Inhaltsstoffe/ Ingredients	Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkdietyldithiocarbamat, Zinkdibutyldithiocarbamat, Zinkoxid, Titandioxid Antioxidationsmittel, Maisstärke/ Natural Rubber Latex, Sulfur, Zinc diethyldithiocarbamate, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc oxide, Titanium Dioxide, Antioxidant, Corn Starch
Haltbarkeit/ Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen/ 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

Verpackung / 50 Paar pro Packung; 6 Packungen pro Karton /  
Packaging 50 pairs. per package; 6 packages per carton

---

### Regulatorische Information / regulatory information

---

Kategorie / Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG /  
Category Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC

Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 /  
Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425

Normen / EN 455-1 / -2 / -3 / -4  
Standards EN 374-1 / -2 / -4 / -5  
EN 16523-1  
ISO 11137-2

---

Qualitätszertifikat / EN ISO 13485:2016  
Quality Certificates

---

Warnungen / Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen  
Cautions einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /  
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as  
well as anaphylactic reactions



---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban