

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal
Befestigungskomposit

Schluss mit Komplexität.



Die Zwei, die alles können.

3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit kann alleine als selbstadhäsiver Befestigungszement und in Kombination mit **3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv** für die adhäsive Befestigung eingesetzt werden.

So einfach und doch so stark.

- **Zwei Komponenten für praktisch alle indirekten und direkten Befestigungsindikationen**
- **Herausragende Selbstadhäsion von RelyX Universal Befestigungskomposit**
- **Mit Scotchbond Universal Plus Adhäsiv noch mehr Haftkraft an allen Substraten**
- **Einzigartige Automix-Spritze von 3M**
- **Einfache Überschussentfernung**
- **Hohe Ästhetik**



Selbstadhäsive Befestigung einer Brücke aus 3M™ Lava™ Esthetic fluoreszierendem Vollzirkoniumoxid; Bild mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Jan-Frederik Güth, Deutschland



Gemeinsam eliminieren sie die Schwierigkeiten und Verwirrungen, die aufgrund von verschiedenen Befestigungskompositen, Primern und Adhäsiven vorherrschen und **vereinfachen somit Ihre direkten und indirekten Workflows**. Damit benötigen Sie weniger Produkte, die auf Lager gehalten und deren Bestand aufgefüllt werden muss, und sparen somit Platz, Zeit und Geld.

Revolutionäre Spritze.

Mit dem patentierten 3M-Design erreicht die Applikation von Automix-Zementen die nächste Stufe. Entwickelt unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse für problemloses Ausbringen, Reinigen und Aufbewahren. Die kleine 3,4 g-Spritze bietet ausreichend Material für ungefähr 15 Applikationen bei geringem Verwurf.

Einfache Überschussentfernung.

Effizient bis zum letzten Schritt. Die einzigartige chemische Zusammensetzung sorgt dafür, dass austretender Überschuss an den Restaurationsrändern verbleibt und sich nach dem Anhärtens (Tack Cure) problemlos entfernen lässt.

Geringerer Lagerbestand, größere Einsparungen

95% der Zahnärzte stimmten der Aussage zu, dass der universelle Charakter von RelyX Universal Befestigungskomposit dabei hilft, die **Lagerbestände zu reduzieren und Kosten zu sparen**.

Einfachere Anwendung für das Praxispersonal

97% der Zahnärzte stimmten der Aussage zu, dass der Umgang mit nur einem universell einsetzbaren Produkt im Vergleich zu mehreren Befestigungsmaterialien **für das Praxispersonal leichter** ist.


” Hervorragendes, hygienisches Applikationssystem mit nur wenig Verwurf.“

M. W., Großbritannien***

80%
weniger Material-
verwurf* dank Mikro-
Mischkanüle

Bessere Hygiene.**
Selbstverschließend –
zur Aufbewahrung ohne
verwendete Mischkanüle

Dünnere
und länger
Elongation Tip zur
leichten Applikation
in den Wurzelkanal



” Einfache Handhabung, wenige Komponenten und dadurch geringere Fehleranfälligkeit.“

J. L., Deutschland***

Ergonomischere
Form mit

50% weniger
Plastikabfall*

Der starke Partner für adhäsive Fälle.


3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv ist das erste röntgenopake Universaladhäsiv für alle direkten und indirekten Indikationen. Das System ist komplett abgestimmt: Das Adhäsiv härtet durch den Zement aus, sodass Lichthärten überflüssig wird.

Scotchbond Universal Plus Adhäsiv dient als universeller Primer für alle Materialien (einschließlich Glaskeramik) und verstärkt den hervorragenden selbstadhäsiven Haftverbund z. B. an Zirkoniumoxid.




Herausragende Selbstadhäsion für maximale Effizienz.

Dank seiner überlegenen selbstadhäsiven Haftkraft an Dentin können mit RelyX Universal Befestigungskomposit die meisten Fälle zuverlässig und ohne den Einsatz eines zusätzlichen Adhäsivs oder Primers behandelt werden. Dies sowohl für die Licht- als auch die Selbsthärtung.



Scherfestigkeit (MPa) an Dentin nach künstlicher Alterung
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Bd. 98A, Nr. 3629, 2019




Scherfestigkeit (MPa) an Zirkoniumoxid bei Selbsthärtung.
C.E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Bd. 99A, Nr. 1838, 2020



Praktisch keine postoperativen Sensitivitäten

99% der Zahnärzte berichteten, dass RelyX Universal Befestigungskomposit **praktisch mit keinen postoperativen Sensitivitäten** verbunden ist.***

Hohe Ästhetik mit vier farbstabilen, fluoreszierenden Farben



Transluzent (TR)

A1

A3 Opak (A3O)

Weiß Opak (WO)

Bestellinformationen

3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit

Artikel Nr. Produktinformation

Intro Kit

56968 4 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit-Spritzen in den Farben TR, A1, A3O, WO (jeweils 3,4 g), 60 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 20 Elongation Tips, 1 Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (5 ml), 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel (3 ml), 25 blaue Ätzelgel-Applikationskanülen, 50 orange-farbene Einmalapplikatoren, Step-by-Step-Booklet

Trial Kits

Jedes Trial Kit enthält: 1 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit-Spritze (3,4 g), 15 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 5 Elongation Tips, 1 Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (1,5 ml), 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel (3 ml), 25 blaue Ätzelgel-Applikationskanülen, 50 orange-farbene Einmalapplikatoren, Step-by-Step-Booklet

56969 Farbe TR **56970 Farbe A1**

Nachfüllpackungen (Refills)

Jede Nachfüllpackung enthält: 1 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit-Spritze (3,4 g), 15 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 5 Elongation Tips

56971 Farbe TR **56973 Farbe A3O**

56972 Farbe A1 **56974 Farbe WO**

Value Packs

Jedes Value Pack enthält: 3 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit-Spritzen (jeweils 3,4 g), 45 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 15 Elongation Tips

56977 Farbe TR **56978 Farbe A1**

Mischkanülen

56975 30 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen

56976 15 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen mit Elongation Tips

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Flasche

41293 **Intro Kit:** 1 Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (5 ml), 50 Einweg-Bürsten, 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel (3 ml), 25 Applikationskanülen

41294 **Nachfüllpackung: Flasche** 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (5 ml)
1 Flasche à 5 ml **41295** **3 Flaschen à 5 ml**

Single-Use

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Single-Use L-Pop, 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel (3 ml), 25 Applikationskanülen

41297 **Intro Kit: 50 × L-Pop** **41299** **200 × L-Pop**

41298 **100 × L-Pop** **41304** **400 × L-Pop**

3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel

41263 2 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel (3 ml), 50 Applikationskanülen



3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Intro Kit (56968)



3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Trial Kit TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Refill TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Refill Flasche (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Single-Use 100 L-Pop (41298)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Single-Use:

Für ein effizientes Hygienemanagement. Reduziert das Risiko der Kreuzkontamination.



3M.de/RxUniversal

3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld
info3mespe@mmm.com
www.3M.de/dental

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien
dental-at@mmm.com
3maustria.at/dental

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91 · 8803 Rüschlikon
3mespech@mmm.com
3mschweiz.ch/dental

3M, 3M Science. Applied to Life. RelyX und Scotchbond sind eingetragene Marken von 3M Company oder 3M Deutschland GmbH. Alle weiteren Marken sind Eigentum anderer Unternehmen.
© 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten.

EF04-0389

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban