


SMARTmatic
Niemiecka jakość.
Szeroki wybór.



Poznaj SMARTmatic! Inteligentne rozwiązania dla wymagających.

Od 1909 roku stomatolodzy na całym świecie ufają jakości i precyzji instrumentów marki KaVo. Ponad 5 milionów sprzedanych na całym świecie turbin, prostnic oraz kątnic dowodzi, że dotrzynamy obietnicy przez nas złożonej: Dental Excellence – dentystyczna doskonałość.

Nowa seria SMARTmatic łączy legendarną, niemiecką jakość z inteligentnymi funkcjami, gwarantując wygodę użytkowania i doskonałe rezultaty kliniczne. SMARTmatic jest następcą serii INTRAmatic E / ES i obok produktów z serii MASTER i EXPERT stanowi nową, atrakcyjną odstonę marki KaVo.

MASTER
EXPERT
SMART



Seria KaVo SMARTmatic to doskonałe rozwiązanie dla stomatologów, którzy oczekują niezawodności, szerokiego spektrum zastosowań i wyjątkowych rezultatów przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

SMARTmatic dopasuje się zarówno do Ciebie, jak i do Twojego unitu: wszystkie prostnice i kątnice SMARTmatic pasują do wszystkich typów unitów, zarówno z mikrosilnikami pneumatycznymi jak i elektrycznymi.

Oto SMART.

Przykład niezrównanej jakości:
SMARTmatic S20 do stosowania
w stomatologii zachowawczej.



Mniejsza główka

zapewnia lepszą widoczność

Ceramiczny uchwyt narzędzia

zapewnia dłuższe użytkowanie

Stal nierdzewna

gwarantuje wytrzymałość

Niezwykle precyzyjne łożyska kulkowe

zapewnią wysoką wydajność

Lekka konstrukcja

pozwała pracować bez przemęczenia

Wyprodukowano w Niemczech

najwyższa jakość

Optymalne wyważenie

umożliwia precyzyjne leczenie

Wewnętrzny uchwyt dla sprayu Sprayclip*

zapewnia optymalne chłodzenie oraz możliwość szybkiego
podpięcia do wszystkich typów mikrosilników ISO

Endoncja, profilaktyka, stomatologia zachowawcza
– końcówki serii SMARTmatic sprawdzają się doskonale.

Końcówki KaVo SMARTmatic wykonane są ze stali
nierdzewnej, mają wyjątkowo małą główkę i wiele innych
zalet. Jakość KaVo w przystępnej cenie.

* tylko w instrumentach S10 S i S20 S

SMARTmatic to jakość, którą widzisz i czujesz.

Nie tylko pierwsze wrażenie jest ważne; z każdym zabiegiem będziesz coraz bardziej zachwycony. Prostnice i kątnice SMARTmatic łączą w sobie doskonałe osiągi, niezawodność, wszechstronność i wydajność. Przekonaj się!



Wybierz swoją końcówkę KaVo SMARTmatic – będziesz pozytywnie zaskoczony korzyściami, jakich inne instrumenty po prostu nie mogą zaoferować.



W 100% wyprodukowane w Niemczech

Wszystkie końcówki są projektowane i produkowane wyłącznie w Niemczech.



Uniwersalne zastosowanie

Współpracują z wszystkimi typami unitów stomatologicznych z elektrycznym lub pneumatycznym mikrosiłnikiem (ISO 3694), z wewnętrznym lub zewnętrznym sprayem.

- Wymiana narzędzia na przycisk zapewnia łatwą i szybką obsługę instrumentu podczas pracy.
- Gładkie powierzchnie umożliwiają szybkie czyszczenie i stuprocentową higienę.
- Lekka, doskonale wyważona konstrukcja, zgrabny kształt.
- Niezwykle wytrzymałe łożyska kulkowe zapewniają długotrwałe działanie bez zakłóceń oraz wysoki stopień wydajności.



Najlepsze materiały

Stal nierdzewna gwarantuje wytrzymałość i niskie koszty utrzymania.



Mniejsza główka

Kompaktowe rozmiary zapewniają najlepszą widoczność i precyzję leczenia.

- Można je myć i dezynfekować w termodezyniektorze, oraz sterylizować w temperaturze do 138°C.
- Zadowolenie lekarzy – 98% użytkowników ponownie wybiera instrumenty KaVo.

- Małe rozmiary główki zapewniają najlepszą widoczność pola pracy.
- Odpowiednie do wszystkich zastosowań w stomatologii zachowawczej, endodoncji i profilaktyce.

Wszystko jest możliwe – z wyjątkiem wysokiej ceny!

Seria KaVo SMARTmatic oferuje szeroki wybór końcówek, a tym samym duży zakres zastosowań w różnych obszarach stomatologii.



Model*	S10 S	S10	S20 S	S20	ENDO S81
Główne zastosowanie	Stomatologia zachowawcza	Stomatologia zachowawcza	Stomatologia zachowawcza	Stomatologia zachowawcza	Endodoncja
Spray	x	-	x	-	-
Przełożenie	1:1	1:1	1:1	1:1	8:1
Maksymalna prędkość (obr./min)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Uchwyt narzędzia	2,35 mm	2,35 mm	2,35 mm	2,35 mm	2,35 mm
Nr zamówienia	1.011.6732	1.011.6730	1.011.6752	1.011.6750	1.011.6780

Cechy	Do wiertel na kątnicę i prostnicę	-	-	-
--------------	-----------------------------------	---	---	---

Odpowiednie dla następującego mikrosilnika KaVo



INTRA MULTIflex
L-Motor 181 H

Mikrosilnik pneumatyczny, prędkość od 5000 do 20 000 obr./min, obroty w obie strony, sterylizowalny, złącze INTRAMatic, nr zam.: 0.535.5200



INTRA MULTIflex
L-Motor 181 M

* Dostępność w zależności od kraju

**ENDO S321****PROPHY S19****PROPHY S31****PROPHY S33****S53**

Endodoncja	Profilaktyka	Profilaktyka	Profilaktyka	Profilaktyka, Endodoncja
-	-	-	-	-
32:1	8:1	8:1	8:1 Oscylacyjny ruch w zakresie 70°	
40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2,35 mm	Doriot	Screw-In i Snap-On	Snap-On	2,35 mm
1.011.6790	1.011.6740	1.011.6760	1.011.6800	1.011.6810
-	Do jednorazowych narzędzi profilaktycznych	Uchwyt na gumki / szczoteczki typu Screw-In Uchwyt na gumki / szczoteczki typu Snap-On	Uchwyt na gumki / szczoteczki nakładane (typu Snap-On).	Nadaje się do użycia z narzędziami do polerowania i narzędziami kanałowymi

Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy, prędkość od 100 do 40 000 obr./min, regulowany moment obrotowy, maks. moment obrotowy 2,7 Ncm, sterylizowalny, dioda może być wymieniana przez użytkownika. Nr zam.: 1.007.0150

**INTRA LUX**
Silnik KL 703 LED

Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy, prędkość od 100 do 40 000 obr./min, regulowany moment obrotowy, maks. moment obrotowy 2,7 Ncm, sterylizowalny, dioda może być wymieniana przez użytkownika. Nr zam.: 1.007.0150

Doskonałość w każdym obszarze stomatologii.



Wyposażenie gabinetów

Unity i lampy stomatologiczne, systemy komunikacji z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne oraz dodatkowe urządzenia KaVo.



Instrumenty

Prostnice i kątnice stomatologiczne, turbiny, piaskarki oraz drobne urządzenia do wszystkich zastosowań, w tym diagnostyki, profilaktyki, stomatologii zachowawczej, chirurgii, endodoncji oraz konserwacji instrumentów.



Obrazowanie

RTG wewnętrzne, radiowizjografia, rozwiązania typu All-in-one: pantomografia, cefalometria i CBCT oraz zaawansowane tomografy 3D do wszystkich typów wskazań w stomatologii.



CAD/CAM

Stomatologiczne rozwiązania CAD/CAM dla zapewnienia estetycznych, naturalnych i trwałych efektów stomatologii odtwórczej, odpowiednie dla dentystów i techników dentystycznych.

Produkty, urządzenia i usługi przedstawione i opisane w tym katalogu mogą być dostępne tylko w wybranych krajach. Zamieszczone specyfikacje są zgodne z aktualną wiedzą obowiązującą w czasie ich publikacji. Firma KaVo Dental GmbH nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność koloru na ilustracjach, pomyłki lub błędy w druku oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w broszurach w dowolnym momencie. Powielanie, także w części, jest dozwolone wyłącznie za zgodą firmy KaVo Dental GmbH.

KV_12_18_0006_REV0 © Copyright KaVo Dental GmbH.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban