

# Die perfekte Prophylaxe-Kombination: KaVo SMARTmatic und Kerr Aufsätze.



Die neue KaVo SMARTmatic  
Prophylaxe Serie.

- **Made in Germany** für höchste Qualität
- **Kleiner Kopf** für beste Sicht
- **Oszillierende Bewegung\*** für effektives Polieren
- **Hochwertige Materialien** für lange Haltbarkeit
- **Smarter Einstieg** in die KaVo Prophylaxe-Welt

Kerr Reinigungs- und Polierzubehör  
für die Prophylaxe.

- **Große Auswahl** für perfekte Prophylaxe-Anwendungen
- **Innovatives Design** für fortlaufenden Transport der Polierpaste an die Zähne
- **Einfaches Handling** für reibungslosen Prophylaxe-Workflow
- **Perfekt passend** für die neuen KaVo SMARTmatic Instrumente

\* gilt nur für PROPHY S33 und S53

# Kombinieren ist smart.



Modell SMARTmatic	Prophy S19	Prophy S31	Prophy S33	S53
Drehzahlübertragung	8:1	8:1	8:1 / 70° osz. Drehbewegung	
Max. Antriebszahl U/min.	20.000	20.000	20.000	20.000
Schaft/Spannvorrichtung	Doriot	Screw-In, Snap-On	Snap-On	Latch/2,35 mm
Artikelnummer	1.011.6740	1.011.6760	1.011.6800	1.011.6810

## Auswahl einiger passender Kerr Aufsätze:

### Pro-Cup® und Pro-Cup® Junior

✓ Kompatibel  
— Nicht kompatibel

Latch-type	Weich	Hart	Junior - Weich	Junior - Hart	Prophy S19	Prophy S31	Prophy S33	S53
					—	—	—	✓
Screw-type	Weich	Hart	Junior - Weich	Junior - Hart	Prophy S19	Prophy S31	Prophy S33	S53
					—	✓	—	—

### Zahnreinigungs- und Polierbürsten

Miniature Brushes					—	—	—	✓
	Natur	Nylon						
Pro Brush					—	—	—	✓
	Natur	Nylon						

### Prophy-Kelche

Snap-On					—	✓	✓	—
	Lamellen	Gerippt						

### Prophy-Bürsten

Snap-On					—	✓	✓	—
	Naturborsten, normal	Naturborsten, spitz						



Scannen und das komplette Kerr Portfolio entdecken: Aufsätze, Kelche und Bürsten für eine effiziente und spritzfreie Aufbringung der Polierpaste. (Kosten gem. Mobilfunkvertrag)

Die in diesem Katalog gezeigten und beschriebenen Produkte und Ausstattungen sowie Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. KaVo Dental GmbH und KerrHawe SA übernehmen keinerlei Gewähr für Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer sowie Druckfehler und behalten sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Prospekten zu machen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der KaVo Dental GmbH und KerrHawe SA.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban