


Hroty SONICflex přehled

SONICflex[®]

Kniha hrotů.




Nové hroty

Stripping
Estetické prodloužení
korunkové části zubu




KaVo. Dental Excellence.




scaler | paro | implant | clean | rootplaner




micro | bevel | stripping, shaping | seal | caries



bone | crown extension



endo | retro



gold | ceram | CAD/CAM | cem | crown



Rozmanitost – dovedená až na hrot.

Díky komplexním možnostem, které s modely SONICflex máte, se stanou již brzy vašimi nejpoužívanějšími nástroji.

Díky množství hrotů jsou přizpůsobitelné Vaším nárokům.

Bohaté možnosti – přednosti a výhody pro vás:

- Více možností použití díky velkému množství hrotů.
- Přes 50 různých hrotů
- Pro veškeré oblasti použití
- Základ pro úspěšnou minimálně invazivní léčbu

Přehled nástrojů SONICflex®.

KaVo **master** series




*Rychlá a pohodlná výměna hrotů – pouze jedno otočení,
také s přípojkou pro spojky Sirona*

KaVo **expert** series



KaVo **smart** series



Váš každodenní náskok ve výkonnosti.

Díky nástroji KaVo SONICflex disponujete nejsilnějším a nejtišším Air Scalerem ve své třídě. S jistotou jde o nástroj s nejširším spektrem nasazení. Energicky vás podporuje svými nastavitelnými výkonovými úrovněmi, vždy dle indikace – silný a přesný.

Převyšující technika – přednosti a výhody pro vás:

- Výkon regulovatelný třemi úrovněmi – optimální pracovní podmínky při každé indikaci
- Podstatně tižší než srovatelné nabídky ostatních dodavatelů (až o 15 dB) – ochrana zdraví pro ošetřující tým i pacienty
- Bez nutných doplňkových přístrojů, jednoduše nasunout na KaVo MULTIflex nebo spojku Sirona – zcela bez změní kabelů
- Nejlepší osvětlení: 25000 lux – pro uvolněný výhled bez únavy očí
- Příslovečná kvalita KaVo – SONICflex 2008 L je již třetí generací Scalerů společnosti KaVo, společně je v něm dodáváno 25 let vědomostí a zkušeností

SONICflex scaler hrot č. 5

Ošetření: k odstraňování velkých ploch zubního kamene
Tvar: Univerzální



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5171
1.005.8949

SONICflex scaler hrot č. 8

Ošetření: k odstraňování supragingiválního a subgingiválního zubního kamene
Tvar: Perio, extra dlouhý



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5371
1.006.1953

SONICflex scaler hrot č. 6

Ošetření: k odstraňování supragingiválního a velkých ploch zubního kamene
Tvar: Srp



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5181
1.005.8950

SONICflex scaler hrot č. 7

Ošetření: k odstraňování supragingiválního a velkých ploch zubního kamene
Tvar: Perio




Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5191
1.005.8951

SONICflex scaler hrot č. 48

Ošetření: Odstraňování plaku, čištění drážek, čištění kavit a korunek
Tvar: různé nástavce, jednorázové kartáče



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

- clean kartáč č. 1
- clean kartáč č. 2
- clean kartáč č. 3
- clean kartáč č. 4
- clean kartáč č. 5
- clean kartáč č. 6
- hrot č. 48
- hrot č. 48 A

0.571.0001
1.006.2026
0.571.0402
0.571.0412
0.571.0422
0.571.0432
0.571.0472
0.571.0482
0.571.0401
1.006.1982

Profilaxe

SONICflex paro hrot č. 60

Ošetření: šetrné čištění kapes při léčbě PA; efektivní čištění kapes do hloubky 9 mm; pro oblast předních zubů, hladké plochy

Tvar: dlouhý, přímý hrot - zakulacený povrch



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7402
1.006.1934

SONICflex paro hrot č. 61

Ošetření: šetrné čištění kapes při léčbě PA; účinné čištění kapes do hloubky 9 mm; pro premoláry, moláry

Tvar: šikmý hrot, vlevo - zakulacený povrch



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7412
1.006.1935

SONICflex paro hrot č. 62

Ošetření: šetrné čištění kapes při léčbě PA; účinné čištění kapes do hloubky 9 mm; pro premoláry, moláry

Tvar: šikmý hrot, vpravo - zakulacený povrch



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7422
1.006.1936

SONICflex implant hrot

Ošetření: Účinné odstraňování subgingiválních povlaků a kongrementů u implantátů

Tvar: klínové hroty, jednorázový nástavec z umělé hmoty (PEEK)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Jednorázový nástavec z umělé hmoty (30 ks)


1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

Parodontologie

SONICflex rootplaner hrot č. 24

Ošetření: pro těžko přístupná větvení, i u uzavřených řad zubů přístup k aproximálním vstupům k větvení

Tvar: kontra šikmý pupen, malý, **vlevo**, diamant D25



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5621
1.006.1957

SONICflex rootplaner hrot č. 27

Ošetření: efektivní čištění hladkých ploch a konkavit

Tvar: extra dlouhý perio, pupen, **velký**; diamant D25



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5651
1.006.1963

SONICflex rootplaner hrot č. 25

Ošetření: pro těžko přístupná větvení, i u uzavřených řad zubů přístup k aproximálním vstupům k větvení

Tvar: kontra šikmý pupen, malý, **vpravo**, diamant D25



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5631
1.006.1959

SONICflex rootplaner hrot č. 26

Ošetření: efektivní čištění hladkých ploch a konkavit

Tvar: univerzální, pupen, **malý**, diamant D25




Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5641
1.006.1961

Parodontologie

SONICflex micro hrot č. 30

Ošetření: Minimálně invazivní léčba u začínajících kazů
Tvar: malý půlkužel, **mesiální**, diamant D46



0.571.6811
1.006.1969

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex micro hrot č. 33

Ošetření: Minimálně invazivní léčba u začínajících kazů
Tvar: velký půlkužel, **distální**, diamant D46




0.571.6821
1.006.1975

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex micro hrot č. 31

Ošetření: Minimálně invazivní léčba u začínajících kazů
Tvar: malý půlkužel, **distální**, diamant D46




0.571.6801
1.006.1971

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex bevel hrot č. 58

Ošetření: budou zkoseny aproximální okraje kavit
Tvar: **mesiální**, diamant D46



0.571.7392
1.006.1988

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex micro hrot č. 32

Ošetření: Minimálně invazivní léčba u začínajících kazů
Tvar: velký půlkužel, **mesiální**, diamant D46



0.571.6831
1.006.1973

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex bevel hrot č. 59

Ošetření: budou zkoseny aproximální okraje kavit
Tvar: **distální**, diamant D46



0.571.7382
1.006.1990


Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

Minimálně invazivní

SONICflex seal hrot č. 45

Ošetření: minimálně invazivní úprava štěrbin, bezbolestné utažení štěrbin

Tvar: kónický, přímý hrot Ø 0,5 mm, diamant D 46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.8323
1.007.1506

SONICflex carieux TC hrot č. 71

Ošetření: vrstvé odstraňování hlavní části kazového materiálu

Tvar: kuželový tvar, Ø 1,0 mm, tvrdokov




Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7362
1.006.2002

SONICflex carieux D hrot č. 42

Ošetření: jemná exkavace kazu, šetrná k materiálu, sonoabrazivní

Tvar: kuželový tvar, Ø 0,8 mm, diamant D 64



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7105
1.006.1980

SONICflex carieux TC hrot č. 72

Ošetření: vrstvé odstraňování hlavní části kazového materiálu

Tvar: kuželový tvar, Ø 1,4 mm, tvrdokov





Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7363
1.006.2004

SONICflex carieux D hrot č. 43

Ošetření: jemná exkavace kazu, šetrná k materiálu, sonoabrazivní

Tvar: kuželový tvar, Ø 1,2 mm, diamant D 64



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.7167
1.006.1981

Minimálně invazivní

SONICflex přípravný zlatý hrot č. 49 mesiální

Ošetření: přesná příprava různých úhlů hran v okrajových oblastech po rotačně provedené „hrubé přípravě“; tím je možná lepší zubní technická oprava

Tvar: **mesiální**, hroty s definovanými úhly hrany: laterální - 60° cervikální - 30°, diamant D 46




Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7212
1.006.1983

SONICflex přípravný keramický hrot č. 52

Ošetření: přesná příprava různých úhlů hran v okrajové oblasti, plynulé přechody cervikálních a laterálních okrajových oblastí

Tvar: **distální**, hroty s definovanými úhly hrany: laterální - 60° cervikální - 75°, diamant D 46




Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7272
1.006.1986

SONICflex přípravný zlatý hrot č. 50 distální

Ošetření: přesná příprava různých úhlů hran v okrajových oblastech po rotačně provedené „hrubé přípravě“; tím je možná lepší zubní technická oprava

Tvar: **distální**, hroty s definovanými úhly hrany: laterální - 60° cervikální - 30°, diamant D 46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7222
1.006.1984

SONICflex přípravný keramický hrot č. 51

Ošetření: přesná příprava různých úhlů hran v okrajové oblasti, plynulé přechody cervikálních a laterálních okrajových oblastí

Tvar: **mesiální**, hroty s definovanými úhly hrany: laterální - 60° cervikální - 75°, diamant D 46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


0.571.7262
1.006.1985

Protetika

SONICflex přípravný CAD/CAM hrot č. 34

Ošetření: perfektní přizpůsobení přípravy kavity pro pracovní-technické procesy v systémech CAD-CAM.

Tvar: **mesiální**, laterální úhel 30°, cervikální úhel 90°, diamant D 46



1.002.1984

1.006.1977

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex přípravný CAD/CAM hrot č. 35

Ošetření: perfektní přizpůsobení přípravy kavity pro pracovní-technické procesy v systémech CAD-CAM.

Tvar: **distální**, laterální úhel 30°, cervikální úhel 90°, diamant D 46



1.002.1986

1.006.1979

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex stripping hrot č. 73

Ošetření: Separace před začátkem preparace
Zaoblení ostrých přechodů v proximálním úseku při preparaci kavity
Dotvarování proximálních ploch kompozitních výplní dle anatomie zubu
Redukce skloviny v proximálních úsecích v rámci ortodontického výkonu (např. aplikace rovnátek Invisalign)

Tvar: plochý, meziální, do diamantu, (D 25)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2993

1.011.2994

SONICflex stripping hrot č. 74

Ošetření: Separace před začátkem preparace.
Zaoblení ostrých přechodů v proximálním úseku při preparaci kavity
Dotvarování proximálních ploch kompozitních výplní dle anatomie zubu
Redukce skloviny v proximálních úsecích v rámci ortodontického výkonu (např. aplikace rovnátek Invisalign)

Tvar: plochý, distální, do diamantu, (D 25)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2995

1.011.2996

SONICflex shaping hrot č. 75

Ošetření: Separace před začátkem preparace
Zaoblení ostrých přechodů v aproximálním úseku při preparaci kavity
Dotvarování aproximálních ploch kompozitních výplní dle anatomie zubu
Redukce skloviny v aproximálních úsecích v rámci ortodontického výkonu (např. aplikace rovnátek Invisalign)

Tvar: vyklenutý, meziální, do diamantu, (D 25)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2997
1.011.2998

SONICflex shaping hrot č. 76

Ošetření: Separace před začátkem preparace
Zaoblení ostrých přechodů v aproximálním úseku při preparaci kavity
Dotvarování aproximálních ploch kompozitních výplní dle anatomie zubu
Redukce skloviny v aproximálních úsecích v rámci ortodontického výkonu (např. aplikace rovnátek Invisalign)

Tvar: vyklenutý, distální, do diamantu, (D 25)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2999
1.011.3000

SONICflex cem hrot č. 12

Ošetření: šetrné nasazení Inlays
Tvar: zakulacené víčko z umělé hmoty



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
CEM nástavec

0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142

SONICflex crown přípravný hrot č. 97

*dostupné od 16. května

Ošetření: Příprava korunek - Ideální pro tuto indikaci je kombinace rotujících korunek
Přípravné nástroje a rozměrově shodné ultrazvukové hroty.

Tvar: poloměr, diamant D46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L a 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.008.6383
1.008.6384

SONICflex crown přípravný hrot č. 98

*dostupné od 16. května

Ošetření: Příprava korunek - Ideální pro tuto indikaci je kombinace rotujících korunek-
Přípravné nástroje a rozměrově shodné ultrazvukové hroty.

Tvar: plochý, diamant D46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L a 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.008.6385
1.008.6386

SONICflex retro hrot č. 56

Ošetření: Vyhledání/nalezení kořenového kanálku. Podstatné ulehčení práce přípravy přesné retrogradní kavity

Tvar: extrémně tenký válcovitý hrot, **vlevo**, diamant D 46




Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7322
1.006.2040

SONICflex retro hrot č. 17

Ošetření: Příprava kořenového kanálku, zřetelně usnadněný přístup u silného zakřivení kořene

Tvar: **vpravo**, malý válec, diamant D 64




Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5581
1.006.2035

SONICflex retro hrot č. 57

Ošetření: Vyhledání/nalezení kořenového kanálku. Podstatné ulehčení práce přípravy přesné retrogradní kavity

Tvar: tenký válcovitý hrot, **vpravo**, diamant D 46




Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7332
1.006.2041

SONICflex retro hrot č. 20 a č. 21

Ošetření: Příprava podříznutí. Osově souměrná úprava kořenového kanálku při minimální vadě kosti

Tvar: hruškovitý, **malý, vlevo** (č. 20), **vpravo** (č. 21), diamant D 64



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5521
1.006.2037




Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5561
1.006.2038

SONICflex retro hrot č. 16

Ošetření: Příprava kořenového kanálku, zřetelně usnadněný přístup u silného zakřivení kořene

Tvar: **vlevo**, malý válec, diamant D 64



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5541
1.006.2036

SONICflex retro hrot č. 55

Ošetření: pro kořeny, jejichž vrcholy jsou ohnuty příliš do orálu

Tvar: diamant D46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7342
1.006.2039

Resekce kořenového hrotu

SONICflex endo hrot č. 66

Ošetření: Úprava přístupu kavity, odstraňování převisů
Tvar: pupen, **velký**, diamant D 46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.5825
1.006.1992

SONICflex endo hrot č. 67

Ošetření: Rozšiřování větších kanálků
Tvar: kónický **125°**, diamant D 46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.5822
1.006.1994

SONICflex endo hrot č. 68

Ošetření: Rozšiřování větších kanálků
Tvar: kónický **112°**, diamant D 46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.5823
1.006.1996

SONICflex endo hrot č. 69

Ošetření: Odstraňování zbytků výplně kořenových kanálků
Tvar: pupen, **malý**, diamant D 46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.5827
1.006.1998

SONICflex endo hrot č. 70

Ošetření: pro zvláště dlouhé a široké kanálky
Tvar: kónický **117°**, diamant D 25
přední část není pokrytá diamantem



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.5821
1.006.2000

SONICflex endo clean hrot č. 96

*k dostání od 16. května

Ošetření: k vymývání kořenových kanálků, k odstraňování usazenin a skvrn, stejně jako
stupňování antibakteriálního vyplachovacího roztoku

Tvar: 105°, resp. úhel 75°



Objednací číslo: vhodné pro
SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
SONICflex Endo clean sada A
SONICflex Endo clean hrot A
vhodné pro SONICflex 2000 N / L a 2003 / L
SONICflex Endo clean hrot A
SONICflex Endo clean sada

Endo clean jehly pro
SONICflex 2000 N / L, 2003 a 2008
SONICflex Endo clean 015 bílá
SONICflex Endo clean 020 žlutá
SONICflex Endo clean 025 červená

1.006.2042
1.006.2043
1.006.2044



Endodoncie

SONICflex crown extension 020 hrot č. 90

Ošetření: Estetické prodloužení korunkové části zuby.
Slouží pro vytváření červeno/bílé estetiky frontálního úseku.
Řeší tzv. dásňový úsměv a případy nestejných délek korunkových částí zubů, které jsou viditelné při úsměvu.

Tvar: malý, rovný, upravený diamantem na vnější ploše, (D 46)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3001
1.011.3002

SONICflex crown extension 020 hrot č. 92

Ošetření: Estetické prodloužení korunkové části zuby.
Slouží pro vytváření červeno/bílé estetiky frontálního úseku.
Řeší tzv. dásňový úsměv a případy nestejných délek korunkových částí zubů, které jsou viditelné při úsměvu.

Tvar: malý, šikmý, upravený diamantem na vnější ploše, (D 46)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3005
1.011.3006

SONICflex crown extension 020 hrot č. 91

Ošetření: Estetické prodloužení korunkové části zuby.
Slouží pro vytváření červeno/bílé estetiky frontálního úseku.
Řeší tzv. dásňový úsměv a případy nestejných délek korunkových částí zubů, které jsou viditelné při úsměvu.

Tvar: malý, šikmý, upravený diamantem na vnější ploše, (D 46)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3003
1.011.3004

SONICflex crown extension 030 hrot č. 93

Ošetření: Estetické prodloužení korunkové části zuby.
Slouží pro vytváření červeno/bílé estetiky frontálního úseku.
Řeší tzv. dásňový úsměv a případy nestejných délek korunkových částí zubů, které jsou viditelné při úsměvu.

Tvar: velký, rovný, upravený diamantem na vnější ploše, (D 46)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.3007
1.011.3008

Chirurgie

SONICflex crown extension 030 hrot č. 94

Ošetření: CEstetické prodloužení korunkové části zubu. Slouží pro vytváření červeno/bílé estetiky frontálního úseku. Řeší tzv. dásňový úsměv a případy nestejných délek korunkových částí zubů, které jsou viditelné při úsměvu.

Tvar: velký, šikmý, upravený diamantem na vnější ploše, (D 46)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.3009

1.011.3010

SONICflex crown extension 030 hrot č. 95

Ošetření: Estetické prodloužení korunkové části zubu. Slouží pro vytváření červeno/bílé estetiky frontálního úseku. Řeší tzv. dásňový úsměv a případy nestejných délek korunkových částí zubů, které jsou viditelné při úsměvu.

Tvar: velký, šikmý, upravený diamantem na vnější ploše, (D 46)



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.3011

1.011.3012

SONICflex bone hrot č. 80

Ošetření: Oddělení Sharpeyových vláken. Rozšíření alveoly: odstranění zbytků kořenů, šetrná extrakce implantátu, bonesplitting

Tvar: čtyřhran, řezací



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.004.3875

1.006.2006

SONICflex bone hrot č. 81

Ošetření: Příprava kostních oken pro sinusový zdvih. U velmi masivních kostí, příp. rotačně kost oddělit a odstranit zbývající kost diamantovým hrotem

Tvar: kužel, velký, diamant D 46



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.004.3876

1.006.2008

SONICflex bone hrot č. 83

Ošetření: Odebrání kostních bloků, osteotomie (distrakce, bonesplitting). Při extrémně tlusté kortikalisi, příp. rotujícím zpracováním

Tvar: sagitální pila



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3878

1.006.2012

Chirurgie

SONICflex bone hrot č. 84

Ošetření: Odebrání kostních bloků, osteotomie (distrakce, bonesplitting). Při extrémně tlusté kortikalís, příp. rotujícím zpracováním
Tvar: axiální pila



1.004.3879
1.006.2014

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex bone hrot č. 85

Ošetření: Ideální k bezpečnému oddělení Schneiderových membrán při sinusovém zdvihu taliřovým tvarem
Tvar: sloní noha




1.006.0645
1.007.1624

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex bone hrot č. 86

Ošetření: Ideální k lehkým a rychlým odběrům větších množství kostí, speciálně pro augmentaci kostí
Tvar: škrabák



1.006.0741
1.007.1625

Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex bone hrot č. 87

Ošetření: Ideální pro úzké řezy, k uvolnění ligamentů
Tvar: axiální pila, výměnné pilové listy
Síla pilových listů: 0,15 mm



Objednací číslo: vhodné pro SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
vhodné pro SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Pilový list (5 kusů)

1.006.1406
1.007.1627
1.006.1405

Příslušenství:



Objednací číslo: Momentový klíč

1.000.4887



Objednací číslo: Sterilizační kazeta

0.411.9101



Objednací číslo: Klíč


0.411.0892



Objednací číslo: vložka k přívodu medikační tekutiny pro SONICflex 2003
vložka k přívodu medikační tekutiny pro SONICflex 2008

1.000.6296
1.006.5966

Chirurgie



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH, D-88400 Biberach/Riß - Telefon +49 7351 56-0 - Fax +49 7351 56-1103 - www.kavo.com

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban