

Dürr Dental Original Zubehör

für VistaScan Speicherfolienscanner



über **50** JAHRE
RÖNTGENTECHNIK

Im Original am besten

Speicherfolien

Geschaffen für höchste Bildauflösung

Speicherfolien Plus von Dürr Dental ermöglichen extrem scharfe Aufnahmen und damit sichere Diagnosen. Durch ihre Bildauflösung von 22 LP/mm sind sie dem herkömmlichen Röntgenfilm und anderen Systemen bei der Detailerkennung deutlich überlegen.

Durch fünf verschiedene Speicherfoliengrößen steht Ihnen für jeden Fall und jeden Patienten immer die passende Folie zur Verfügung. Zudem sind die wiederverwendbaren Speicherfolien Plus besonders dünn und flexibel. Das erhöht den Komfort für den Patienten spürbar.



Die Speicherfolien können mehrere 100-mal belichtet und wieder gelöscht werden.

Von der Speicherfolie bis zur Lichtschutzhülle: Setzen Sie beim Zubehör für Ihren Speicherfolienscanner auf das Original. So entsteht ein System, bei dem alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das ermöglicht eine lange Lebensdauer der Speicherfolien und eine einwandfreie Funktion Ihres Speicherfolienscanners. Die optimale Ergänzung: Haltesysteme und Desinfektionsprodukte von Dürr Dental.



Darauf kommt es an:

- Exzellente Bildqualität auf 100 % aktiver Fläche
- Angenehm für den Patienten, da flexibel und dünn
- Alle intra- und extraoralen Formate
- Wiederverwendbar mit langer Lebensdauer

Haltesystem

Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set Color: für einfache Handhabung

Durch ihre abgerundeten Kanten bieten Speicherfolienhalter von Dürr Dental einen optimalen Schutz für die Speicherfolie und den Patienten. Das spezielle Stufendesign der RWT Color Visierringe ermöglicht eine einfache und sichere Anvisierung des Röntgentubus. Es stehen Halter für alle Anwendungsbereiche

zur Verfügung, die das Erstellen exakter Röntgenbilder besonders einfach machen. Die farbliche Codierung der verschiedenen Speicherfolienhalter ermöglicht eine leichte und fehlerfreie Bedienung. Optional sind Visierringe mit Bleifenster erhältlich, um die Röntgendosis zusätzlich zu reduzieren.



Darauf kommt es an:

- Stabilisierung von Speicherfolie/Röntgenfilm
- Schutz vor Deformation und dadurch verzerrungsfreie Abbildung
- Exakte und reproduzierbare Positionierung von Speicherfolie/Röntgenfilm
- Farbcodierung für einfache Zuordnung zu den jeweiligen Anwendungssets
- Geeignet für alle gängigen Röntgengeräte (z. B. VistaIntra DC von Dürr Dental)

Desinfektion

Desinfektionstücher FD 333 und FD 350

Die Tücher eignen sich besonders für die Wischdesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, z. B. für Hüllen von intraoralen Folien und Filmen. Die Desinfektionstücher FD 333 bieten eine voll viruzide Lösung.



Reinigung

Speicherfolien-Reinigungstuch

Verunreinigungen auf den Speicherfolien machen sich im Bild bemerkbar und reduzieren die Lebensdauer. Das VistaScan Speicherfolien-Reinigungstuch reinigt die Folie intensiv. Dürr Dental empfiehlt die Anwendung nach jedem 50ten Einsatz der Folie. Vorteil: eine lang anhaltende, optimale Bildqualität.



Komplett ausgerüstet

Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set Color

Führungsstange	Anterior Color	1 Stück	2130100015
Führungsstangen	Posterior Color	2 Stück	
Führungsstange	Bissflügel Color	1 Stück	
Visiering	Anterior Color	1 Stück	
Visieringe	Posterior Color	2 Stück	
Visiering	Bissflügel Color	1 Stück	
Bissplatten	Anterior Color	8 Stück	
Bissplatten	Posterior Color	8 Stück	
Bissplatten	Bissflügel 3 x 4 Color	2 Stück	
Bissplatte	Bissflügel 2,7 x 5,4 Color	1 Stück	
Bissplatte	Bissflügel 2 x 3 Color	1 Stück	

Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set Color, Endo Nachrüstset

Führungsstange	Endo Color	1 Stück	2130100014
Bissplatte	Endo links Anterior Color	1 Stück	
Bissplatte	Endo links Posterior Color	1 Stück	
Bissplatte	Endo rechts Anterior Color	1 Stück	
Bissplatte	Endo rechts Posterior Color	1 Stück	
Visiering	Endo Color	1 Stück	

Intraorale Speicherfolien

Speicherfolien Plus Size 0	2 x 3 cm	2 Stück	2130-040-50
		2 Stück mit Kupferpunkt und ID	2130-040-60
Speicherfolien Plus Size 1	2 x 4 cm	2 Stück	2130-041-50
Speicherfolien Plus Size 2	3 x 4 cm	4 Stück	2130-042-50
		4 Stück mit Kupferpunkt und ID	2130-042-60
		12 Stück	2130-042-55
Speicherfolien Plus Size 3	2,7 x 5,4 cm	2 Stück	2130-043-50
Speicherfolien Plus Size 4	5,7 x 7,6 cm	1 Stück	2130-044-50

Komplett ausgerüstet

Ergänzungs-Sets – für die volle Speicherfolienvielfalt Ihres Systems				
VistaScan Mini Plus und VistaScan Mini View	Speicherfolie	Size 1, Size 3	je 2 Stück	2141-007-00
	Speicherfolie	Size 4	1 Stück	
	Lichtschutzhülle	Size 1, Size 3, Size 4	je 100 Stück	
	Aufbiss-Schutz	Size 4	100 Stück	
VistaScan Combi View	Speicherfolie	Size 1, Size 3	je 2 Stück	2130-007-00
	Speicherfolie	Size 4	1 Stück	
	Folienkassette	Size 1, Size 3, Size 4	je 1 Stück	
	Lichtschutzhülle	Size 1, Size 3, Size 4	je 100 Stück	
	Aufbiss-Schutz	Size 4	100 Stück	
Lichtschutzhüllen				
Lichtschutzhülle Plus Size 0 Schutzhülle für Speicherfolie	2 x 3 cm	Schwarz	100 Stück	2130-080-00
		Weiß	100 Stück	2130-080-50
Lichtschutzhülle Plus Size 1 Schutzhülle für Speicherfolie	2 x 4 cm	Schwarz	100 Stück	2130-081-00
Lichtschutzhülle Plus Size 2 Schutzhülle für Speicherfolie	3 x 4 cm	Schwarz	300 Stück	2130-082-00
		Weiß	300 Stück	2130-082-50
		Schwarz	1.000 Stück	2130-082-55
Lichtschutzhülle Plus Size 3 Schutzhülle für Speicherfolie	2,7 x 5,4 cm	Schwarz	100 Stück	2130-083-00
Lichtschutzhülle Plus Size 4 Schutzhülle für Speicherfolie für VistaScan Combi View/ Mini View/Mini Plus	5,7 x 7,6 cm	Schwarz	100 Stück	2130-084-00
Lichtschutzhülle Plus Size 4 Schutzhülle für Speicherfolie für VistaScan Perio Plus	5,7 x 7,6 cm	Schwarz	100 Stück	2140-074-00
Aufbiss-Schutz Size 4 Aufbiss-Schutz für Speicherfolien	Size 4 (Okklusal)	Schwarz	100 Stück	2130-074-03
Desinfektion und Reinigung				
FD 350 Classic Desinfektionstücher	12 x Dose	à 110 Tücher	Karton	CDF35CA0140
FD 333 Wipes Schnelldesinfektion	12 x Dose	à 110 Tücher	Karton	CDF333A0140
Speicherfolien-Reinigungstuch	10 Tücher			CCB351B1001

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban