



Bohrerstände | Bur Racks

Bohrerstände/ Bur Racks

Für Praxis und Labor/ For cabinet and laboratory
Geeignet für Thermodesinfektor und Steri bis 134 °C
suitable for disinfectant and autoclavable up to 134 °C




SteWaFix BurShelter „Standard“



arretierbarer Sicherheitsbügel
safety bar can be locked in 3 positions




auch für Mundspiegel
geeignet
also suitable for
mouth mirrors




auch für Endo Nadeln geeignet
also suitable for Endo needles



in 3 Höhen verstellbar
height-adjustable in 3 levels



2 verschiedene
Lochgrößen, geeignet
für FG und HP
2 different hole sizes,
suitable for FG and HP



SteWaFix BurShelter „Standard“
Flexibler Bohrerstände für bis zu
16 rotierende Instrumente
Flexible bur rack for up to 16 rotating
instruments

blau/ blue REF 44060
grün/ green REF 44061
grau/ grey REF 44062

SteWaFix BurShelter „Junior“
Kleiner, robuster Bohrerstände für bis zu
9 FG Instrumente
Small and sturdy rack for up to 9 FG in-
struments

blau/ blue REF 44080
grün/ green REF 44081
grau/ grey REF 44082

SteWaFix BurShelter „Cover“
Bohrerstände mit schwenkbarem, transpa-
rentem Deckel für bis zu 30 FG Instrumente
Bur rack with pivoted, transparent cover for
up to 30 FG instruments

blau/ blue REF 44070
grün/ green REF 44071
grau/ grey REF 44072

SteWaFix Bohrerstände/ SteWaFix bur rack

Ordnung und Sauberkeit mit System
Arrangement and cleanliness with system

- zur systematischen Ablage von bis zu 35 verschiedenen Instrumenten
- für verschiedene Durchmesser und Schäfte, wie z.B. HP, RA und FG geeignet
- Silikon-Basis autoklavierbar bis 134 °C

- for systematical storage of up to 35 different instruments
- suitable for different diameters and shanks, such as HP, RA and FG
- silicone base is autoclavable up to 134 °C

Sicherer Halt für FG,
HP & RA Schaft
safe grip of FG, HP &
RA shanks



REF 44031



REF 44032



REF 44021




REF 44020




REF 44011



REF 44010



REF 44016



REF 44015




REF 44026



REF 44025

Einzelteile/ Individuals:





REF 44033

44012

44017

44022

44027



Deckel/ cover
nicht autoklavierbar/ not autoclavable

Höhe/ height 3,0 cm
REF 44050

Höhe/ height 5,5 cm
REF 44051

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban