

TOPDENT Schwabbeln | Buffing wheels

40 mm Ø, Kunststoffkern/ 40 mm Ø, Plastic centre



Leinen/ Linen

100 mm Ø

1 St./ pc. REF 23285

12 St./ pcs. REF 23285B




Flanell/ Flannel

100 mm Ø

1 St./ pc. REF 23284

12 St./ pcs. REF 23284B



Soft-Leder/ Soft-Leather

1 St./ pc.

100 mm Ø REF 21832

80 mm Ø REF 21833



Alcantara/ Alcantara

100 mm Ø

1 St./ pc. REF 21835



Wildleder/ Chamois Leather

100 mm Ø

1 St./ pc. REF 23286



Wildleder/ Chamois Leather

90 mm Ø


1 St./ pc. REF 23287



TOPDENT Universal-Polierpaste
Universal-Polishing Paste

Für alle Metalle und zur Hochglanzpolitur von Kunststoffen. Beste Polierergergebnisse. For all metals and for high-lustre polish on resins. Best polishing results.

750 g,
weiß/ white
REF 21292



TOPDENT Lux Polierpaste
Lux Polishing Paste

Zur Hochglanzpolitur. Für finierte Oberflächen von Vinyl, MMA- und MMA-freien Kunststoffen. Hochglanz ohne Strukturveränderung bei minimalem Polierdruck. For high-lustre polish. For finest surfaces of Vinyl, MMA- and MMA-free resins. High gloss without structure changing with minimum polishing pressure.

ca./ approx. 225 g
REF 26127

Weitere Poliermittel finden Sie in unserem Laborkatalog oder auf
More polishing agents in our laboratory catalogue or at
www.kkd-topdent.de

Überreicht von Ihrem Dental-Fachhandel /-Depot
your dental dealer

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Geschäftsbereich TOPDENT
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen / Jagst
Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 52031
e-Mail: info@kkd-topdent.de

www.kkd-topdent.de



TOPDENT POLIERBÜRSTEN UND SCHWABELN

FÜR DEN POLIERMOTOR

Polishing brushes and buffing wheels
for the polishing lathe



- Kunststofftechnik
- Modellgußtechnik
- für nasse Anwendungen
- für trockene Anwendungen

- resin technique
- metal-castings
- for wet polishing
- for dry polishing



Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature

M250698 / 22.07.2020

TOPDENT Bürsten | Brushes

Kunststoffkern. Chungkingborsten 20 mm/
Plastic centre. Chungking bristles 20 mm



THE ORIGINAL



Original Calibris

80 mm Ø, 3-reihig mit 2 Leinen-
einlagen/ 3-rows with 2 linen
inserts

10 St./ pcs. REF 22500
40 St./ pcs. REF 22500B

Cali-Top

80 mm Ø, 3-reihig mit 2 Leinen-
einlagen/ 3-rows with 2 linen
inserts

12 St./ pcs. REF 21826

TOPDENT Bürsten | Brushes

Kunststoffkern. Chungkingborsten
Plastic centre. Chungking bristles



Cali-Top S

55 mm Ø, 2-reihig mit Leinen-
einlage. Borsten 15 mm/
2-rows with linen insert,
bristles 15 mm

12 St./ pcs. REF 21824
120 St./ pcs. REF 21824B

Soft-Leder/ Soft-Leather

55 mm Ø, 2-reihig mit Einlagen.
Borsten 15 mm - mittelhart/
2-rows with inserts. Bristles
15 mm - medium stiffness

12 St./ pcs. REF 21829

TOPDENT Bürsten | Brushes



SPECIAL PALATINAL BRUSH

OK Bürste/ UPPER JAW brush

70 mm Ø, 2-reihig, Kunststoff-
kern. Chungkingborsten 11 mm/
2-rows, plastic centre.

Chungking bristles 11 mm
12 St./ pc. REF 22710
120 St./ pcs. REF 22710B



Vliesbürste/ Scotch Brush

2-reihig mit Vlieseinlage. Kunst-
stoffkern. Synthetikborsten/
2-rows with scotch brite insert.
Plastic centre. Synthetic bristles

80 mm Ø, Borsten 20 mm/
Bristles 20 mm

1 St./ pc. REF 22677
12 St./ pcs. REF 22675

55 mm Ø, Borsten 15 mm/
Bristles 15 mm

1 St./ pc. REF 22678
12 St./ pcs. REF 22676



Cali-Top

80 mm Ø, 4-reihig mit 3 Leinen-
einlagen/ 4-rows with 3 linen
inserts

12 St./ pcs. REF 21828

Breitbürste/ Broad Brush

80 mm Ø, 4-reihig/
4-rows

12 St./ pcs. REF 22705



Superbürste B-20

55 mm Ø, 3-reihig, Borsten
15 mm - mittelhart/ 3-rows,
bristles 15 mm - medium stiffness

10 St./ pcs. REF 22716

Superbürste B-20

55 mm Ø, 2-reihig, Borsten
11 mm - hart/ 2-rows, bristles
11 mm - hard

12 St./ pcs. REF 22706



SPECIAL PALATINAL BRUSH

Kopf-Bürste/ Headbrush

Gesamtlänge 61 mm, Bürsten-
kopf 30 mm Ø/ Total length
61 mm, brush head 30 mm Ø

1 St./ pc. REF 22712



Mini Ziegenhaar/ Mini Goat hair

26 mm Ø, 1-reihig, Borsten
6 mm. Auch fürs Handstück
mit Mandrell geeignet/ 1-row,
bristles 6 mm. Also suitable for
HP with mandrel.

1 St./ pc. REF 22717
12 St./ pcs. REF 22717B



Polierbürste/ Polishing Brush

80 mm Ø, 4-reihig, schräger
Borstenbesatz/ 4-rows, pointed
bristles

12 St./ pcs. REF 22707

Scotch Brush

80 mm Ø, 2-reihig mit Scotch-
Vlieseinlage/ 2-rows with scotch
brite insert

1 St./ pc. REF 21823



SPECIAL INTERDENTAL BRUSH

Polierbürste/ Polishing Brush

2-reihig/ 2-rows

12 St./ pcs.
50 mm Ø - 13 mm REF 22708
55 mm Ø - 15 mm REF 22711

Polierbürste/ Polishing Brush

45 mm Ø, 1-reihig, Borsten
9 mm/ 1-row, bristles 9 mm

12 St./ pcs. REF 22709
120 St./ pcs. REF 22709B



1 Schmalbürste/ Narrow Brush

48 mm Ø, Metallkern mit
Kunststoffzentrum. Ziegenhaar-
borsten 12 mm - weich/ Metal
core with plastic centre. Goat
hair 12 mm - soft

1 St./ pc. REF 21405
12 St./ pcs. REF 21405B

2 Schmalbürste/ Narrow Brush

48 mm Ø, Metallkern mit
Kunststoffzentrum. Pferdehaar-
borsten 12 mm - mittelhart/
Metal core with plastic centre.
Horse hair 12 mm - medium

1 St./ pc. REF 21700
12 St./ pcs. REF 21700B

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban