

TOPDENT „CROWN GRIP“

KRONENHALTER/ CROWN HOLDER



**Spezialdiamantierter
Instrumentenkopf**
instrument tips with special
diamond coating

**Selbstspreizend durch
innenliegende Doppelfeder**
self-expanding due to inside
double-spring

Ideales Positionierungs-, Fixier- und Ablageinstrument für sämtliche Kronen und Brückenarbeiten. Kronen bzw. Brücken werden ohne Schraubspannung und ohne Klemmraster nur durch den Federdruck gehalten.

- Ideales Halteinstrument zur Farbbestimmung bei der Rohbrandeinprobe
- Erschütterungsfreies Ablegen von Kronen und Brücken auf dem Brenngutträger
- Sicheres Fixieren von Zirkonoxidkonstruktionen

Ideal instrument for positioning and safe holding of all types of crown- and bridge works. No screw-mounting, nor clamps - just spring pressure holds crowns and bridges safely

- ideal holding instrument during colour matching
- vibration-free positioning of crowns and bridges onto firing trays
- safe fixation of zirconium oxide constructions

REF 23012

Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

www.kkd-topdent.de

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Geschäftsbereich TOPDENT
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen / Jagst
Telefon: +49 (7961) 9126-0
Fax: +49 (7961) 52031
e-Mail: info@kkd-topdent.de



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban