


TOPDENT CROWNMASTER




Der sichere Griff zur Krone, der sichere Schutz Ihrer Hand!
The crown holder, prevents accidental injury!

Diaduran®: der biegefeste, hochhitzebeständige Kohlefaserwerkstoff, temperaturbeständig bis 150°C
Diaduran®: the bend resistant, heat resistend fibre-glass plier, heat resistant up to 150°C





Sicheres Beschleifen,
Finieren und Polieren der
Zervikalränder.

For the exact smeething,
finishing and polishing of
the margins.





Exaktes Strukturieren
und Bearbeiten von
Labial- und Inzisalfächen
bei Einzelkronen.

Use this hold for the
precise finishing of labial
or incisal surfaces.



Freie Bearbeitung der
gesamten Okklusalfäche
bei seitlicher, bukkaler
Fixierung.

Makes it possible to work
on the entire occlusal
surface.



Leichte Inlaybearbeitung
durch sicheres Fixieren.



Easy positioning of
inlays.







Sicherheit beim Abtrennen und Beschleifen von Gußkanälen.

The ideal tool for holding bridges or crowns while separating sprilles with a disc.




Einfaches Strukturieren, Abdampfen und Polieren von Einzelkronen in der Klemmvorrichtung am Griffende.

The groove in the handle of the plier makes it possible to work on a single crown. Place crown in the groove provided for finishing, dust off, polish.




Bearbeitung des gegenüberliegenden Arbeitsfeldes einfach Krone im Halter drehen. Erleichtert das Beschleifen und saubere Polieren der Zervikalränder für Molaren.



Work on the entire crowns by simply turning the plier. Provides relative ease for smoothing and polishing the margins of molar crown.



Bei Abnutzung der Arbeitsenden Distanz-Stift abfräsen
For a tighter fit, simply reduce the size of the knob.



TOPDENT CROWNMASTER

1 St./pc REF 22396



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH · Geschäftsbereich **TOPDENT**
Mühlgraben 36 · 73479 Ellwangen/Jagst · Telefon: +49-7961 - 91 26-0
Fax +49-7961 - 30 89 · info@kkd-topdent.de · www.kkd-topdent.de




TOPDENT CROWNMASTER



Le porte-couronne, prévient le risque de blessure !
Crown Master, per evitare ferite!



Diaduran®: fibre de carbone micro chargée avec des minéraux résistant à la chaleur et incassable, réfractaire de 150°C

Diaduran®: pinza in Fibra di Carbonio, resistente fino a 150°C





Pour la finition des bords cervicaux.

Per rifinire, lucidare, brillantare i bordini di chiusura.





Pour structurer et travailler les surfaces labiales et incisales.

Per la rifinitura-tessitura di zone incisali e labiali di corone singole.




Toute la surface occlusale est accessible car la couronne est tenue par la surface buccale.


Possibilità di rifinire la superficie occlusale bloccando la corona, dalla zona buccale.



Facilité de tenue pour travailler les inlays.


Facilità la rifinitura di inlay, onlay, ecc.








La fixation idéale pour couper les liges de coulee.

Ideale per tagliare e rifinire i canali di colata.




Permet la fixation des couronnes unitaires (prémolaires, incisives, ...) pour structurer, nettoyer à la vapeur ou polir.

Ncastro per corone singole (Permolari, incisivi, ecc) per la tessitura, lucidatura e la vaporizzazione delle corone.



Champ d'activité opposé couronne dentée. le maintien par le milieu est la fixation idéale pour l'utilisation des meules en caoutchouc et des polisseurs.



Girando la Corona cambia la zona di rifinitura. facilita la rifinitura e la lucidatura dei bordini di chiusura nei molari.



Lorsque les embouts de la pince sont usés, meuler la butée.
Nel caso di usura delle due estremità, eliminare, con una fresa lo stop.



TOPDENT CROWNMASTER

1 St./pc REF **22396**



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH · Geschäftsbereich **TOPDENT**
Mühlgraben 36 · 73479 Ellwangen/Jagst · Telefon: +49-7961 - 91 26-0
Fax +49-7961 - 30 89 · info@kkd-topdent.de · www.kkd-topdent.de



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban