

DIAMANTPOLIERER

DIA -BLUE-Polierer für das Handstück - 2,35 mm Schaft

Diamantpolierer für feinstes Oberflächenfinish von Keramik, Dentallegierungen und anderen Materialien.

blau: Zum Abtragen und zum Verschleifen von Keramikmaterialien.

rosa: Zum Glätten der Keramikarbeiten.

grau: Für feinstes Finishing der Keramikoberflächen (Hochglanzpolitur - Glanzbrandeffekt).
Reine Diamantkörnung



coarse			medium			fine		
4x13 mm	11x2 mm	16x3 mm	4x13 mm	11x2 mm	16x3 mm	4x13 mm	11x2 mm	16x3 mm
3 St. 22585	22586	1 St. 22584	3 St. 22588	22589	1 St. 22587	3 St. 22577	22578	1 St. 22576
12 St. 22585B	22586B	6 St. 22584B	12 St. 22588B	22589B	6 St. 22587B	12 St. 22577B	22578B	6 St. 22576B
Sortiment je 1 St. REF 22572S			Sortiment je 1 St.			Sortiment je 1 St. REF 22573S		

Scheibe - 26 mm Ø - 2 mm 1 St.



coarse REF 22597 medium REF 22598 fine REF 22599


Sortiment je 1 St. REF 22595S

Linse extra-dünn - 20 mm Ø - 0,2 mm 1 St.



coarse REF 22517 medium REF 22518 fine REF 22519

Sortiment je 1 St. REF 22520S



Polierstifte

Vorpolierer
Nachpolierer
Hochglanzpolierer

blau/grob
rosa/mittel
grau/fein
6 Stück

Sortiment
mit je 2 Stiften und
1 Schraubmandrell für HP

3 mm Ø

REF 22547
REF 22548
REF 22549

REF 22542S



2 mm Ø

REF 22544
REF 22545
REF 22546

REF 22541S



Polierstiftmandrelle Zum Schrauben

HP - für
3 mm Ø Stifte
1 Stück

REF 22836



HP - für
2 mm Ø Stifte
1 Stück

REF 22593



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban