



EINFACH. KRAFTVOLL. SCHONEND.

Aktiv-Tabs zur Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten

- Lösen Alginate und Zemente innerhalb kürzester Zeit
- Biologisch abbaubar und pH-neutral
- Materialschonend, für alle nicht rostenden Metalle (auch Aluminium) und Kunststoffe geeignet

Traypurol® tabs



Traypurol® tabs

EINFACH. KRAFTVOLL. SCHONEND.

Einfache Anwendung

Traypurol tabs sind besonders leicht zu dosieren und anzuwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungspulvern lösen sie sich selbstständig in Wasser auf.




Kraftvolle Wirkung

Durch die besondere Wirkstoffkombination sind Traypurol tabs schneller und ergiebiger als vergleichbare Reinigungsprodukte.

A = Coe® Tray Cleaner, GC

B = Algilock Cleaner Plus,
Hager Werken

C = Traypurol tabs, VOCO



Ausgangssituation

... nach 30 Min. sichtbarer Alginat-abtrag nur bei Traypurol tabs

... nach 150 Min. deutlich sichtbarer Alginat-abtrag bei Traypurol tabs

VOCO interner Test: Ansatz von Reinigungslösung nach Herstellerangaben, anschließend Vergleich der Reinigungskraft anhand eines Alginatprüfkörpers.

Materialschonend

- Für alle nicht rostenden Metalle (auch für Aluminium) und Kunststoffe geeignet
- Biologisch abbaubar
- pH-neutral

Handelsform

REF 2355 50 Tabs



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Deutschland

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-109

info@voco.de
www.voco.de

Zu beziehen durch:

