



**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

# Ultradent Products

Produktbeschreibung

VALO™ X



# VALO™ X Polymerisationsleuchte

## Die neue Ära der Lichtpolymerisation

- Die innovativste Polymerisationsleuchte am Markt – vollkommen neu konzipiert
- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt: besonders stabile Unibody-Konstruktion für herausragendes Temperaturmanagement
- Größere Linse: die 12,5 mm große Linse deckt alle Zähne ab, gewährleistet dabei einen guten Zugang und Patientenkomfort
- Einfaches Handling: Anzeige, Bedienung und Aktivierung der Polymerisations- und Diagnosemodi mit einer Handbewegung oder per Tastendruck an Geräteober- und -unterseite
- Beschleunigungssensor: schneller und einfacher Wechsel zwischen zwei Polymerisations- und zwei Diagnosemodi
- Mehrere Konfigurationen: kabelgebundene oder kabellose Verwendung (Batterie und Kabeladapter sind im Kit enthalten)
- Chipset mit 12 LEDs: Erzeugung von hochintensivem Breitbandlicht für eine herausragend gleichmäßige Strahlung, Aushärtungstiefe und Kollimation
- 5 Zubehörlinsen im Lieferumfang enthalten (zwei Polymerisations- und drei Diagnostiklinsen)

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban