

ZUBEHÖR



PARO STERIBOX SILBER

Sterilisationsbox mit perforiertem Boden und Einsatz zur Sterilisation und Aufbewahrung des Vector® Paro Handstücks und der Tool-Kits
2031-330-00



SCALER STERIBOX BLAU

Sterilisationsbox mit perforiertem Boden und Einsatz zur Sterilisation und Aufbewahrung des Vector® Scaler Handstücks und der Tool-Kits
2032-330-00



VECTOR® FLUID POLISH

Polierendes Fluid mit Hydroxylapatit-Partikeln zum glättenden Arbeiten, Inhalt: 200 ml
CWZ510C2350



VECTOR®/RINSENDU DESINFEKTION

Gebrauchsfertige Desinfektionslösung zum Reinigen und Desinfizieren der Schlauchleitungen, DGHM-gelistet, Gebindegröße: 2,5 l-Flasche
CDZ501C6101



VECTOR® CLEANER

Reiniger für das Vector® Schlauchsystem
Gebindegröße: 2,5 l-Flasche
CCA531A6150

THERAPIEKONZEPTE UND INSTRUMENTIERUNG

Das Vector® System bietet Ihnen umfassende Möglichkeiten für die Therapie von Parodontitis und Periimplantitis sowie zur professionellen Zahnreinigung.

**ÜBERZEUGEN SIE IHRE PATIENTEN!
WIR UNTERSTÜTZEN SIE KOSTENLOS**



- **Patientenbroschüren**
- **Prophylaxepässe**



Vector® DVD

Anwendungsfilm demonstrieren den korrekten Umgang mit Gerät und Instrumenten. Weitere Dokumente und Informationen rund um den Vector® sind ebenfalls enthalten.

**VECTOR® –
INSTRUMENTE,
MATERIALIEN
UND ZUBEHÖR**



P007100133101/A pp-dd.de/1/01/1/01
Technische Änderungen vorbehalten

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM

LUNOS®
VOR FREUDE STRAHLEN

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM

PARODONTOLOGIE UND ERSTBEHANDLUNG



TOOL-KIT PARO

Instrumentenbox mit 5 Instrumenten (Paro-Sonde gerade, Paro-Lanzette, Paro-Sonde gebogen, Paro-Kürette, Paro-Sonde Plus) inkl. Deckel mit Drehmomentschlüssel

2031-450-00



PARO-SONDE GERADE

Parodontalsondenäquivalentes Instrument zur Behandlung der sub- und supragingivalen Labial-, Bukkal- und Oralflächen

2030-151-01E Packungsinhalt: 3 Stück



PARO-LANZETTE

Lanzettenförmiges Instrument zur Behandlung der subgingivalen Labial-, Bukkal- und Oralflächen in Taschen bis 5 mm

2030-151-02E Packungsinhalt: 3 Stück



PARO-SONDE GEBOGEN

Nabersondenäquivalentes Instrument zur Behandlung der Interradikulärräume

2030-151-03E Packungsinhalt: 3 Stück



PARO-KÜRETTE

Abgewinkeltes Instrument zur Behandlung der sub- und supragingivalen Approximalflächen

2030-151-04E Packungsinhalt: 3 Stück



PARO-SONDE PLUS

Parodontalsonden ähnliches Instrument zur universellen Behandlung der Approximal-, Oral- und Vestibulärflächen. Zugangstiefe im Approximalbereich bis 5 mm

2031-400-06E Packungsinhalt: 3 Stück

PARODONTOLOGIE, ERHALTUNGS- UND PERIIMPLANTITISTHERAPIE



TOOL-KIT RECALL/IMPLANT

Instrumentenbox mit 4 Instrumenten (Recall-Sonde gerade CFK, Recall-Kürette CFK, Supra-Sonde flexibel, Periimplant soft) inkl. Deckel mit Drehmomentschlüssel

2031-460-00



RECALL-SONDE GERADE CFK

Sondenförmiges, teilflexibles Instrument (Faserverbundwerkstoff) zur Behandlung der sub- und supragingivalen Labial-, Bukkal- und Oralflächen

2030-153-02E Packungsinhalt: 3 Stück



RECALL-KÜRETTE CFK

Abgewinkeltes, teilflexibles Instrument (Faserverbundwerkstoff) zur Behandlung der Approximalflächen


2030-153-05E Packungsinhalt: 3 Stück



SUPRA-SONDE FLEXIBEL

Sondenförmiges, hochflexibles Instrument zur schonenden Reinigung und Spülung von Implantat- oder Zahnoberflächen

2030-152-01E Packungsinhalt: 3 Stück



PERIIMPLANT SOFT

Flammenförmiges, teilflexibles, universell einsetzbares Instrument (Faserverbundwerkstoff) zur schonenden Reinigung empfindlicher Implantatoberflächen.

2031-474-01E Packungsinhalt: 3 Stück



PERIIMPLANT HARD

konisch geformtes Instrument (Faserverbundwerkstoff) zur zuverlässigen und effizienten Entfernung von Auflagerungen an Implantatoberflächen.

2031-473-01E Packungsinhalt: 3 Stück

PROPHYLAXE



TOOL-KIT SCALER P1

Gerades filigranes Instrument zur Entfernung von subgingivalen Auflagerungen in tiefen Zahnfleischtaschen

2032-411-00



TOOL-KIT SCALER P2

Rechts gebogenes Instrument zur Entfernung von subgingivalen Auflagerungen

2032-412-00



TOOL-KIT SCALER P3

Links gebogenes Instrument zur Entfernung von subgingivalen Auflagerungen


2032-413-00



TOOL-KIT SCALER P4

Instrument zur supragingivalen Belagsentfernung an Glatflächen sowie für den interdentalen Bereich

2032-414-00



DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Passend für alle Scaler Instrumente

2032100004

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban