


# VITA PROTHETIK LÖSUNGEN

## Formenkarte



Für beste Dentalprothetik – natürlich, verlässlich, variantenreich.

## So einfach geht's – In drei Schritten zur passenden Zahnform!

### 1. Wählen Sie die Kategorie/ Zahnlinie

Entscheiden Sie sich nach Fallanforderung und Indikation für eine Kategorie/Zahnlinie.

### 2. Wählen Sie die Formengruppe

Wählen Sie passend zur Gesichts-/Kieferform des Patienten die geeignete Formengruppe aus.

### 3. Ermitteln Sie die passende Zahnform

Ermitteln Sie auf Grundlage von Eckzahn- und Lachlinie passende Zahnformen.

## 1. Wählen Sie die passende Kategorie/Zahnlinie

**Lebendiges Form- und  
Farbspiel für natürliche  
Ergebnisse.**





**Überzeugende Farb- und  
Formenvielfalt für alle Fälle.**



**Effiziente CAD/CAM-  
Prothetik für mehr  
Produktivität.**



## > Empfohlene Anterior-/Posteriorkombinationen




## > Empfohlene Indikation(en)\*

	★			⊕		😊	
Anterior	VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITA PHYSIODENS	VITAPAN		VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
Posterior	VITAPAN LINGOFORM		VITA PHYSIODENS	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
Totalprothetik	●	●		●		●	●
Teilprothetik	●	●	●	●			●
Kombinationsprothetik			●				
Implantatprothetik	●	●					
Gerontoprothetik					●		


\* Dies sind empfohlene Indikationen für die jeweiligen Prothetiklösungen/Prothesenzähne, i.d.R. ist jedoch das gesamte Spektrum der Total-/Teil-/Kombinations- und Implantatprothetik möglich!

## 2. Wählen Sie die geeignete Formengruppe




## 3. Ermitteln Sie die passende Zahnform

Die erforderliche Breite und Länge der Frontzähne werden über die Eckzahn- und Lachlinie bestimmt.



### Lachlinie

Sie ist ausschlaggebend für die Länge der oberen Frontzähne, die Zahnhälse sollten oberhalb dieser Linie liegen.



### Eckzahnlinie


Sie ist maßgebend für die Breite der oberen Frontzähne. An ihrer Stelle soll die Spitze der oberen Eckzähne liegen.

## Messpunkte: So werden die Zahnmaße bestimmt.\*

### > Anterior


Oberkiefer und Unterkiefer

#### Gesamtbreite der Garnitur



#### Zahnbreite

OK: FDI 21 (US 9)  
UK: FDI 31 (US 24)



Zahnhals nicht mitgemessen

#### Zahnhöhe

Konventionelle  
Prothesenzähne




#### Zahnhöhe

VITA VIONIC VIGO


### > Posterior

Oberkiefer und Unterkiefer

#### Breite der halben Garnitur OK



#### Breite der halben Garnitur UK



OK: FDI 26 (US 14)

UK: FDI 36 (US 19)



\* Alle Angaben in mm

Alle VITA Zahnlinien mit Einführung ab 2007 wurden digital vermessen

Maximale Abweichung der Maße von Kunststoffzähnen +- 5 % lt. DIN ISO 22112:2017

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM








VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME









OK-Anterior






schaufelförmig



dreieckig



rechteckig





quadratisch

S46

46,3



8,5



10,3

S48

47,9



8,7




9,1

S52

52,1



9,6



10,7

## UK-Anterior

L33

33,2



5,0



9,0

L35

35,3



5,2



9,9

L37

37,3



5,5



9,4

L37LC

37,4



5,6



11,4

L39

39,0



6,0




9,8

L41

41,2



6,1



10,8

► Hinweis: Für VITAPAN LINGOFORM Formen bitte passendes Register wählen

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM









VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

# VITAPAN EXCELL®

Erhältlich in 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

VITAPAN EXCELL Anterior	OK/Nr.  mm	<b>041</b> 41,3	<b>043</b> 43,1	<b>045</b> 45,1	<b>047</b> 47,3	<b>048</b> 48,1	<b>049</b> 49,1	<b>051</b> 51,4	<b>T42</b> 42,0	<b>T44</b> 44,1	<b>T46</b> 46,2	<b>T47</b> 46,9	<b>T48</b> 48,1	<b>T50</b> 50,0	<b>T51</b> 51,4	<b>T54</b> 54,4
	UK/Nr.  mm	<b>L33</b> 33,2	<b>L33</b> 33,2	<b>L35</b> 35,3	<b>L37</b> 37,3	<b>L37/L37LC</b> 37,3/37,4	<b>L39</b> 39,0	<b>L41</b> 41,2	<b>L33</b> 33,2	<b>L33</b> 33,2	<b>L35</b> 35,3	<b>L37</b> 37,3	<b>L37</b> 37,3	<b>L39</b> 39,0	<b>L39</b> 39,0	<b>L41</b> 41,2
VITAPAN LINGOFORM Posterior	OK/Nr.  mm	<b>21L</b> 30,1	<b>21L</b> 30,1	<b>22L</b> 31,6	<b>22L</b> 31,6	<b>22L</b> 31,6	<b>23L</b> 34,2	<b>24L</b> 35,8	<b>21L</b> 30,1	<b>21L</b> 30,1	<b>22L</b> 31,6	<b>22L</b> 31,6	<b>22L</b> 31,6	<b>24L</b> 35,8	<b>23L</b> 34,2	<b>24L</b> 35,8
	UK/Nr.  mm	<b>21L</b> 30,7	<b>21L</b> 30,7	<b>22L</b> 32,1	<b>22L</b> 32,1	<b>22L</b> 32,1	<b>23L</b> 34,8	<b>24L</b> 36,4	<b>21L</b> 30,7	<b>21L</b> 30,7	<b>22L</b> 32,1	<b>22L</b> 32,1	<b>22L</b> 32,1	<b>24L</b> 36,4	<b>23L</b> 34,8	<b>24L</b> 36,4
VITAPAN EXCELL Anterior	OK/Nr.  mm	<b>R45</b> 45,4	<b>R47</b> 47,0	<b>R49</b> 49,1	<b>S46</b> 46,3	<b>S48</b> 47,9	<b>S52</b> 52,1									
	UK/Nr.  mm	<b>L35</b> 35,3	<b>L37</b> 37,3	<b>L39</b> 39,0	<b>L35</b> 35,3	<b>L37</b> 37,3	<b>L41</b> 41,2									
VITAPAN LINGOFORM Posterior	OK/Nr.  mm	<b>22L</b> 31,6	<b>22L</b> 31,6	<b>23L</b> 34,2	<b>22L</b> 31,6	<b>22L</b> 31,6	<b>23L</b> 34,2									
	UK/Nr.  mm	<b>22L</b> 32,1	<b>22L</b> 32,1	<b>23L</b> 34,8	<b>22L</b> 32,1	<b>22L</b> 32,1	<b>23L</b> 34,8									

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

► Hinweis: Für VITAPAN LINGOFORM Formen bitte passendes Register wählen



**VITAPAN**  
EXCELL

**VITAPAN**  
PLUS

**VITAPAN**  
LINGOFORM

**VITA**  
PHYSIODENS

**VITAPAN**

















**VITAPAN**  
CUSPIFORM

**VITAPAN**  
SYNOFORM

**VITA VIONIC**  
VIGO

**VITA VIONIC**  
FRAME

## OK-Anterior



schaufel-  
förmig



dreieckig




rechteckig




quadratisch

S46




## UK-Anterior


L33




L35




L37




L37L\* (L37 mit längerem Hals)



L39



L41



VITAPAN PLUS Anterior	OK/Nr. mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	047L* 47,3	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T54 54,4	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3
	UK/Nr. mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37L* 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L 41 41,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3
VITAPAN LINGOFORM Posterior	OK/Nr. mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6
	UK/Nr. mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	24L 36,4	22L 32,1	22L 31,6	23L 34,8	22L 32,1

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können. \*lang (047 bzw. L37 mit längerem Hals)

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO


VITA VIONIC  
FRAME

# VITAPAN® LINGOFORM


Erhältlich in 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

## Posterior


21L\*




22L\*



23L\*



24L\*



\*) Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.



VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

# VITA PHYSIODENS®

Erhältlich in 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1–D4® Farben (ohne B1)

## OK-Anterior

<p><b>01S*</b></p> <p>42,3</p> <p>7,6</p> <p>10,8</p>	<p><b>02L</b></p> <p>45,7</p> <p>8,4</p> <p>11,5</p>	<p><b>03M</b></p> <p>47,2</p> <p>8,6</p> <p>10,8</p>	<p><b>04L</b></p> <p>49,2</p> <p>9,0</p> <p>12,7</p>
<p><b>05L</b></p> <p>50,1</p> <p>9,1</p> <p>11,4</p>	<p><b>06L</b></p> <p>51,3</p> <p>9,7</p> <p>13,1</p>		
<p><b>T6S**</b></p> <p>41,0</p> <p>7,4</p> <p>10,4</p>	<p><b>T2S*</b></p> <p>44,9</p> <p>8,3</p> <p>10,1</p>	<p><b>T1S</b></p> <p>45,3</p> <p>8,7</p> <p>10,2</p>	<p><b>T3M</b></p> <p>45,6</p> <p>8,4</p> <p>11,7</p>
<p><b>T4M*</b></p> <p>45,6</p> <p>8,8</p> <p>11,3</p>	<p><b>T5M</b></p> <p>46,2</p> <p>8,8</p> <p>11,1</p>	<p><b>T6L</b></p> <p>47,3</p> <p>8,9</p> <p>12,4</p>	<p><b>T7M</b></p> <p>47,5</p> <p>8,8</p> <p>11,6</p>
<p><b>T8L*</b></p> <p>49,0</p> <p>9,2</p> <p>11,6</p>	<p><b>T9L</b></p> <p>49,6</p> <p>9,4</p> <p>13,1</p>		



schaufel-  
förmig



dreieckig




rechteckig

X1M\*

46,3




8,8



11,0

X2L

46,2



8,7



11,6

X3L

47,8



9,0



11,8



quadratisch

Z1S

44,1



8,1



9,8

Z2S

47,5



8,7



10,1

## UK-Anterior

L1S\*

33,0



4,9



8,8

L2M\*

34,5



5,2



10,4

L3M\*

36,3



5,2



10,5

L4M\*

35,5




5,4



9,4

L5M\*

37,0



5,5



10,4

L6L

38,2




5,8



11,4

L7L

38,2




5,5



L8L

43,5



6,3



13,0

\*) Bleached Farbe(n) 0M1 und 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

\*\*) Form(en) nur in VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbe(n) erhältlich.

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM









VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

# VITA PHYSIODENS®

Erhältlich in 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1–D4® Farben (ohne B1)


VITA PHYSIODENS Anterior	OK/Nr.  mm	<b>01S</b> 42,3	<b>02L</b> 45,7	<b>03M</b> 47,2	<b>04L</b> 49,2	<b>05L</b> 50,1	<b>06L</b> 51,3	<b>T6S</b> 41,0	<b>T2S</b> 44,9	<b>T1S</b> 45,3	<b>T3M</b> 45,6	<b>T4M</b> 45,6	<b>T5M</b> 46,2	<b>T6L</b> 47,3	<b>T7M</b> 47,5	<b>T8L</b> 49,0	<b>T9L</b> 49,6
	UK/Nr.  mm	<b>L1S</b> 33,0	<b>L2M</b> 34,5	<b>L3M</b> 36,3	<b>L6L</b> 38,2	<b>L6L</b> 38,2	<b>L8L</b> 43,5	<b>L1S</b> 33,0	<b>L2M</b> 34,5	<b>L1S</b> 33,0	<b>L3M</b> 36,3	<b>L4M</b> 35,5	<b>L3M</b> 36,3	<b>L5M</b> 37,0	<b>L7L</b> 38,2	<b>L5M</b> 37,0	<b>L6L</b> 38,2
VITA PHYSIODENS Posterior	OK/Nr.  mm	<b>21E</b> 30,5	<b>22E</b> 32,9	<b>23E</b> 33,5	<b>24E</b> 34,8	<b>24E</b> 34,8	<b>25E</b> 36,7	<b>21E</b> 30,5	<b>21E</b> 30,5	<b>20E</b> 29,4	<b>22E</b> 32,9	<b>22E</b> 32,9	<b>23E</b> 33,5	<b>23E</b> 33,5	<b>23E</b> 33,5	<b>24E</b> 34,8	<b>25E</b> 36,7
	UK/Nr.  mm	<b>21E</b> 32,7	<b>22E</b> 33,7	<b>23E</b> 34,6	<b>24E</b> 36,1	<b>24E</b> 36,1	<b>25E</b> 37,3	<b>21E</b> 32,7	<b>21E</b> 32,7	<b>20E</b> 31,0	<b>22E</b> 33,7	<b>22E</b> 33,7	<b>23E</b> 34,6	<b>23E</b> 34,6	<b>23E</b> 34,6	<b>24E</b> 36,1	<b>25E</b> 37,3
VITA PHYSIODENS Anterior	OK/Nr.  mm	<b>X1M</b> 46,3	<b>X2L</b> 46,2	<b>X3L</b> 47,8	<b>Z1S</b> 44,1	<b>Z2S</b> 47,5											
	UK/Nr.  mm	<b>L3M</b> 36,3	<b>L4M</b> 35,5	<b>L5M</b> 37,0	<b>L1S</b> 33,0	<b>L5M</b> 37,0											
VITA PHYSIODENS Posterior	OK/Nr.  mm	<b>23E</b> 33,5	<b>23E</b> 33,5	<b>24E</b> 34,8	<b>21E</b> 30,5	<b>22E</b> 32,9											
	UK/Nr.  mm	<b>23E</b> 34,6	<b>23E</b> 34,6	<b>24E</b> 36,1	<b>21E</b> 32,7	<b>22E</b> 33,7											

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

# VITA PHYSIODENS®

Erhältlich in 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

## Posterior



\*) Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

OK-Anterior

<p><b>013</b></p> <p>41,7</p> <p>7,9</p> <p>9,5</p>	<p><b>025</b></p> <p>42,8</p> <p>8,1</p> <p>9,9</p>	<p><b>034</b></p> <p>43,3</p> <p>8,0</p> <p>9,7</p>	<p><b>035</b></p> <p>43,2</p> <p>8,0</p> <p>9,8</p>
<p><b>043</b></p> <p>43,6</p> <p>8,2</p> <p>9,4</p>	<p><b>086</b></p> <p>47,1</p> <p>8,9</p> <p>9,9</p>	<p><b>097</b></p> <p>49,2</p> <p>9,0</p> <p>11,5</p>	<p><b>098*</b></p> <p>48,1</p> <p>9,0</p> <p>11,8</p>
<p><b>099</b></p> <p>52,5</p> <p>9,8</p> <p>12,5</p>			
<p><b>T36*</b></p> <p>43,7</p> <p>8,1</p> <p>10,1</p>	<p><b>T53</b></p> <p>44,6</p> <p>8,1</p> <p>9,2</p>	<p><b>T56</b></p> <p>44,4</p> <p>8,3</p> <p>10,0</p>	<p><b>T66</b></p> <p>44,6</p> <p>8,3</p> <p>10,2</p>
<p><b>T67</b></p> <p>45,1</p> <p>8,4</p> <p>10,0</p>	<p><b>T76*</b></p> <p>45,9</p> <p>8,2</p> <p>10,4</p>	<p><b>T77*</b></p> <p>46,2</p> <p>8,5</p> <p>10,6</p>	<p><b>T88*</b></p> <p>47,1</p> <p>8,7</p> <p>10,6</p>




schaufel-  
förmig




dreieckig


T98




T99




X13




X66



X77




X87




rechteckig


X96




X99




Z51




Z61



Z74




Z84




quadratisch

Z85



Z97



VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM








VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO





VITA VIONIC  
FRAME

UK-Anterior

Voll ausgebildete Schneidekanten









Abrađierte Schneidekanten



\*) Bleached Farbe(n) 0M1 und 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

<b>VITAPAN</b> Anterior	<b>OK/Nr.</b>  mm	<b>013</b> 41,7	<b>025</b> 42,8	<b>034</b> 43,3	<b>035</b> 43,2	<b>043</b> 43,6	<b>086</b> 47,1	<b>097</b> 49,2	<b>098</b> 48,1	<b>099</b> 52,5	<b>T36</b> 43,7	<b>T53</b> 44,6	<b>T56</b> 44,4	<b>T66</b> 44,6	<b>T67</b> 45,1	<b>T76</b> 45,9	<b>T77</b> 46,2	<b>T88</b> 47,1	<b>T98</b> 50,5	<b>T99</b> 48,0
	<b>UK/Nr.</b>  mm	<b>L4</b> 32,7	<b>L3</b> 33,4	<b>L3</b> 33,4	<b>L3</b> 33,4	<b>L5</b> 35,3	<b>L11</b> 36,9	<b>L8</b> 38,9	<b>L13</b> 37,0	<b>L14</b> 41,7	<b>L4</b> 32,7	<b>L5</b> 35,3	<b>L5</b> 35,3	<b>L5</b> 35,3	<b>L4</b> 32,7	<b>L7</b> 36,2	<b>L11</b> 36,9	<b>L11</b> 36,9	<b>L15</b> 38,0	<b>L11</b> 36,9
<b>VITAPAN</b> CUSPIFORM Posterior	<b>OK/Nr.</b>  mm	<b>40C</b> 28,1	<b>40C</b> 28,1	<b>41C</b> 29,9	<b>41C</b> 29,9	<b>41C</b> 29,9	<b>42C</b> 31,7	<b>44C</b> 32,8	<b>42C</b> 31,7	<b>45C</b> 34,8	<b>40C</b> 28,1	<b>41C</b> 29,9	<b>41C</b> 29,9	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>44C</b> 32,8	<b>45C</b> 34,8	<b>44C</b> 32,8
	<b>UK/Nr.</b>  mm	<b>40C</b> 29,5	<b>40C</b> 29,5	<b>41C</b> 31,3	<b>41C</b> 31,3	<b>41C</b> 31,3	<b>42C</b> 33,4	<b>44C</b> 34,6	<b>42C</b> 33,4	<b>45C</b> 36,3	<b>40C</b> 29,5	<b>41C</b> 31,3	<b>41C</b> 31,3	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>44C</b> 34,6	<b>45C</b> 36,3	<b>44C</b> 34,6
<b>VITAPAN</b> SYNOFORM Posterior	<b>OK/Nr.</b>  mm	<b>10S</b> 29,0	<b>10S</b> 29,0	<b>11S</b> 30,0	<b>11S</b> 30,0	<b>11S</b> 30,0	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>10S</b> 29,0	<b>11S</b> 30,0	<b>11S</b> 30,0	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1
	<b>UK/Nr.</b>  mm	<b>10S</b> 30,5	<b>10S</b> 30,5	<b>11S</b> 31,9	<b>11S</b> 31,9	<b>11S</b> 31,9	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>10S</b> 30,5	<b>11S</b> 31,9	<b>11S</b> 31,9	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4

<b>VITAPAN</b> Anterior	<b>OK/Nr.</b>  mm	<b>X13</b> 41,5	<b>X66</b> 45,9	<b>X77</b> 47,0	<b>X87</b> 46,9	<b>X96</b> 50,0	<b>X99</b> 50,6	<b>Z51</b> 44,6	<b>Z61</b> 45,5	<b>Z74</b> 46,7	<b>Z84</b> 46,7	<b>Z85</b> 47,5	<b>Z97</b> 52,2
	<b>UK/Nr.</b>  mm	<b>L4</b> 32,7	<b>L9</b> 36,1	<b>L11</b> 36,9	<b>L11</b> 36,9	<b>L10</b> 39,0	<b>L15</b> 38,0	<b>L3</b> 33,4	<b>L3</b> 33,4	<b>L9</b> 36,1	<b>L9</b> 36,1	<b>L13</b> 37,0	<b>L12</b> 41,0
<b>VITAPAN</b> CUSPIFORM Posterior	<b>OK/Nr.</b>  mm	<b>41C</b> 29,9	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>44C</b> 32,8	<b>44C</b> 32,8	<b>45C</b> 34,8	<b>43C</b> 31,0	<b>43C</b> 31,0	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>44C</b> 32,8	<b>45C</b> 34,8
	<b>UK/Nr.</b>  mm	<b>41C</b> 31,3	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>44C</b> 34,6	<b>44C</b> 34,6	<b>45C</b> 36,3	<b>43C</b> 32,3	<b>43C</b> 32,3	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>44C</b> 34,6	<b>45C</b> 36,3
<b>VITAPAN</b> SYNOFORM Posterior	<b>OK/Nr.</b>  mm	<b>11S</b> 30,0	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1	<b>13S</b> 31,3	<b>13S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1
	<b>UK/Nr.</b>  mm	<b>11S</b> 31,9	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4	<b>13S</b> 33,9	<b>13S</b> 33,9	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

# VITAPAN® CUSPIFORM

Erhältlich in 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

## Posterior

<b>40C</b>  28,1 7,8  29,5 7,6	<b>41C*</b>  29,9 8,4  31,3 8,0	<b>42C*</b>  31,7 8,3  33,4 8,0
<b>43C</b>  31,0 8,5  32,3 8,1	<b>44C*</b>  32,8 9,1  34,6 8,7	<b>45C</b>  34,8 9,4  36,3 8,6


\*) Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

# VITAPAN SYNOFORM®


Erhältlich in 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

## Posterior


10S




11S




12S



13S



14S



## OK-Anterior

 schaufelförmig	<b>043</b> 	<b>045</b> 		
 dreieckig	<b>T44</b> 	<b>T46</b> 	<b>T48</b> 	<b>T50</b> 
 rechteckig	<b>R47</b> 	<b>R49</b> 		

## UK-Anterior

<b>L33</b> 	<b>L35</b> 	<b>L37</b> 	<b>L39</b> 
---	--	---	---

► **Hinweis:** Der VITA VIONIC VIGO Konfektionszahn ist ein Produkt, welches speziell für digitale Produktionsprozesse entwickelt wurde. Die Zähne sind zervikal gekürzt und die Kontaktflächen zur Prothesenbasis für die Verklebung vorkonditioniert. So können die gebrauchsfertigen Zähne direkt aus der Verpackung in die Kavitäten der digital hergestellten Prothesenbasis eingeklebt werden.

# VITA VIONIC VIGO®

Erhältlich in 7 x VITA classical A1–D4®-/Bleach-Farben: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

## Posterior












VITA VIONIC VIGO Anterior	OK/Nr.  mm	R47 47,0	R49 49,0	O45 44,8	T50 49,9	T46 46,2	O43 43,3	T44 44,0	T48 48,3
	UK/Nr.  mm	L37 37,2	L39 39,2	L35 35,2	L39 39,2	L35 35,2	L33 33,2	L33 33,2	L37 37,2
VITA VIONIC VIGO Posterior	OK/Nr.  mm	22L 31,8	23L 34,3	22L 31,8	24L 35,9	22L 31,8	21L 30,3	21L 30,3	22L 31,8
	UK/Nr.  mm	22L 32,6	23L 35,0	22L 32,6	24L 36,9	22L 32,6	21L 31,0	21L 31,0	22L 32,6

> **Hinweis:** Der VITA VIONIC VIGO Konfektionszahn ist ein Produkt, welches speziell für digitale Produktionsprozesse entwickelt wurde. Die Zähne sind zervikal gekürzt und die Kontaktflächen zur Prothesenbasis für die Verklebung vorkonditioniert. So können die gebrauchsfertigen Zähne direkt aus der Verpackung in die Kavitäten der digital hergestellten Prothesenbasis eingeklebt werden.

# VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Erhältlich in 6 x VITA classical A1–D4® Farben (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

## OK-Anterior

 schaufel- förmig	<b>043</b> 43,1  7,9 9,7	<b>045</b> 45,1  8,4 9,7	<b>049</b> 49,1  9,0 11,2	
 dreieckig	<b>T44</b> 44,1  8,1 9,7	<b>T46</b> 46,2  8,2 11,1	<b>T48</b> 48,1  8,7 10,5	<b>T50</b> 50,0  9,2 11,6
 rechteckig	<b>R45</b> 45,4  8,2 9,9	<b>R47</b> 47,0  8,6 11,2		

## UK-Anterior


<b>L33</b> 33,2  5,0 9,0	<b>L35</b> 35,3  5,2 9,9	<b>L37</b> 37,3  5,5 9,4	<b>L39</b> 39,0  6,0 9,8
---	--	---	---

# VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME


Erhältlich in 6 x VITA classical A1–D4® Farben (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

## Posterior



VITAPAN EXCELL Anterior	OK/Nr.  mm	<b>043</b> 43,1	<b>045</b> 45,1	<b>049</b> 49,1	<b>T44</b> 44,1	<b>T46</b> 46,2	<b>T48</b> 48,1	<b>T50</b> 50,0	<b>R45</b> 45,4	<b>R47</b> 47,0
	UK/Nr.  mm	<b>L33</b> 33,2	<b>L35</b> 35,3	<b>L39</b> 39,0	<b>L33</b> 33,2	<b>L35</b> 35,3	<b>L37</b> 37,3	<b>L39</b> 39,0	<b>L35</b> 35,3	<b>L37</b> 37,3
VITAPAN LINGOFORM Posterior	OK/Nr.  mm	<b>21L</b> 30,1	<b>22L</b> 31,6	<b>23L</b> 34,2	<b>21L</b> 30,1	<b>22L</b> 31,6	<b>22L</b> 31,6	<b>24L</b> 35,8	<b>22L</b> 31,6	<b>22L</b> 31,6
	UK/Nr.  mm	<b>21L</b> 30,7	<b>22L</b> 32,1	<b>23L</b> 34,8	<b>21L</b> 30,7	<b>22L</b> 32,1	<b>22L</b> 32,1	<b>24L</b> 36,4	<b>22L</b> 32,1	<b>22L</b> 32,1

Weitere Informationen zu den **VITA PROTHETIK LÖSUNGEN** finden Sie unter:  
[www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics](http://www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics)



**Zur Beachtung:** Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2022-07

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung

**CE 0124**

**VITAPAN®** Produktfamilie, **VITA PHYSIODENS®**, **VITA VIONIC®** Produktfamilie



# VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main

Registernummer: HRB 56518

Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban