

VITA IMPLANT SOLUTIONS

VITA CAD-Temp® IS

VITA ENAMIC® IS

Kurzinformation

Stand: 05.17

Indikation

Für zahnfarbene Meso-Strukturen (MS) und/oder Abutment-Kronen (AC) mit integrierter Schnittstelle zu einer Klebe-/Titanbasis (z.B. Sirona TiBase).

- Provisorische Versorgungen/Weichgewebsmanagement:
VITA CAD-Temp IS
- Definitive Suprakonstruktionen:
VITA ENAMIC IS



VITA – perfect match.

VITA



Softwarevoraussetzungen

CEREC: Software ≥ 4.4

inLab: Software ≥ 15.0



Bitte Gebrauchsanweisung beachten

Mehr Informationen

- VITA IMPLANT SOLUTIONS Verarbeitungsanleitung Nr. 10150
- VITA IMPLANT SOLUTIONS Produktblatt Nr. 10154



Unter www.vita-zahnfabrik.com/VITA_ENAMIC_IS#titan_compatibility bzw. www.vita-zahnfabrik.com/VITA_CADTemp_IS#titan_compatibility

finden Sie die aktuellen länderspezifischen Listen der für die VITA IMPLANT SOLUTIONS Rohlinge zugelassenen Titanbasen.



Die VITA Zahnfabrik ist nach der Medizinprodukterichtlinie zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung  0124: **VITA ENAMIC® IS, VITA CAD-Temp® IS**

CEREC® und inLab® sind eingetragene Marken der Firma Sirona Dental Systems GmbH, D-Bensheim

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 | D-79704 Bad Säckingen | Germany

Tel. +49 (0) 7761/562-0 | Fax +49 (0) 7761/562-299

Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 | Fax +49 (0) 7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com | info@vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik.

VITA – perfect match.

VITA



VITA IMPLANT SOLUTIONS

VITA CAD-Temp® IS

VITA ENAMIC® IS

Summary information

Date of issue: 05.17

Indication

For tooth-colored mesostructures (MS) and/or abutment crowns (AC) with an integrated interface to an adhesive/ titanium base (such as Sirona TiBase).

- temporary restorations/soft tissue management:
VITA CAD-Temp IS
- definitive superstructures:
VITA ENAMIC IS

VITA – perfect match.

VITA



Software requirements

CEREC: software ≥ 4.4

inLab: software ≥ 15.0



See instructions for use

Further information

- VITA IMPLANT SOLUTIONS working instructions no. 10150
- VITA IMPLANT SOLUTIONS product information no. 10154



You will find the current country-specific lists of the titanium bases approved for use with the VITA IMPLANT SOLUTIONS blanks at
www.vita-zahnfabrik.com/VITA_ENAMIC_IS#titan_compatibility or
www.vita-zahnfabrik.com/VITA_CADTemp_IS#titan_compatibility



VITA Zahnfabrik has been certified in accordance with the Medical Device Directive and the following products bear the CE mark **CE 0124: VITA ENAMIC® IS, VITA CAD-Temp® IS**

Rx only

CEREC® and inLab® are registered trademarks of Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 | D-79704 Bad Säckingen | Germany

Tel. +49 (0) 7761/562-0 | Fax +49 (0) 7761/562-299

Technical Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 | Fax +49 (0) 7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com | info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA – perfect match.

VITA

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban