


VITA PROTHETIK LÖSUNGEN

Formenkarte



Für beste Dentalprothetik – natürlich, verlässlich, variantenreich.

So einfach geht's – In drei Schritten zur passenden Zahnform!

1.

Wählen Sie die Kategorie/ Zahnlinie

Entscheiden Sie sich nach
Fallanforderung und Indikation
für eine Kategorie/Zahnlinie.

2.

Wählen Sie die Formengruppe

Wählen Sie passend zur Gesichts-/
Kieferform des Patienten die geeignete
Formengruppe aus.

3.

Ermitteln Sie die passende Zahnform

Ermitteln Sie auf Grundlage von
Eckzahn- und Lachlinie passende
Zahnformen.



1.

Wählen Sie die passende Kategorie/Zahnlinie

**Lebendiges Form- und
Farbspiel für natürliche
Ergebnisse.**





**Überzeugende Farb- und
Formenvielfalt für alle Fälle.**



**Effiziente CAD/CAM-
Prothetik für mehr
Produktivität.**



> Empfohlene Anterior-/Posteriorkombinationen




> Empfohlene Indikation(en)*

	★			⊕		😊	
Anterior	VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITA PHYSIODENS	VITAPAN		VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
Posterior	VITAPAN LINGOFORM		VITA PHYSIODENS	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
Total-prothetik	●	●		●		●	●
Teil-prothetik	●	●	●	●			●
Kombinations-prothetik			●				
Implantat-prothetik	●	●					
Geronto-prothetik					●		

* Dies sind empfohlene Indikationen für die jeweiligen Prothetiklösungen/Prothesenzähne, i.d.R. ist jedoch das gesamte Spektrum der Total-/Teil-/Kombinations- und Implantatprothetik möglich!


VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITAPAN LINGOFORM	VITA PHYSIODENS	VITAPAN	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
----------------	--------------	-------------------	-----------------	---------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

2. Wählen Sie die geeignete Formengruppe




3. Ermitteln Sie die passende Zahnform

Die erforderliche Breite und Länge der Frontzähne werden über die Eckzahn- und Lachlinie bestimmt.



Lachlinie

Sie ist ausschlaggebend für die Länge der oberen Frontzähne, die Zahnhälse sollten oberhalb dieser Linie liegen.



Eckzahnlinie


Sie ist maßgebend für die Breite der oberen Frontzähne. An ihrer Stelle soll die Spitze der oberen Eckzähne liegen.

Messpunkte: So werden die Zahnmaße bestimmt.*

> Anterior

Oberkiefer und Unterkiefer


Gesamtbreite der Garnitur



Zahnbreite

OK: FDI 21 (US 9)
UK: FDI 31 (US 24)

Zahnhals nicht
mitgemessen



Zahnhöhe

Konventionelle
Prothesenzähne



Zahnhöhe

VITA VIONIC VIGO

> Posterior

Oberkiefer und Unterkiefer

Breite der halben Garnitur OK



Breite der halben Garnitur UK



OK: FDI 26 (US 14)

UK: FDI 36 (US 19)

* Alle Angaben in mm

Alle VITA Zahnlinien mit Einführung ab 2007 wurden digital vermessen

Maximale Abweichung der Maße von Kunststoffzähnen +- 5 % lt. DIN ISO 22112:2017



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM








VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME





OK-Anterior






schaufel-
förmig



dreieckig




rechteckig







S46



S48




S52




UK-Anterior


L33




L35




L37




L37LC



L39



L41



► Hinweis: Für VITAPAN LINGOFORM Formen bitte passendes Register wählen

VITAPAN EXCELL®

Erhältlich in 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

VITAPAN EXCELL Anterior	OK/Nr.  mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	048 48,1	049 49,1	051 51,4								
	UK/Nr.  mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37/L37LC 37,3/37,4	L39 39,0	L41 41,2								
VITAPAN LINGOFORM Posterior	OK/Nr.  mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	242 42,0	244 44,1	246 46,2	247 46,9	248 48,1	250 50,0	251 51,4	254 54,4
	UK/Nr.  mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L39 39,0	L41 41,2

VITAPAN EXCELL Anterior	OK/Nr.  mm	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3	S48 47,9	S52 52,1
	UK/Nr.  mm	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3	L37 37,3	L41 41,2
VITAPAN LINGOFORM Posterior	OK/Nr.  mm	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2
	UK/Nr.  mm	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

► Hinweis: Für VITAPAN LINGOFORM Formen bitte passendes Register wählen



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM







VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME





OK-Anterior






schaufel-
förmig



dreieckig




rechteckig






S46



UK-Anterior


L33




L35




L37




L37L* (L37 mit längerem Hals)



L39



L41



VITAPAN PLUS Anterior	OK/Nr.  mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	047L* 47,3	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T54 54,4	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3
	UK/Nr.  mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37L* 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L 41 41,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3
VITAPAN LINGOFORM Posterior	OK/Nr.  mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6
	UK/Nr.  mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	24L 36,4	22L 32,1	22L 31,6	23L 34,8	22L 32,1

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können. *lang (047 bzw. L37 mit längerem Hals)

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO


VITA VIONIC
FRAME

VITAPAN® LINGOFORM


Erhältlich in 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

Posterior


21L*




22L*



23L*



24L*



*) Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Erhältlich in 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1–D4® Farben (ohne B1)

OK-Anterior

 schaufel- förmig	01S* 	02L 	03M 	04L 
	05L 	06L 		
 dreieckig	T6S** 	T2S* 	T1S 	T3M 
	T4M* 	T5M 	T6L 	T7M 
	T8L* 	T9L 		




rechteckig

X1M*

46,3



8,8



11,0

X2L

46,2



8,7



11,6

X3L

47,8



9,0



11,8



quadratisch

Z1S

44,1




8,1



9,8

Z2S

47,5



8,7



10,1

UK-Anterior

L1S*

33,0



4,9



8,8

L2M*

34,5




5,2



10,4

L3M*

36,3



5,2



10,5

L4M*

35,5



5,4



9,4

L5M*

37,0




5,5



10,4

L6L

38,2



5,8



11,4

L7L

38,2




5,5



L8L

43,5



6,3



13,0

*) Bleached Farbe(n) 0M1 und 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

**) Form(en) nur in VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbe(n) erhältlich.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Erhältlich in 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1–D4® Farben (ohne B1)

VITA PHYSIODENS Anterior	OK/Nr.  mm	01S 42,3	02L 45,7	03M 47,2	04L 49,2	05L 50,1	06L 51,3	T6S 41,0	T2S 44,9	T1S 45,3	T3M 45,6	T4M 45,6	T5M 46,2	T6L 47,3	T7M 47,5	T8L 49,0	T9L 49,6
	UK/Nr.  mm	L1S 33,0	L2M 34,5	L3M 36,3	L6L 38,2	L6L 38,2	L8L 43,5	L1S 33,0	L2M 34,5	L1S 33,0	L3M 36,3	L4M 35,5	L3M 36,3	L5M 37,0	L7L 38,2	L5M 37,0	L6L 38,2
VITA PHYSIODENS Posterior	OK/Nr.  mm	21E 30,5	22E 32,9	23E 33,5	24E 34,8	24E 34,8	25E 36,7	21E 30,5	21E 30,5	20E 29,4	22E 32,9	22E 32,9	23E 33,5	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	25E 36,7
	UK/Nr.  mm	21E 32,7	22E 33,7	23E 34,6	24E 36,1	24E 36,1	25E 37,3	21E 32,7	21E 32,7	20E 31,0	22E 33,7	22E 33,7	23E 34,6	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	25E 37,3






VITA PHYSIODENS Anterior	OK/Nr.  mm	X1M 46,3	X2L 46,2	X3L 47,8	Z1S 44,1	Z2S 47,5
	UK/Nr.  mm	L3M 36,3	L4M 35,5	L5M 37,0	L1S 33,0	L5M 37,0
VITA PHYSIODENS Posterior	OK/Nr.  mm	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	21E 30,5	22E 32,9
	UK/Nr.  mm	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	21E 32,7	22E 33,7

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

VITA PHYSIODENS®

Erhältlich in 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

Posterior

20E 29,4 8,9  31,0 8,3	21E* 30,5 9,5  32,7 8,7	22E* 32,9 9,5  33,7 9,0
23E* 33,5 11,1  34,6 9,8	24E* 34,8 11,8  36,1 9,8	25E 36,7 11,2  37,3 9,5

*) Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

OK-Anterior

013

41,7



9,5

7,9

025

42,8



9,9

8,1

034

43,3



9,7

8,0

035

43,2




9,8

8,0

043

43,6



9,4

8,2

086

47,1



9,9

8,9

097

49,2



11,5

9,0

098*

48,1



11,8

9,0

099

52,5



12,5

9,8

T36*

43,7



10,1

8,1

T53

44,6



9,2

8,1

T56

44,4



10,0

8,3

T66

44,6



10,2

8,3

T67

45,1



10,0

8,4

T76*

45,9



10,4

8,2

T77*

46,2



10,6

8,5

T88*

47,1



10,6

8,7



schaufel-
förmig



dreieckig




rechteckig




quadratisch


T98




T99




X13




X66




X77




X87




X96




X99




Z51




Z61




Z74




Z84



Z85



Z97



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

UK-Anterior

Voll ausgebildete Schneidekanten

Voll ausgebildete Schneidekanten	L3 33,4 5,0 8,0	L5* 35,3 5,2 9,2	L5L 34,2 5,1 9,9	L7* 36,2 5,4 8,7
	L9 36,1 5,6 9,0	L11* 36,9 5,7 9,1	L13 37,0 5,6 8,7	L15 38,0 5,7 12,2
Abradierte Schneidekanten	L4* 32,7 4,7 8,3	L8 38,9 5,8 9,8	L10 39,0 5,9 9,2	L12 41,0 6,2 9,8
	L14 41,7 6,1 10,9			

*) Bleached Farbe(n) 0M1 und 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

VITAPAN Anterior	OK/Nr.  mm	013 41,7	025 42,8	034 43,3	035 43,2	043 43,6	086 47,1	097 49,2	098 48,1	099 52,5		T36 43,7	T53 44,6	T56 44,4	T66 44,6	T67 45,1	T76 45,9	T77 46,2	T88 47,1	T98 50,5	T99 48,0
	UK/Nr.  mm	L4 32,7	L3 33,4	L3 33,4	L3 33,4	L5 35,3	L11 36,9	L8 38,9	L13 37,0	L14 41,7		L4 32,7	L5 35,3	L5 35,3	L5 35,3	L4 32,7	L7 36,2	L11 36,9	L11 36,9	L15 38,0	L11 36,9
VITAPAN CUSPIFORM Posterior	OK/Nr.  mm	40C 28,1	40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	44C 32,8	42C 31,7	45C 34,8		40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8	44C 32,8
	UK/Nr.  mm	40C 29,5	40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	44C 34,6	42C 33,4	45C 36,3		40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3	44C 34,6
VITAPAN SYNOFORM Posterior	OK/Nr.  mm	10S 29,0	10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	14S 33,1	12S 31,3	14S 33,1		10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1
	UK/Nr.  mm	10S 30,5	10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	14S 35,4	12S 32,7	14S 35,4		10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4	14S 35,4

VITAPAN Anterior	OK/Nr.  mm	X13 41,5	X66 45,9	X77 47,0	X87 46,9	X96 50,0	X99 50,6		Z51 44,6	Z61 45,5	Z74 46,7	Z84 46,7	Z85 47,5	Z97 52,2
	UK/Nr.  mm	L4 32,7	L9 36,1	L11 36,9	L11 36,9	L10 39,0	L15 38,0		L3 33,4	L3 33,4	L9 36,1	L9 36,1	L13 37,0	L12 41,0
VITAPAN CUSPIFORM Posterior	OK/Nr.  mm	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	44C 32,8	45C 34,8		43C 31,0	43C 31,0	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8
	UK/Nr.  mm	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	44C 34,6	45C 36,3		43C 32,3	43C 32,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3
VITAPAN SYNOFORM Posterior	OK/Nr.  mm	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1		13S 31,3	13S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1
	UK/Nr.  mm	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4	14S 35,4		13S 33,9	13S 33,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4


Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

VITAPAN® CUSPIFORM


Erhältlich in 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

Posterior


40C




41C*




42C*




43C



44C*





45C



*) Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

Posterior



OK-Anterior

 schaufelförmig	043  43,3 7,9 10,7	045  44,8 8,3 11,3		
	T44  44,0 8,1 11,7	T46  46,2 8,2 11,6	T48  48,3 8,7 12,5	T50  49,9 9,2 12,9
	R47  47,0 8,6 10,7	R49  49,0 8,9 12,1		

UK-Anterior

L33  33,2 4,9 8,9	L35  35,2 5,2 9,5	L37  37,2 5,5 10,0	L39  39,2 5,8 10,5
---	--	--	--

➤ **Hinweis:** Der VITA VIONIC VIGO Konfektionszahn ist ein Produkt, welches speziell für digitale Produktionsprozesse entwickelt wurde. Die Zähne sind zervikal gekürzt und die Kontaktflächen zur Prothesenbasis für die Verklebung vorconditioniert. So können die gebrauchsfertigen Zähne direkt aus der Verpackung in die Kavitäten der digital hergestellten Prothesenbasis eingeklebt werden.

VITA VIONIC VIGO®

Erhältlich in 7 x VITA classical A1–D4®-/Bleach-Farben: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Posterior



VITA VIONIC VIGO Anterior	OK/Nr.  mm	R47 47,0	R49 49,0	O45 44,8	T50 49,9	T46 46,2	O43 43,3	T44 44,0	T48 48,3
	UK/Nr.  mm	L37 37,2	L39 39,2	L35 35,2	L39 39,2	L35 35,2	L33 33,2	L33 33,2	L37 37,2
VITA VIONIC VIGO Posterior	OK/Nr.  mm	22L 31,8	23L 34,3	22L 31,8	24L 35,9	22L 31,8	21L 30,3	21L 30,3	22L 31,8
	UK/Nr.  mm	22L 32,6	23L 35,0	22L 32,6	24L 36,9	22L 32,6	21L 31,0	21L 31,0	22L 32,6

➤ **Hinweis:** Der VITA VIONIC VIGO Konfektionszahn ist ein Produkt, welches speziell für digitale Produktionsprozesse entwickelt wurde. Die Zähne sind zervikal gekürzt und die Kontaktflächen zur Prothesenbasis für die Verklebung vorkonditioniert. So können die gebrauchsfertigen Zähne direkt aus der Verpackung in die Kavitäten der digital hergestellten Prothesenbasis eingeklebt werden.

VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Erhältlich in 6 x VITA classical A1–D4® Farben (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

OK-Anterior

 schaufel- förmig	043  43,1 7,9 9,7	045  45,1 8,4 9,7	049  49,1 9,0 11,2	
	T44  44,1 8,1 9,7	T46  46,2 8,2 11,1	T48  48,1 8,7 10,5	T50  50,0 9,2 11,6
	R45  45,4 8,2 9,9	R47  47,0 8,6 11,2		


UK-Anterior

L33  33,2 5,0 9,0	L35  35,3 5,2 9,9	L37  37,3 5,5 9,4	L39  39,0 6,0 9,8
---	--	---	---

VITAPAN®LINGOFORM DD FRAME

Erhältlich in 6 x VITA classical A1–D4® Farben (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

Posterior



VITAPAN EXCELL Anterior	OK/Nr.  mm	043 43,1	045 45,1	049 49,1	T44 44,1	T46 46,2	T48 48,1	T50 50,0	R45 45,4	R47 47,0
	UK/Nr.  mm	L33 33,2	L35 35,3	L39 39,0	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3	L37 37,3
VITAPAN LINGOFORM Posterior	OK/Nr.  mm	21L 30,1	22L 31,6	23L 34,2	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6
	UK/Nr.  mm	21L 30,7	22L 32,1	23L 34,8	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	22L 32,1	22L 32,1

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN


VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

Weitere Informationen zu den **VITA PROTHETIK** LÖSUNGEN finden Sie unter:
www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics



Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2022-07

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung

CE 0124:

VITAPAN® Produktfamilie, **VITA PHYSIODENS®**, **VITA VIONIC®** Produktfamilie



VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban