

+  
WE  
KNOW  
ENDO.



**MAILLEFER**

## WaveOne® Gold

Optimieren Sie Patientensicherheit und klinische Effizienz – mit Produkten rund um das reziproke, endodontische Behandlungskonzept WaveOne Gold zur Einmalverwendung.

 Dentsply  
Sirona

# Zeitsparend, patientenfreundlich und einfach – entdecken Sie das reziproke Behandlungskonzept WaveOne® Gold

Der Aufbau von Vertrauen bei Patienten und klinischem Team ist bei der schrittweisen Rückkehr in den Praxis-Alltag von höchster Wichtigkeit.

Wir von Dentsply Sirona sind für Sie da, um Ihnen dabei zu helfen, Risiken zu minimieren und die Sorgen Ihrer Patienten auszuräumen.

Unsere endodontischen Produkte rund um das reziproke Behandlungskonzept WaveOne® Gold bieten Lösungen für die Einmalverwendung für jeden Arbeitsschritt. Damit geben Sie Ihren Patienten die Sicherheit, das Risiko für Kreuzkontamination zu minimieren.



**Gleitpfad & Aufbereitung**  
WaveOne® Gold



**Spülung**  
Maillefer Spülkanüle



**Temporäre Wurzelkanaleinlage & Sealer**  
AH Temp®  
AH Plus®



**Obturation**  
Papierspitzen  
Conform Fit™ Gutta-percha  
GuttaCore®

Weitere Informationen, wie WaveOne® Gold Sie dabei unterstützt, Ihren Patienten zugleich Sicherheit sowie eine hervorragende endodontische Behandlung zu bieten, finden Sie auf:  
<https://www.dentsplysirona.com/de-de/entdecken/endodontie/waveone-gold.html>

# Sicherheit für Ihre Patienten und effiziente klinische Ergebnisse.

Entdecken Sie, wie ein einfacher und zuverlässiger endodontischer Behandlungsablauf mit speziell aufeinander abgestimmten Produkten zur Einmalverwendung noch sicherer werden kann.

**MAILLEFER**

## WaveOne® Gold Reziprokes Feilensystem



### Einmalverwendung & steril verpackt

- Schutz vor Kreuzkontamination und reduziertem Feilenbruchrisiko
- Erhöhte Patientensicherheit durch verbesserte Flexibilität
- Einfache & zeitsparende Anwendung durch Ein-Feilen-Aufbereitung
- Eine Lösung für Gleitpfad & Aufbereitung

**MAILLEFER**

## AH Plus Jet® Wurzelkanalsealer auf Epoxid-Harz-Basis



### Mischkanüle- Einmalverwendung

- Kontrolliertes, homogenes Anmischen durch Doppelkammerspritze
- Einfache und saubere Anwendung
- Direkte, präzise Platzierung im Wurzelkanal
- Schutzhüllen zur Einmalverwendung für den AH Plus Jet®

**MAILLEFER**

## Spülkanüle



### Einmalverwendung

- Optimale Desinfektion bis dicht an den Apex
- Hochflexibel – zur Spülung auch von stark gekrümmten Kanal anatomien
- Mehr Sicherheit: Zwei seitliche Austrittsöffnungen für eine ausgewogene Verteilung der Spülflüssigkeit

**MAILLEFER**

## Papierspitzen für WaveOne Gold®



### Einmalverwendung & steril verpackt

Gebrauchsfertig á 5 Stück verpackt.

**MAILLEFER**

## Conform Fit™ Guttapercha für WaveOne Gold®



### Einmalverwendung

Variable Konizität entsprechend der Feilen, für einen präzisen apikalen Sitz, akkuraten Tug Back und eine einfache Anwendung.

**MAILLEFER**

## AH Temp™ Temporäre Wurzelkanaleinlage auf Calciumhydroxidbasis



### Kanülen - Einmalverwendung

Präzises Arbeiten bis in tiefe Kanalregionen durch ultradünne, lange und gebogene Kanüle mit Silikonstopp.

**MAILLEFER**

## GuttaCore® Warme Obturation mit Trägerstift



### Einmalverwendung

- Anwendung so einfach wie bei einem kalten Guttapercha-Stift
- Einheitliche 3D-Füllung, durch fließfähige Guttapercha, die Krümmungen folgt, Seitenkanäle findet und in Isthmen fließt

Schutzhüllen zur Einmalverwendung für weitere Produkte finden Sie auf der nächsten Seite.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban