

## astron® DuraClean<sup>2</sup>™

Spezialreiniger für CLEARsplint® Versorgungen und Labtec Kunststoffe  
Special cleaning agent for CLEARsplint® nightguards and interims, as well as Labtec denture materials



Set Reinigungsmittel (170 g) mit Dose und Bürste REF 26170S  
Set cleaning powder (170 g) with box and brush

Eco-Kit (6 Sets) REF 26168S

Reinigungsmittel/ cleaning powder 170 g REF 26171

Eco-Kit Pulver/ cleaning powder (6 Dosen) REF 26175S

Reinigungsbürste/ cleaning brush REF 26172

Reinigungsdose/ cleaning box REF 26173

Aufgrund der hohen Abrasivität von Zahncremes ergibt sich bei längerem Gebrauch der negative Effekt der optischen Beeinträchtigung (Grauschleier) Ihrer hochästhetischen klaren CLEARsplint® Premium-Aufbisschiene!

Aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Prothesenreiniger dürfen bei CLEARsplint® Premium-Aufbisschienen prinzipiell nicht verwendet werden!

Due to the high abrasive effect of tooth pastes their permanent use may result in optical impairments (grey shadows) of your highly aesthetic transparent CLEARsplint® premium splint.

Aggressive cleaning agents, such as denture cleaners must not be used with CLEARsplint® premium splint at all.

### Reinigung mit Zahnbürste und Zahnpasta Cleaning with a toothbrush and toothpaste



vorher/ befor

nachher/ after

Bereits nach kurzer Zeit ist die Oberfläche zerkratzt und matt.  
After a short period of time the surface is already scratched and matt

### Reinigung mit DuraClean<sup>2</sup> Cleaning with DuraClean<sup>2</sup>



vorher/ befor

nachher/ after

Auch nach mehrmaliger regelmäßiger Reinigung bleibt die Oberfläche unbeschädigt und klar./ Even after repeated cleaning, surface stays clear and undamaged

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban