


Technisches Datenblatt




Artikel-Nr. **118-080**
Artikel-Bezeichnung **SMART NITRIL MAGENTA**
Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, magenta, unsteril

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> magenta
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> angeraut	<input checked="" type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	< 80 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	-	-
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-	-

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,06 mm	0,08 mm	0,10 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN						
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel		
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
						

NORMUNG						
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz
Level	nicht anwendbar					
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation	ISO 374-1 / Typ B
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	15,1 %	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	3	> 60 min	-74,7 %	
EN 374-4:2013 Degradation	Formaldehyd 37%	T	2	> 30 min	24,0 %	
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B					
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010					
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4					EN 455
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL <1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)					AQL 1.5

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin	Cyclophosphamide	Darcarbazine	Etoposide	Melphalan	Methotrexate	Ifosamide
Level	1,0 mg/ml	20 mg/ml	5	20 mg/ml	5	25 mg/ml	5

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **118-080**
Artikel-Bezeichnung **SMART NITRIL MAGENTA**
Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, magenta, unsteril

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	-	
EAN Unterpackung Gr. S	-	
EAN Unterpackung Gr. M	-	
EAN Unterpackung Gr. L	-	
EAN Unterpackung Gr. XL	-	
EAN Unterpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	-	
PZN Unterpackung Gr. M	-	
PZN Unterpackung Gr. L	-	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	215 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	60 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	340 g	400 g
S	360 g	420 g
M	380 g	440 g
L	410 g	470 g
XL	-	-
XXL	-	-

Untersuchungshandschuhe Nitril soft PSA **100**
nicht steril · beidhändig verwendbar · puderfrei **Stück**

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	-	
EAN Umverpackung Gr. S	-	
EAN Umverpackung Gr. M	-	
EAN Umverpackung Gr. L	-	
EAN Umverpackung Gr. XL	-	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	315 mm	
Breite	255 mm	
Höhe	230 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	4.000 g	4.500 g
S	4.200 g	4.700 g
M	4.400 g	4.900 g
L	4.700 g	5.200 g
XL	-	-
XXL	-	-

Untersuchungshandschuhe Nitril soft PSA

Ⓢ Untersuchungshandschuhe Nitril
 puderfrei
 steril
 beidhändig verwendbar
 zum einmaligen Gebrauch

Ⓢ Examination gloves nitrile
 powderfree
 non-sterile
 ambidextrous
 single use only

MD (EU) 2017/1433 Class I 3016420 Category III

MD 0598 AQL (LS) EN 455

BATCH
 LIFT

10x100
Stück

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	10	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	199 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	360 kg	385 kg
S	376 kg	401 kg
M	392 kg	417 kg
L	416 kg	441 kg
XL	-	-
XXL	-	-

Untersuchungshandschuhe Nitril soft PSA

nicht steril · beidhändig verwendbar · puderfrei

10x100
Stück

Rev.-Nr.: 1
Datum 23. 06.2020

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban