



In Sachen Hygiene
immer vor Ort –
**in Europa und
weltweit.**



Dental



Das
**Produkt-
Programm.**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
info@drweigert.de

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11/12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG
Baarerstrasse 14
6300 Zug
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3
9405 PT Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Newmarket Suite 17
Keys Business Village
Keys Park Road
Cannock, WS12 2HA
Tel.: +44-1543 471 222
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6D
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España
Edificio MB-One
Avda. de Europa 19, 3A
28108 Alcobendas Madrid
Tel.: +34-91 793 2148
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
info@drweigert.hu

DE 1054 / 08-2019 © Dr. Weigert, Hamburg

neodisher® –
Erfahrung für Ihre
Sicherheit.

Seit über 30 Jahren

... begleitet neodisher® die technische Entwicklung der Instrumentenaufbereitung und setzt neue Standards.

neodisher® Konzepte garantieren erstklassige Ergebnisse und die Langlebigkeit hochwertiger Materialien.

Wir lösen mit unserem speziellen Know-how in hygienisch sensiblen Bereichen selbst die schwierigsten Aufgaben. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

Kompetenz aus einer Hand.

Reproduzierbare und validierte Reinigungs- und Desinfektionsprozesse sind die Voraussetzung für einen sicheren Hygienestatus – nutzen Sie unsere Kompetenz: Das Fachwissen unserer neodisher® Fachberater ist ein starkes Argument für Dr. Weigert. Wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Zubehör.

In der Produkt- und Verfahrensentwicklung ist neodisher® immer einen Schritt voraus. Eine enge Zusammenarbeit mit den Herstellern von Instrumenten und anderen Medizinprodukten ist die beste Basis für die Entwicklung innovativer Prozesschemikalien und die Konzeption neuer Verfahren. Maßgeschneiderte Lösungen für die Praxis – für Sicherheit und Werterhaltung!

Nutzen Sie das Know-how von Dr. Weigert, um Hygieneprozesse so zu realisieren, dass Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im optimalen Verhältnis zueinander stehen. Vertrauen Sie unserer Erfahrung und unserem Service!

System-Service für erstklassige Resultate.

System-Service steht für eine kontinuierliche Betreuung, damit erstklassige Resultate auch dauerhaft erzielt werden. Auf der Basis einer jahrzehntelangen Erfahrung, durch exzellentes Fachwissen und eine enge Zusammenarbeit mit den Herstellern von Medizinprodukten sowie von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten finden wir auf alle Fragen rasch die richtige Antwort. Der neodisher® Fachberater ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragestellungen – zuverlässig und professionell für die sichere Aufbereitung von Medizinprodukten.



neodisher® Produkt-Programm

Manuelle Aufbereitung von Dentalinstrumenten	4
Grundreinigung und Pflege von Dentalinstrumenten	5
Maschinelle Aufbereitung und Vorbehandlung von Dentalinstrumenten:	
Reinigung	6
Neutralisation	7
Nachspülung	7
Flächenreinigung und -desinfektion	8
Händehygiene	9
Anwendungs- und Dosierhilfen	10
Anwendungsempfehlungen	11





Manuelle Aufbereitung und Vorbehandlung von Dentalinstrumenten

Die richtige Aufbereitung

... beginnt mit der fachgerechten Vorbehandlung der Instrumente – möglichst unmittelbar nach der Anwendung, um eine Beeinträchtigung der Reinigung durch Antrocknen zu vermeiden.

Manuelle Vorbehandlung Reinigung und Desinfektion	neodisher® PreStop	neodisher® Septo PreClean	neodisher® LM 2	neodisher® MultiZym	neodisher® Septo Fin
reinigend	•	•	•	•	
desinfizierend		•			•*
Nassentsorgung	•	•			
Korrosionsstopp	•				
aldehydfrei		•	•	•	
multienzymatisch				•	
hartnäckige Verschmutzungen			•		

* auch geeignet zur Schlussdesinfektion semikritischer Medizinprodukte

neodisher® PreStop Korrosionsstopp mit selbsttätiger Reinigungsleistung – Sprühschaum –

Korrosionsschutzmittel zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung. Verhindert Lochkorrosion auf Edelstahlinstrumenten, die durch anhaftende Rückstände von Blut entstehen können. Erleichtert die nachfolgende Reinigung.

Flaschen 12 x 0,75 L 4086 47



neodisher® Septo PreClean Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat –

Auf Basis von Aminen – Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,0 %, 15 min, 20 °C)

Für die manuelle Reinigung und Desinfektion vor der maschinellen Aufbereitung sowie für die Nassentsorgung über längere Zeiträume, z.B. über Nacht oder über das Wochenende. Mit sehr guter Reinigungswirkung und ausgezeichneter Materialverträglichkeit; nicht proteinfixierend. Frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

Kanister 5 L 4503 35 | Flaschen 12 x 1 L 4503 44



neodisher® LM 2 Mildalkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Für die Reinigung von Dentalinstrumenten im Ultraschall- und Tauchbad. Unterstützt die Entfernung hartnäckiger Rückstände wie Zahnzement. Für Edelstahl- und verchromte Instrumente geeignet. Schaumarm.

Kanister 10 L 4403 30 | Flaschen 12 x 1 L 4403 44



neodisher® MultiZym Multienzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Frei von Borsäure und Boraten, parfüm- und farbstofffrei

Erstklassige Reinigungsleistung durch multienzymatische Formulierung. Aktive rückstandsfreie Reinigung, verhindert die Redeposition von Proteinrückständen. Entfernt Biofilme. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. pH-neutral.

Kanister 5 L 4087 35 | Flaschen 12 x 1 L 4087 44



neodisher® Septo Fin Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat –

Auf Basis von Aldehyden – Bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid, sporizid (C. difficile) (5,0%, 60 min, 20°C)

Zum Einsatz im Tauchbad. Frei von Formaldehyd und Glyoxal. Sehr gute Materialverträglichkeit. VAH¹-gelistet, in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP³-gelistet.

Kanister 5 L 4207 35 | Flaschen 6 x 2 L 4207 42



Bitte beachten Sie vor dem Produkteinsatz die spezifischen Anwendungsparameter und Hinweise zur Materialverträglichkeit. Diese Informationen sind im jeweiligen Produktmerkblatt unter www.drweigert.de in der Rubrik Service/Downloads aktuell einseh- und abrufbar.

¹ Verbund für Angewandte Hygiene
² Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz
³ Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin

Manuelle Aufbereitung Grundreinigung und Pflege



Grundreinigung und Pflege	neodisher® IR	neodisher® IP Spray
Grundreinigung	•	
Pflege		•

Unsere Empfehlungen

... für die Grundreinigung und die Pflege von Dentalinstrumenten.

neodisher® IR

Saurer Grundreiniger – Flüssigkonzentrat –

Für die Grundreinigung von chirurgischen Instrumenten aus Edelstahl im Tauch- und Ultraschallbad. Anlauffarben, Flug- und Fremdstoffe werden entfernt. Vor dem Einsatz Produktmerkblatt beachten.

Kanister 12 kg 4204 30 | Flaschen 12 x 1 L 4204 49



neodisher® IP Spray

Instrumentenpflegemittel – Spray – Auf Basis von medizinischem Weißöl

Zur gezielten manuellen Pflege von Gelenkinstrumenten nach der maschinellen Aufbereitung. Bewirkt keine Verkrustungen, beeinflusst eine nachfolgende Dampf- oder Heißluftsterilisation nicht. Toxikologisch unbedenklich.

Spraydose 12 x 400 ml 4304 90



Maschinelle Aufbereitung von Dentalinstrumenten

Die maschinelle Reinigung

... erfolgt mit alkalischen Reinigern, die je nach Produkttyp auch Tenside und Enzyme enthalten können. Tenside ermöglichen es, wasserunlösliche Stoffe mit Wasser aufzunehmen und in der Lösung zu tragen. Enzyme dienen zur Unterstützung des Abbaus organischer Rückstände.

Maschinelle Reinigung	neodisher® MediClean Dental	neodisher® FA Dental	neodisher® MA Dental
alkalisch	●	●	●
tensidhaltig	●		●
enzymatisch	●		
flüssig	●	●	
besonders materialverträglich	●		
für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren	●	●	●

neodisher® MediClean Dental

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Entfernt wirkungsvoll Blut- und Eiweißrückstände. Besonders materialverträglich. Auch zur maschinellen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.

Kanister 5 L 4053 33



neodisher® FA Dental

Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –
Frei von Tensiden und oxidativen Zusätzen

Gründliche Reinigung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.

Kanister 5 L 4124 33



neodisher® MA Dental

Alkalischer Reiniger – Pulver –
Frei von oxidativen Zusätzen

Gründliche Reinigung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.

Eimer 10 kg 4113 76 | Flaschen 12 x 1 kg 4113 87



Neutralisation & Nachspülung von Dentalinstrumenten

Neutralisation	neodisher® N Dental	neodisher® Z Dental
sauer	●	●
tensidfrei	●	●
phosphatfrei		●
für empfindliche Materialien		●

Nachspülung	neodisher® MediKlar Dental	neodisher® Mielclear
maschinell anwendbar	●	●

Unsere Empfehlungen

... für die Neutralisation alkalischer Rückstände sowie für die Nachspülung von Dentalinstrumenten.

Nachspülmittel ermöglichen eine verbesserte, fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten und zahnärztlichen Utensilien.

neodisher® N Dental

Neutralisationsmittel – Flüssigkonzentrat –
Auf Basis von Phosphorsäure. Frei von Tensiden

Neutralisiert verschleppte Alkalireste und entfernt Verfärbungen, Kalkablagerungen und Rostansatz bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten. Auch zur Grundreinigung von Dentalinstrumenten im Tauchbad geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.

Kanister 5 L 4118 33 | Flaschen 12 x 1 L 4118 87



neodisher® Z Dental

Neutralisationsmittel – Flüssigkonzentrat –
Auf Basis organischer Säuren. Frei von Tensiden und Phosphaten

Neutralisiert verschleppte Alkalireste bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten. Auch für die maschinelle Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.

Kanister 5 L 4055 33 | Flaschen 12 x 1 L 4055 87



neodisher® MediKlar Dental

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat –

Mit speziellen Benetzungskomponenten für eine verbesserte Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten inkl. Übertragungsinstrumenten und zahnärztlichen Utensilien. Auch für schwer benetzbare Materialien wie z.B. Kunststoffe bestens geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.

Flaschen 12 x 1 L 4776 49 | Flaschen 8 x 0,95 L 4776 51



neodisher® Mielclear

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat –

Für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten und zahnärztlichen Utensilien. Mit Korrosionsschutz. Für Miele-Thermodesinfektoren empfohlen.

Flaschen 12 x 1 L 4119 49



Flächenreinigung und Flächendesinfektion

neoform® Classic*

Desinfektionsreiniger – Flüssigkonzentrat – Bakterizid, levuroxid, tuberkuloxid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Rotaviren

Zur täglichen, kombinierten Flächenreinigung und -desinfektion im Wischverfahren auf abwaschbaren Oberflächen von Medizinprodukten und medizinischem Inventar, anderen Oberflächen in Krankenhäusern und Praxen sowie abwaschbaren Oberflächen in Alten- und Pflegeheimen, Laborbereichen und im öffentlichen Bereich. Gute Reinigungsleistung, sehr gute Materialverträglichkeit, schlierenfreie Flächendesinfektionsreinigung, kurze Einwirkzeiten und dabei breites Wirkspektrum. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wiper RTF geeignet.



Kanister	5 L	4470 35	Flaschen	6 x 2 L	4470 42
----------	-----	---------	----------	---------	---------

neoform® Active*

Desinfektionsreiniger – Granulat – Auf Basis von Peressigsäure – Bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid, sporizid

Für die Reinigung und Desinfektion von Flächen im Medizin-, Pflege- und Laborbereich. Kurze Einwirkzeiten, breites Wirkspektrum. Gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend, sehr gute Materialverträglichkeit. Staubarm, gut löslich – saubere, präzise und einfache Dosierung. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen.



Eimer	4 x 2 kg	4471 81	Sachets	40 x 50 g	4471 75
-------	----------	---------	---------	-----------	---------

Mit den Teststäbchen neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kann die Konzentration der Anwendungslösung überprüft werden.

neoform® Rapid*

Schnelldesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung – Bakterizid, levuroxid, fungizid, tuberkuloxid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Noroviren

Alkoholische Lösung zur Desinfektion von Flächen im Medizin-, Labor-, Pharma- und Kosmetikbereich. Einsatz im Wischverfahren. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wiper RTF geeignet.



Flaschen	12 x 0,75 L	5643 47
----------	-------------	---------

neoform® wiper RTF

Einweg-Vliestuchspendersystem für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln

Desinfizierende Reinigung und Desinfektion von Flächen, Geräten, Medizinprodukten und medizinischem Inventar in Kombination mit geeigneten Dr. Weigert-Flächendesinfektionsmitteln in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, in chemischen und pharmazeutischen Bereichen, Laboratorien sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und Großküchen. Auch für Hochrisikobereiche wie z. B. Neonatologie oder Hämatologie gemäß VAH¹-Empfehlung³ geeignet. Vielseitig einsetzbar, kompatibel mit einer breiten Auswahl an Dr. Weigert Flächendesinfektionsmitteln, im 4-Felder-Test belegt (EN 16615).



Kunststoffeimer mit Vliestuchrolle	8 Stück	4213 95
------------------------------------	---------	---------

* Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

¹ Verbund für Angewandte Hygiene e.V.

² Industrierivband Hygiene und Oberflächenschutz

³ Mitteilung der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH unter Mitwirkung der „4+4-Arbeitsgruppe“: Zur Verwendung von Tuchspendersystemen in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko, 2014



Händehygiene



triformin® wash Waschlotion

Zur pflegenden Hände- und Körperreinigung. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Besonders geeignet für normale, trockene und empfindliche Haut. Auf Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe, mit Aloe Vera und natürlichem Bienenhonig, Seifen- und alkalifrei. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.



Kanister	5 L	3173 35	Flaschen	20 x 500 ml	3173 63
Flaschen	10 x 1 L	3173 48			

triformin® wash pure Waschlotion

Zur pflegenden Hände- und Körperreinigung. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Besonders geeignet für normale und trockene Haut. Parfum- und farbstofffrei, mit rückfettenden Pflegekomponenten und feuchtigkeitsspendendem Glycerin. Seifen- und alkalifrei. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.



Kanister	5 L	3183 35	Flaschen	20 x 500 ml	3183 63
Flaschen	10 x 1 L	3183 48			

weigoman®* Händedesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung –

Bakterizid, tuberkuloxid, fungizid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Rota- und Noro-Viren

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. Hervorragende Hautverträglichkeit, mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfetttern. Für sensible Haut geeignet. VAH¹-gelistet, in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.



Kanister	5 L	4090 35	Flaschen	20 x 500 ml	4090 63
Flaschen	10 x 1 L	4090 48	Flaschen	50 x 100 ml	4090 65

weigoman® parfümfrei* Händedesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung –

Bakterizid, tuberkuloxid, fungizid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Rota- und Noro-Viren

Parfümfreies alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. Hervorragende Hautverträglichkeit, mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfetttern. Für sensible Haut geeignet. VAH¹-gelistet, in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.



Kanister	5 L	4091 35	Flaschen	20 x 500 ml	4091 63
Flaschen	10 x 1 L	4091 48	Flaschen	50 x 100 ml	4091 65

weigoman® pure** Händedesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung –

Bakterizid, tuberkuloxid, levuroxid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Noroviren

Parfümfreies alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. Hervorragende Hautverträglichkeit, mit hochwirksamem Rückfetter. Für sensible Haut geeignet. In der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.



Flaschen	10 x 1 L	4078 48	Flaschen	50 x 100 ml	4078 65
Flaschen	20 x 500 ml	4078 63			

triformin® care Hautpflegecreme

Zur Pflege der Hände nach der Arbeit und in Pausen. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Frei von Parfum. Dosierung aus der 500 ml-Flasche über den triformin® dispenser 0.5.



Flaschen	6 x 500 ml	3105 39	Tuben	12 x 100 ml	3105 15
----------	------------	---------	-------	-------------	---------

triformin® protect Hautschutzcreme

Schützt die Haut nachhaltig vor Austrocknung. Langanhaltender Schutz und intensive Pflege. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Frei von Parfum. Dosierung aus der 500 ml-Flasche über den triformin® dispenser 0.5.



Flaschen	6 x 500 ml	3102 39	Tuben	12 x 100 ml	3102 15
----------	------------	---------	-------	-------------	---------

* weigoman/ weigoman parfümfrei: Zusammensetzung: 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält 63,14 g 2-Propanol und 14,3 g 1-Propanol. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Glycerol, Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75. Bei weigoman zusätzlich: Parfümöl Fresh.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht im Augenbereich, auf Schleimhäuten oder offenen Wunden anwenden. Nebenwirkungen: Austrocknungserscheinungen der Haut (Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) bei mehrfacher Anwendung. Kontaktallergische Reaktionen bzw. Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich. Warnhinweise: Enthält Wollwachs. Pharmazeutischer Unternehmer: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85 20539 Hamburg.

Stand der Information: Mai 2017

** Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anwendungs- & Dosierhilfen

Dosier- und Anwendungshilfen

Schlüssel aus Kunststoff zum leichten Öffnen von Kanistern und Fässern
 Kanisterpumpe für 5 L- und 10 L-Kanister (30 ml Hub)
 Auslaufhahn für 5 L- und 10 L-Kanister

Art.-Nr. 9810 07
 Art.-Nr. 9807 01
 Art.-Nr. 9800 04



Zubehör

Sprühaufsatz
 Schaumprüher
 500 ml Messbecher mit Skala
 1000 ml Messbecher mit Skala
 Rührlöffel
 neodisher® test strips (50 Stück)
 3 L-Desinfektionswanne (mit Siebeinsatz und Deckel)
 10 L-Desinfektionswanne (mit Siebeinsatz und Deckel)
 30 L-Desinfektionswanne mit Ablasshahn (mit Siebeinsatz und Deckel)
 Einweg-Vliestuchspendersystem (8x Kunststoffeimer mit Vliestuchrolle)
 geeignet für neodisher® Classic, neodisher® MED FF, neodisher® Rapid

Art.-Nr. 9500 07
 Art.-Nr. 9500 08
 Art.-Nr. 9801 06
 Art.-Nr. 9801 00
 Art.-Nr. 9802 12
 Art.-Nr. 9813 20
 Art.-Nr. 9611 00
 Art.-Nr. 9611 20
 Art.-Nr. 9611 40
 Art.-Nr. 4213 95



Dosier- und Druckspender für triformin® und weigoman® Produkte

Dosierspender
 triformin® dispenser 0.5 touchless¹ zur Dosierung aus 500 ml-Flaschen
 Standfuß für triformin® dispenser 0.5 touchless
 triformin® dispenser 1.0 gold² zur Dosierung aus 1 L-Flaschen
 triformin® dispenser 0.5 gold² zur Dosierung aus 500 ml-Flaschen
 triformin® dispenser 1.0 silver³ zur Dosierung aus 1 L-Flaschen
 triformin® dispenser 0.5 silver³ zur Dosierung aus 500 ml-Flaschen
 triformin® dispenser 1.0 basic⁴ zur Dosierung aus 1 L-Flaschen
 triformin® dispenser 0.5 basic⁴ zur Dosierung aus 500 ml-Flaschen

Art.-Nr. 9810 30
 Art.-Nr. 9810 31
 Art.-Nr. 9810 51
 Art.-Nr. 9810 21
 Art.-Nr. 9810 52
 Art.-Nr. 9810 22
 Art.-Nr. 9810 53
 Art.-Nr. 9810 23

Druckspender
 für 1 L-Flaschen triformin® wash, triformin® wash pure, weigoman®, weigoman® parfümfrei,
 weigoman® pure
 für 0,5 L-Flaschen triformin® wash, triformin® wash pure, weigoman®, weigoman® parfümfrei,
 weigoman® pure
 für 0,5 L-Flaschen triformin® care und triformin® protect

Art.-Nr. 9802 00
 Art.-Nr. 9802 03
 Art.-Nr. 9802 02

Wandhalter
 für 1 L-Flaschen der weigoman® und triformin® Produkte
 für 0,5 L-Flaschen der weigoman® und triformin® Produkte

Art.-Nr. 9810 56
 Art.-Nr. 9810 59



¹ berührungsloser Spender mit Sensortechnologie
² spülmaschinengeeignet und autoklavierbar; Edelstahlpumpe nach vorne entnehmbar
³ spülmaschinengeeignet und autoklavierbar, mit Edelstahlpumpe
⁴ mit Kunststoffpumpe



Anwendungsempfehlungen

Maschinelle Aufbereitung	Dentalinstrumente und Utensilien	Übertragungsinstrumente
Reinigung		
neodisher® MediClean Dental	●	●
neodisher® FA Dental	●	
neodisher® MA Dental	●	
Neutralisation		
neodisher® Z Dental	●	●
neodisher® N Dental	●	
Nachspülung		
neodisher® MediKlar Dental	●	●
neodisher® Mielclear	●	●

Unsere Empfehlung

Die nebenstehende Tabelle gibt für die maschinelle Aufbereitung einen Überblick über die optimale Kombination der Prozesschemikalien, in Abhängigkeit von dem aufzubereitenden Instrumentarium. Wir empfehlen die Kombination aus neodisher® MediClean Dental, neodisher® Z Dental und neodisher® MediKlar Dental, die sich dank der hohen Materialschonung gleichermaßen zur Aufbereitung von Dentalinstrumenten, zahnärztlichen Utensilien (Trays, Mundspülbecher, Nierenschalen) sowie von Übertragungsinstrumenten eignet.

Händehygiene	triformin® wash	triformin® wash pure	weigoman®	weigoman® parfümfrei	weigoman® pure**	triformin® care	triformin® protect
Händereinigung	●	●					
Händedesinfektion			●	●	●		
Händepflege						●	
Hautschutz							●

Manuelle Reinigung, Desinfektion, Pflege	neodisher® PreStop	neodisher® Septo PreClean	neodisher® Multizym	neodisher® Septo Fin	neodisher® N Dental	neodisher® IR	neodisher® IP Spray	neodisher® Classic**	neodisher® Active**	neodisher® Rapid**
Vorbehandlung von Dentalinstrumenten	●	●								
manuelle Reinigung von Dentalinstrumenten	●	●	●							
manuelle Desinfektion von Dentalinstrumenten		●		●*						
Grundreinigung von Dentalinstrumenten					●	●				
Pflege von Dentalinstrumenten							●			
Flächenreinigung								●	●	
Flächendesinfektion								●	●	●

* auch geeignet zur Schlussdesinfektion semikritischer Medizinprodukte
 ** Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban